

Ausili Tecnici Riabilitativi

Manuale



rtho**ub**

officine ortopediche
polispecialistiche associate

Stabilizzatore per statica eretta



La verticalizzazione avviene mediante attuatore elettrico alimentato da batterie ricaricabili e con un comando a pulsantiera

L'operazione viene anche assistita dalla movimentazione del supporto toracico che, grazie ad un sistema a pantografo, segue l'utente lungo tutta la corsa

L'apparecchiatura è dotata inoltre, di una centralina a joystick e due motori che permettono di effettuare comodi trasferimenti in completa autonomia

È prevista un'ampia possibilità di regolazioni per adattare l'ausilio alle misure dell'utente, in particolare è adattabile ad utenti di altezza compresa fra cm.150 e 190

L'ausilio si può ripiegare parzialmente per essere facilmente trasportato in auto



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STRUZZO PLUS	03.48.21.036	Stabilizzatore per statica in postura eretta
	03.48.21.106	Tavolo da lavoro per appoggio arti superiori, posizionabile in altezza e regolabile in inclinazione
	03.48.21.112x2	Regolazione intra/extra rotazione del piede
	03.48.21.118	Sostegno o presa regolabile per il tronco
	03.48.21.127	Regolazione servoassistita da pistone elettrico
	03.48.21.207	Divaricatore
		Riconducibile per omogeneità funzionale a “famiglia dispositivo” come da D.M. 332/99 Art. 1 Comma 5
	12.21.27.006	Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
	12.24.03.157	Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.139	Sostegni laterali
	E.T.	Coppia sandali
	E.T.	Cinghia di sostegno
	E.T.	Sellino ovale
	E.T.	Imbottitura sellino ovale
	E.T.	Imbottitura sellino standard

CARATTERISTICHE TECNICHE



DESCRIZIONE	SERIE STRUZZO
Gruppo maniglioni-supporto toracico	mobile-verticalizzabile
Verticalizzazione servo-assistita	elettrica
Regolazione altezza struttura	elettrica
Protezione sovraccarico	elettronica
Segnalatore di sovraccarico	acustico
Freno di stazionamento	su ruote posteriori
Velocità di avanzamento	Max 2.5 Km/h (regolabile)
Altezza del telaio da terra	31 mm
Massimo scalino superabile	20 mm
Pendenza massima percorribile	2 gradi
Autonomia di utilizzo (verticalizzazione/trasferimento)	Normale utilizzo 3-4 giorni (2h 30min utilizzo ininterrotto in spostamento)
Tempo medio di ricarica batterie	8 ore
Livello di carica batterie	display multicolore su joystick
Regolazione velocità	digitale su joystick
Autospegnimento	di serie
Diagnosi guasti e manutenzione	a display
Pulsante arresto verticalizzazione	di serie
Inibizione pulsante arresto verticalizzazione	di serie

OPTIONAL



Art. 01307
Coppia
sandali



Art. 01097
Sostegni
laterali



Art. 01095
Cinghia di
sostegno



Art. 01100
Sellino Ovale



Art. 01099
Imbottitura sel-
lino ovale



Art. 01098
Imbottitura
sellino a pera



Art. AC0011
Supporto busto

Stabilizzatore per statica in postura eretta

Telaio regolabile in altezza

Verniciatura epossidica atossica

Sostegno pettorale regolabile in altezza

Tavolo con bordo ed incavo regolabile in altezza e sfilabile

Ginocchiere regolabili in larghezza, profondità e altezza

Pedana antiscivolo in alluminio

Fermatalloni regolabili in larghezza e profondità

Ruote per lo spostamento

Accessori:

Quattro ruote piroettanti di cui due con freno

Spinta laterale per bacino



Unità posturale per il capo





misure:

- 3 (piccolo)
- 4 (grande)

MISURA 3



MISURA 4



Unità posturale per il capo



Spinta laterale per bacino

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STANDY	03.48.21.036 03.48.21.103 03.48.21.112x2 03.48.21.118	Stabilizzatore per statica in postura eretta Tavolo da lavoro regolabile in altezza Regolazione intra\extra rotazione del piede Sostegno o presa per il tronco regolabile
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
861	03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti di cui due con freno
857	18.09.18.211X2	Spinta laterale per bacino (solo per Standy 3)
865	18.09.39.027	Unità posturale per il capo (Riconducibile per omogeneità funzionale)

Stabilizzatore per statica eretta

Telaio con regolazioni in altezza indipendenti tra il sollevamento elettronico e il poggiamani

Pulsantiera per il comando della salita e della discesa con programmazione automatica memorizzata

Pulsante di emergenza

Ginocchiere imbottite regolabili in altezza, in lunghezza e profondità

Fermatalloni regolabili ed estraibili

Pedana in legno

Fascia imbottita per il sollevamento

Tavolo regolabile in altezza, profondità e inclinabile da 0° a -23°

Quattro ruote piroettanti con freno

Accessori

Poggiatesta

Sostegno per bacino, schiena e capo



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STANDY WING	03.48.21.036	Stabilizzatore per statica in postura eretta
	12.24.03.157	Sistema di sollevamento Riconducibile per omogeneità funzionale a “Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
	03.48.21.106	Tavolo da lavoro per appoggio arti superiori, posizionabile in altezza e regolabile in inclinazione
	03.48.21.112x2	Regolazione intra\extra rotazione del piede
	03.48.21.118	Sostegno o presa regolabile per il tronco
	03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti con freno
	03.48.21.127	Regolazione servoassistita da motore elettrico
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
866	18.09.39.015	Sostegno per bacino, schiena e capo (Riconducibile per omogeneità funzionale a unità posturale bacino)
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo (Riconducibile per omogeneità funzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE



Posizionamento del fermatalloni con regolazione in antero posteriore e laterale









Fascia ergonomica con rivestimento interno in pelle scamosciata antiscivolo. Ganci per la trazione in salita e per l'applicazione delle fasce cosciali supplementari. Disponibile in 2 misure



Posizionamento delle ginocchiere con regolazione anteroposteriore, in altezza e laterale



Art. 866
Sostegno per bacino, schiena e capo





Stabilizzatore per statica in postura eretta

Rende più efficaci le proposte riabilitative che si pongono, come obiettivo, il miglioramento della stazione eretta, dell'interazione con l'ambiente e delle capacità cognitive e oculo-manuali.

Nei casi di importante spasticità dei muscoli antigravitari, la diffusione delle vibrazioni può indurre una riduzione dell'ipertono.

Utilizzando delle applicazioni causa-effetto (es. tamburi) si può lavorare a livello cognitivo e motorio: quando vengono toccati i vari tamburi, si producono suoni e vibrazioni di intensità diverse.

Caratteristiche tecniche

Telaio senza sporgenze per consentire la rotazione del tronco e lo spostamento laterale delle braccia.

Tavolo in betulla removibile

Sostegni per le ginocchia imbottiti, removibili per il lavaggio, regolabili in altezza, in senso antero-posteriore in rotazione e abduzione in modo indipendente.

Fermatacchi regolabili

Sistema elettronico brevettato



misure:

- 1
Altezza utente: da 75 a 100 cm
- 2
Altezza utente: da 95-125 cm
- 3
Altezza utente: da 120 a 150 cm



tools free
regolazioni tramite pomelli e levette, senza l'utilizzo di chiavi



pannello controllo
kit elettronico con regolazioni per il volume e per l'intensità della vibrazione



Riduttori circonferenza (accessorio)



poggiatesta multiregolabile (accessorio)

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
APP MULTI-SENSORIAL STANDING	03.48.21.033	Stabilizzatore per statica in postura eretta (fisso)
	03.48.21.103	Tavolo da lavoro regolabile in altezza
	03.48.21.118	Sostegno o presa regolabile per il tronco
	03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti Ø mm 80 di cui due con freno



Stabilizzatore per statica in postura Eretta, con sostegni regolabili per i piedi, le ginocchia, il bacino e il tronco.

Meerkat può essere utilizzato come sostegno anteriore o posteriore, può essere utilizzato con il dispositivo Roker per facilitare lo sviluppo del controllo posturale dinamico.

Progettato per consentire al bambino di apprendere tramite il movimento.

Tutti i sostegni sono facili da utilizzare, la pedana particolarmente vicina al terreno facilita molto l'accesso. Le regolazioni dei sostegni sono facilitate dai sistemi a cricchetto, oltre ad essere molto solide, si regolano senza l'ausilio di alcun attrezzo.

Per consentire un utilizzo prolungato dell'ausilio c'è la possibilità di applicare accessori che seguono la crescita del bambino.

Caratteristiche

Stabilità Statica laterale 10°

Stabilità Statica in discesa 10°

Stabilità Statica in salita 10°

Peso totale 9 Kg – 15,3 Kg – 15,8 Kg

Portata massima 20 Kg – 65 Kg – 90 Kg



Misura:

- 1
- 2
- 3

Colorazioni della base:

- Azzurro
- Rosa
- Nero

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MEERKAT	03.48.21.036	Stabilizzatore per statica in postura eretta
	03.48.21.121	4 Ruote piroettanti
	03.48.21.166x2	Regolazione intra-extra rotazione del piede
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	03.48.21.106	Tavolo da lavoro
	18.09.39.015	Unità posturale bacino
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
E.T.	Kit regolazione profondità supporto toracale o supporto bacino	
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine		



Stabilizzatore per statica in postura eretta e prona

Telaio regolabile in inclinazione manuale

Fascia ascellare (solo per misure 2-3) regolabile in circonferenza con velcro, in altezza, in senso antero-posteriore

Fascia pelvica regolabile in circonferenza con velcro, in altezza in senso antero-posteriore

Ginocchiere regolabili in profondità, larghezza, in senso rotatorio e in altezza

Pedana regolabile in altezza, regolabile in profondità e larghezza, con cinturini fermapièdi

Tavolo da lavoro con funzione di appoggio arti superiori posizionabile in diverse altezze e ad inclinazione regolabile

Base con quattro ruote piroettanti complete di freno

misure:

- 1
- 2
- 3



Descrizione	Mis.1	Mis.2	Mis.3
Larghezza totale (cm)	63	68	72
Lunghezza totale (cm)	67	81	87
Altezza regolabile pedana-tavolo (cm)	51/71	62/82	71/93
Inclinazione telaio	0/19°	0/14°	0/11°
Inclinazione tavolo	0/25°	0/25°	0/25°
Distanza presa pelvica-pedana (cm)	39/57	44/70	56/91
Distanza presa ascellare-pedana (cm)	n.d.	60/86	76/110
Distanza ginocchiere - pedana (cm)	18/31	23/44	23/54
Peso (kg)	15,5	21.05	24
Portata massima (kg)	35	45	55

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
DONDOLINO	03.48.21.033	Stabilizzatore per statica in postura eretta e prona
	03.48.21.106	Tavolo da lavoro regolabile in altezza e in inclinazione
	03.48.21.118	Sostegno o presa regolabile per il tronco
	03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti con freno
	03.48.21.136	Regolazione manuale Riconducibile per omogeneità funzionale a “Regolazione servoassistita da pistone a gas” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5



Stabilizzatore per statica "3 in 1" supino, prono e verticale con regolazione continua dell'angolo a partire da 90° (verticale) a 170° Per bambini da 4 a 14 anni con altezza da 108 a 170 cm.

Completo di supporti per tronco e bacino, supporti per ginocchia, pedana poggiapiedi, appoggi anteriore e posteriore regolabili, tavolo regolabile in altezza e inclinazione e telaio con regolazione tramite pistone lineare.

Aggiuntivi

- supporto spalle
- pelotte toracali swing away
- pelotte toracali convesse
- cintura pelvica per posizione prona e supina
- supporti per ginocchia con fasce separate
- tavolino con vaschetta
- barra di supporto per tavolino
- supporto posteriore con pelotte laterali per il bacino e sellino



misure:

- 1
- 2

DESCRIZIONE	MISURA 1		MISURA 2	
	min.	max.	min.	max.
Fascia di età	4anni	10anni	8anni	14anni
Altezza utente	108cm	145cm	135cm	170cm
Portata massima	50kg		60 kg	
Altezza supporto tronco	76cm	108cm	98cm	130cm
Larghezza supporto tronco	16cm	28cm	20cm	32cm
Altezza supporto bacino	46cm	73cm	62cm	87,5cm
Larghezza supporto bacino	22cm	33cm	28cm	39cm
Angolo pedana	10°		10°	
Massima retrazione del ginocchio	25°		25°	
Regolazione altezza del tavolino	0cm	15cm	0cm	15cm
Angolo inclinazione del prodotto	90°	170°	90°	170°
Peso del prodotto	22kg		22kg	
Ingombro dello stander	97cm x 63cm		113cm x 65cm	
Colore	Arancione		Azzurro	

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MYGO STANDER	03.48.21.066 03.48.21.106	Stabilizzatore per statica in postura supina e prona con telaio pieghevole Tavolo da lavoro e appoggio arti superiori, regolabile in altezza e inclinazione
	03.48.21.112 x2 03.48.21.115 x2 03.48.21.118 03.48.21.136	Regolazione intra/extra rotazione del piede Regolazione della flessione estensione del piede Sostegno o presa regolabile per il tronco Regolazione servoassistita da pistone a gas
	18.09.39.015 18.09.39.142 18.09.39.148 x2 18.09.39.027 18.09.39.157	Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici di Nomenclatore: Supporto contenimento per bacino Stabilizzatore pettorale Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile Unità posturale per il capo Cuneo Divaricatore
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	E.T. E.T.	Struttura gioco per tavolo Rialzo pedana
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Piano da statica per la stazione supina e prona.

La gradualità del carico è riconosciuta come elemento determinante per migliorare, anche nei quadri patologici molto compromessi, diverse funzioni vitali quali la ventilazione e la pervietà polmonare, la digestione e l'attività peristaltica, l'apposizione di tessuto osseo sulle ossa lunghe evitando il rischio di osteoporosi.

Il morbido piano imbottito permette al bambino/adulto di essere posizionato supino o prono, a seconda delle capacità e/o degli obiettivi che vengono posti: la possibilità dell'inclinazione graduale, consente una gestione precisa dell'acquisizione della stazione eretta, subordinata alla capacità del bambino di sopportare un carico sempre maggiore sugli arti inferiori.

Dotato di cinghie con cuscinetti imbottiti per il fissaggio di tronco / bacino e ginocchia, e di tavolino inclinabile per l'appoggio dell'arto superiore, posizionabile a diverse altezze.

Il piano ha appoggio per il capo indipendente, regolabile in altezza, e pedane poggiapiedi regolabili in altezza, divaricazione, intra/extra rotazione e flessione dorsale/plantare.

misure:

- 1 manuale
- 2 manuale
- 3 elettrico



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
SHIFU OCE Manuale	03.48.21.066	Stabilizzatore per statica in postura supina e prona, manuale
	03.48.21.106	Tavolo con incavo autolivellante
	03.48.21.112x2	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede
	03.48.21.115x2	Regolazione della flessione estensione del piede
	03.48.21.118x2	Supporti laterali per il tronco
	03.48.21.136	Regolazione servoassistita da pistone a gas
	18.09.39.015	Supporto per bacino modulare
	18.09.39.157	Divaricatore
	Omaggio	Coppia sostegni per le ginocchia
SHIFU OCE Elettrico	03.48.21.069	Stabilizzatore per statica in postura supina e prona, elettrico
	03.48.21.106	Tavolo con incavo autolivellante
	03.48.21.112x2	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede
	03.48.21.115x2	Regolazione della flessione estensione del piede
	03.48.21.118x2	Supporti laterali per il tronco
	03.48.21.127	Regolazione servoassistita da pistone elettrico
	18.09.39.015	Supporto per bacino modulare
	18.09.39.157	Divaricatore
	Omaggio	Coppia sostegni per le ginocchia
Aggiuntivi applicabili ai modelli sopra descritti		
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	E.T.	Cuscinetto completo per cintura semplice
	E.T.	Cintura



Stabilizzatore per statica eretta, predisposto per la statica supina o prona. La variazione dell'inclinazione consente di raggiungere la posizione che agevola l'utilizzo degli arti superiori, il coordinamento oculo-manuale e induce atteggiamenti controllati di estensione del tronco e del capo.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in acciaio verniciato;
- Tavolo con incavo avvolgente regolabile in profondità ed in altezza ed inclinazione, asportabile;
- Piano imbottito e diviso in 3 porzioni che s'inseriscono per aumentare la lunghezza del piano d'appoggio (optional);
- La variazione in altezza e l'inclinazione del piano è servoassistita da attuatore elettrico a bassa tensione.

Dotato di:

- due paratie laterali imbottite regolabili;
- paratia posteriore applicabile al divaricatore in fase prona;
- ginocchiera regolabile apribile per versione supina;
- due cinghie di contenimento;
- poggiatesta con regolazione indipendente;
- divaricatore imbottito regolabile in altezza e asportabile;
- ruote diam.100 mm di cui due con freno di stazionamento;
- pedane con cinturini di contenimento, separate con regolazione dei 4 piani.



La gradualità del carico è un elemento determinante per migliorare diverse funzioni vitali quali la ventilazione e la pervietà polmonare, la digestione e l'attività peristaltica, l'apposizione di tessuto osseo sulle ossa lunghe evitando il rischio di osteoporosi.

Inoltre consente lo svolgimento delle attività riabilitative e ricreative.



Misure Unica
Peso: 100Kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
PELLICANO	03.48.21.069	Stabilizzatore per statica in postura supina e prona elettrico
	03.48.21.106	Tavolo regolabile in altezza e in inclinazione
	03.48.21.112x2	Regolazione intra/extra rotazione del piede
	03.48.21.115x2	Regolazione della flessione estensione del piede
	03.48.21.109x2	Regolazione della pronazione supinazione del piede
	03.48.21.118	Sostegno o presa regolabile per il tronco
	03.48.21.127	Regolazione servoassistita da pistone a gas
	18.09.39.015	Unità posturale per bacino con elementi predisposti
	18.09.39.157	Divaricatore anatomico, rigido, imbottito regolabile
	OMAGGIO	Coppia sostegni per le ginocchia
	OMAGGIO	Paratia posteriore



misura
- unica
(da 0 a 5 anni)

Stabilizzatore per Statica in Postura Eretta, Prona e Supina, con ampio range di regolazioni tramite il supporto per tronco, bacino e per le ginocchia. Regolazioni che unite all'appogiatesta nella versione supina forniscono un ottimo strumento riabilitativo.

Caratteristica tecnica fondamentale è l'Abduzione fino a 60° del supporto degli arti inferiori, il controllo dell'abduzione delle anche può essere effettuato in maniera asimmetrica e permette fino a 30° di regolazione, il fulcro dello stesso è posto a livello coxo-femorale. Sono presenti scale scale numerate come riferimento visivo che consentono un preciso ed accurato posizionamento. Il tavolo favorisce e supporta il bambino.

Nella configurazione standard: Telaio con supporti per bacino e per il tronco – Supporti per le ginocchia – Pedane reg. in altezza asimmetricamente
– Supporti per gli arti inferiori regolabili in Abduzione
– Base Pivot multi-regolabile per uso Interno.

Peso del dispositivo circa 6,5 Kg.

Colori: Rosso – Viola – Blu



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
SQUIGGLES STANDER PLUS	03.48.21.066	Stabilizzatore per statica in postura supina e prona con telaio pieghevole
	03.48.21.115 x2	Regolazione della flessione estensione del piede
	03.48.21.136	Regolazione servoassistita da pistone a gas
	18.09.39.148 x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterale per il bacino regolabili
	18.09.39.166 x2	Regolazione dell'intra-Extra rotazione del piede
	18.09.39.172	Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.172	Unità posturale per il capo
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Stabilizzatore per statica in postura Supina e Prona, può essere utilizzato da un bambino che ha bisogno di essere supportato nella parte frontale o posteriore con possibilità di abduzione ogni gamba di 30°

Svariate possibilità di regolazione e un'ampia scelta di aggiuntivi, rendono Gazelle adattabile a diverse necessità e a bambini con diversi tipi di disabilità.

Basculamento verticale orizzontale a 15° (eccellente posizione per respirazione e drenaggio dei liquidi).

Dalla posizione verticale è possibile richiuderlo facilmente, rendendolo trasportabile e/o poco ingombrante in casa.

Abduzione manuale delle gambe, si muove in modo anatomicamente corretto per facilitare il corretto posizionamento della testa e del femore nell'acetabolo.

Pedana multi regolabile, il giunto sferico consente di posizionare e supportare quasi tutte le angolazioni delle caviglia/piedi.

Caratteristiche

Angolo d'inclinazione, piano 90° to -15°

Peso totale 20 Kg – 22 Kg – 24 Kg

Portata massima 40 Kg – 60 Kg – 80 Kg



Misure e colori
Giallo per Misura 1
Verde per Misura 2
Blu per Misura 3

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
GAZELLE	03.48.21.069	Stabilizzatore per statica in postura supina
	03.48.21.136	Regolazione servoassistita da pistone a gas
	03.48.21.121	4 Ruote piroettanti
	03.48.21.109x2	Regolazione della prono-supinazione del piede
	03.48.21.115x2	Regolazione della flessione-estensione del piede
	03.48.21.112x2	Regolazione intra-extra rotazione del piede
	18.09.39.036	Unità posturale per arto inferiore
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.172	Tavolino con incavo
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.027	Poggiatesta con apertura per posizione prona
	OMAGGIO	Appoggia braccia per tavolino in plastica
	OMAGGIO	Imbottitura extra per piano base
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Stabilizzatore per statica eretta, predisposto per la statica supina o prona.

E' necessario per consentire il raggiungimento della posizione supina. La variazione dell'inclinazione consente di raggiungere la posizione che agevola l'utilizzo degli arti superiori, il coordinamento oculo-manuale e induce atteggiamenti controllati di estensione del tronco e del capo. La gradualità del carico è un elemento determinante per migliorare diverse funzioni vitali quali la ventilazione e la pervietà polmonare, la digestione e l'attività peristaltica, l'apposizione di tessuto osseo sulle ossa lunghe evitando il rischio di osteoporosi. Inoltre consente lo svolgimento delle attività riabilitative e ricreative.

caratteristiche tecniche

Le parti di appoggio a contatto con l'utilizzatore sono imbottite e rivestite in materiale lavabile e sanificabile;

e paratie laterali si possono regolare in altezza e larghezza; Paratia di contenimento ai glutei asportabile;

Sellino divaricatore regolabile in altezza; Supporti degli arti inferiori sono ad angolo variabile; Le ginocchiere e le staffe per impronta delle scarpe sono regolabili e ad angolo variabile; Pedane con cinturini di contenimento, separate con regolazione dei 4 piani; Tavolo in

plastica regolabile in altezza e inclinazione; Piano di appoggio ad altezza variabile, inoltre può essere variato da 0° a 90° servoassistito con pompa a gas; Dotato di 4 ruote diam.80, di cui 2 dotate di freno; Portata 75 Kg.



misure:

- 1
- 2
- 3
- 4

	Cod. ISO	Descrizione
RONDINE	03.48.21.066	Stabilizzatore per statica in postura supina e prona
	03.48.21.106	Tavolo da lavoro per appoggio arti superiori regolabile in altezza e regolabile in inclinazione
	03.48.21.112 x2	Regolazione intra/extra rotazione del piede
	03.48.21.115 x2	Regolazione della flessione estensione del piede
	03.48.21.109x2	Regolazione della pronazione supinazione del piede
	03.48.21.118	Sostegno o presa regolabile per il tronco
	03.48.21.121	Quattro ruote piroettanti mm 80 di cui due con freno
	18.09.39.136	Regolazione servoassistita da pistone a gas
	OMAGGIO	Paratia posteriore



Deambulatore a spinta, telaio pieghevole.

Telaio leggero in alluminio abbattibile per il trasporto e con sistema di regolazione in altezza brevettato.

Il sostegno pelvico e ascellare consentono un facile accesso tramite l'apertura posteriore. Il sostegno pelvico imbottito per il bacino, può essere regolato in senso antero-posteriore per impostare la deambulazione con lo spostamento del baricentro.

Manubrio regolabile.

Cintura da alpinista.

Quattro ruote tra cui 2 piroettanti imperforabili e 2 fisse con freno.




Può essere regolata la scorrevolezza delle ruote anteriori applicando l'Aggiuntivo art. 811 (ruote frizionate) e può essere agevolato il direzionamento sulle ruote posteriori con l'Aggiuntivo art.812 (ruote direzionali).

misure:

- 1/2
- 3/4
- 5



deambulatore anteriore






misure:

- 1/2
- 3/4
- 5



deambulatore posteriore



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
GRILLO ANT. PT	03.78.09.003	Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità funzionale a "Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta" come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
GRILLO POST. PT/PS	03.48.21.136	- con spinta anteriore - con trazione posteriore Regolazione servoassistita da pistone a gas
GRILLO ANT. PA	03.78.09.003	Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità funzionale a "Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta" come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
GRILLO POST. PA	03.48.21.136 03.48.21.204	- con spinta anteriore - con trazione posteriore Regolazione servoassistita da pistone a gas
Aggiuntivi applicabili ai modelli sopra descritti		
	12.06.09.127 03.48.21.106	Sostegno per arto superiore (paio) Barre di appesantimento Tavolo trasparente con incavo




Dimensioni in cm e pesi in Kg

Anteriore mini	Anteriore Small	Anteriore Medium	Anteriore Large
53-79 cm	60-86 cm	74-120 cm	84-140 cm
Peso tot. kg. 13,5 - PORTATA MAX Kg. 35	Peso tot. kg. 16,2 - PORTATA MAX Kg. 45	Peso tot. kg. 19,5 - PORTATA MAX Kg. 90	Peso tot. kg. 23 - PORTATA MAX Kg. 110
Posteriore mini	Posteriore Small	Posteriore Medium	Posteriore Large
53-79 cm	cm 60-86	cm 74-120	cm 84-140
Peso tot. kg. 13,5 - PORTATA MAX Kg. 35	Peso tot. kg. 15,7 - PORTATA MAX Kg. 45	Peso tot. kg. 17,7 - PORTATA MAX Kg. 90	Peso tot. kg. 22 - PORTATA MAX Kg. 110

DIMENSIONI UTENTE:




ALTEZZA UTENTE (C):
 75 cm - 100 cm misura mini
 90 cm - 135 cm misura S
 110 cm - 165 cm misura M
 150 cm - 190 cm misura L



IMPORTANTE:
 Assicurarsi che le altezze rappresentate nella figura A B rientrano nel range di misura indicato per il supporto toracico e pelvico

ANTERIORE			
- mini - Medium - Small - Large	- mini - Medium - Small - Large	- mini - Medium - Small - Large	- mini
PT	PA	P	PTM
COMPENSIVO DI: SUPPORTO TORACICO, SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANUBRIO.	COMPENSIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, ANTIBRACHIALI.	COMPENSIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANUBRIO.	COMPENSIVO DI: TAVOLO TRASPARENTE CON MANUBRIO, SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA.

POSTERIORE		
new - mini - Medium - Small - Large	new - mini - Medium - Small - Large	new - mini - Medium - Small - Large
PT	PA	P
COMPENSIVO DI: SUPPORTO TORACICO, SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANIGLIE.	COMPENSIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, ANTIBRACHIALI.	COMPENSIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANIGLIE.





Deambulatore pieghevole, a presa posteriore, per bambini attivi da 2 a 14 anni

Crocodile stabilizza il tronco con supporti posti posteriormente, per consentire più libertà nell’addestramento al cammino.

Molto facile da utilizzare e da manovrare: i supporti posizionati dietro al bambino stimolano la sua capacità di muoversi autonomamente dandogli, assieme ad una grande sicurezza, un’altrettanto grande sensazione di libertà, mentre i supporti laterali stabilizzano il bacino sul piano frontale evitando uno shift pelvico.

Può essere equipaggiato con un’imbracatura di sostegno oppure, con un piccolo sedile imbottito che all’occorrenza può essere ribaltato indietro, senza intralci per la deambulazione.

Il telaio leggero in alluminio può essere chiuso facilmente ed essere trasportato e riposto con un minimo ingombro, si adatta all’altezza del bambino grazie ai tubi telescopici.


I freni con blocco di ritorno delle ruote posteriori diminuiscono lo scivolamento all’indietro aumentando la sicurezza dell’ausilio.

Completo di dispositivo anti-ribaltamento, freni progressivi, blocco unidirezionale per ruote posteriori.



misure e modelli:

- 1 IMB
- 2 IMB
- 1 SED
- 2 SED
- 3 SED



	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Larghezza tra i manubri (J)	27-55	32-60	35 - 69
Altezza dal pavimento ai manubri (K)	39-70	55-88	70 - 100
Larghezza massima (G)	62	69	69
Lunghezza (H)	72	84	87
Altezza dal pavimento (L)	49-66	65-82	77
Lunghezza ripiegato	72	86	100
Altezza ripiegato	31	27	29
Peso (Kg)	5,5	6,5	12
Portata massima (Kg)	30	45	80
Altezza massima dell'utilizzatore (cm)	115	150	180
Raggio di sterzata	75	77	90

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
CROCODILE IMB	03.78.09.003	Deambulatore a presa posteriore Riconducibile per omogeneità funzionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
CROCODILE SED	03.48.21.204	Sostegno per arto superiore (paio) - con imbracatura di sostegno - con sedile imbottito



Pony è un deambulatore a presa anteriore mobile che permette la deambulazione in postura eretta tramite l'autospinta con gli arti inferiori. Progettato per un uso interno.

Caratteristiche tecniche

Telaio a forma di freccia, con 5 ruote.

Un'asta centrale supporta il sostegno per il tronco e il sellino con il sostegno per il bacino. L'asta può essere basculata anteriormente per facilitare il cammino.

Tra gli arti inferiori c'è un divisorio che contiene lo schema a forbice.

Disponibile in tre misure ed è adatto per bambini da un anno e mezzo fino circa ai 12 anni.

Basculazione anteriore regolabile

Regolazione della Sella

Supporto posteriore

Freni sulle ruote anteriori

Misure

- 1
- 2
- 3



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
PONY	03.78.09.003	Deambulatore a presa anteriore Riconducibile per omogeneità funzionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
	03.48.21.207	Cuneo divaricatore
	03.48.21.121	4 Ruote piroettanti
	03.48.21.201	Dispositivo di freno
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali
	18.09.39.151	Pelotta frontale con snodo
	03.48.21.204	Sostegno per arto superiore
	OMAGGIO	Imp. verticale da montare su manubrio set
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Mustang è un deambulatore per bambini e ragazzi con difficoltà motorie che hanno necessità di un sostegno durante la deambulazione.

Offre un eccellente e comodo sostegno alla parte superiore del tronco, dando al tempo stesso un riferimento al bacino. La posizione eretta leggermente proiettata in avanti facilita la funzione cammino attivando la reazione segna passi, incoraggiando il bambino alla partecipazione alle attività quotidiane.

Può essere utilizzato sia da bambini con esiti di paralisi cerebrale sia da bambini con alti disturbi del movimento e dell'equilibrio.

Progettato come deambulatore anteriore, può essere utilizzato anche come deambulatore posteriore, a seconda delle abilità in possesso del bambino.

Misure

- 1
- 2
- 3
- 4



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MUSTANG	03.78.09.003	Deambulatore a presa anteriore Riconducibile per omogeneità funzionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
	03.48.21.121	4 Ruote piroettanti
	03.48.21.136	Regolazione servoassistita da pistone a gas
	03.48.21.118	Sostegno regolabile per il tronco
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	03.48.21.207	Sella divaricatrice
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	03.48.21.204	Sostegno per arto superiore
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine		



Deambulatore posteriore richiudibile a 4 ruote.

Aiuta il bambino nel movimento degli arti inferiori garantendo stabilità e protezione durante il cammino e durante lo svolgimento della terapia. Adatto a bambini con schema del cammino a base allargata.

Caratteristiche tecniche:

- telaio pieghevole;
- manubrio regolabile in altezza ed in senso antero posteriore, disponibile in 3 versioni, standard, con manopole e con appoggi antibrachiali;
- blocco antiarretramento sulle ruote posteriori (disattivabile);
- ruote anteriori piroettanti;
- pneumatici antiforo;
- dispositivo antiribaltamento;
- freno a slittamento;
- pelotta posteriore per supporto bacino con pelotte di contenimento laterale bacino.

Aggiuntivi opzionali:

- Sedile;
- Imbracatura pelvica.



Misure 1, 2, 3

Ingombro
Largh. 63, 68, 72 cm
Lungh. 65, 76, 83 cm

Peso 5,5 kg, 6 kg,



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
NURMI NEO IMB NURMI NEO SED	03.78.09.003	Deambulatore a presa posteriore Riconducibile per omogeneità funzionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5 - con imbracatura pelvica - con sedile
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	03.48.21.204	Sostegno per arto superiore (paio)



Deambulatore pieghevole a presa posteriore per bambini e ragazzi

Il telaio leggero in alluminio può essere chiuso facilmente ed essere trasportato

Si adatta all'altezza del bambino grazie ai tubi telescopici del telaio che in base all'altezza si allargano su una maggiore superficie di appoggio, garantendo un'estrema stabilità

La struttura del telaio, aperta sul lato frontale chiusa nella parte posteriore, che funge da appoggio ed allo stesso tempo da ausilio per la deambulazione, stimola automaticamente il bambino a sollevare il busto in posizione corretta

L'apertura sul davanti consente un allungamento del passo e facilita l'avvicinamento a piani d'appoggio

I freni con blocco di ritorno delle ruote posteriori diminuiscono il rischio di scivolamento all'indietro, aumentando la sicurezza dell'ausilio

Le ruote anteriori fisse di serie hanno funzione terapeutica in primo luogo aumentano la stabilità e inoltre, dovendo l'utente sollevare leggermente il deambulatore per variare direzione, deve assumere anche il peso e ciò permette di conseguire un cammino fisiologico.

misure:

- 1
- 2
- 3
- 4



OPTIONAL: Ruote anteriori piroettanti



Manopole extra-alte con imbottitura avambraccio



Pelotte bacino

MISURA	ALTEZZA IMPUGNATURA	LARGHEZZA COMPLESSIVA	LARGHEZZA TRA IMPUGNATURE	LUNGHEZZA	CAPACITA'	PESO
1	37 - 47 cm	53 cm	34 cm	64 cm	45 kg	4 kg
2	48 - 64 cm	56 cm	34 cm	74 cm	45 kg	5 kg
3	50 - 77 cm	64 cm	38 cm	84 cm	90 kg	5 kg
4	72 - 91 cm	64 cm	41 cm	91 cm	90 kg	6 kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
NIMBO	03.78.09.003	Deambulatore a presa posteriore Riconducibile per omogeneità funzionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” con riduzione al valore commerciale del dispositivo rispetto a quanto previsto dal N.T. (DM 332/99 Art. 1 Comma 5)



Stabilizzatore Deambulatore
in posizione eretta.

Studiato per supportare i
bambini nell'esplorazione,
interazione e partecipazione
alle attività quotidiane.

Telaio pieghevole in allumi-
nio studiato al fine di avere
una forma completamente
aperta, sia nella parte ante-
riore piuttosto che in quel-
la posteriore, consentendo
all'operatore di avvicinarsi e
lavorare sia col tronco che
con gl'arti inferiori massimiz-
zando i benefici terapeutici
della riabilitazione.

Ruotine piroettanti multi-fun-
zione dotate di: freni, blocco
direzionale, anti retromarcia
e resistenza regolabile.

Dotato di imbragatura
MyWay permette di mante-
nere la necessaria stabilità
del capo, del tronco e degli
arti inferiori, l'imbragatura
abbraccia il bambi-
no come un corset-
to aumentando le
risposte sensoriali,
la stessa permet-
te l'adattamento a
bambini con diverse
necessità cliniche,
scoliosi ipotono o
movimenti distoni-
ci.



misure:

- 1
- 2
- 3

misure

imbragatura:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MY WAY	03.78.09.003	Stabilizzatore Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità funzionale come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
	03.48.21.121	Quattro Ruote piroettanti
	03.48.21.201	Dispositivo di freno
	03.48.21.136	Regolazione Servoassistita
	03.48.21.118	Presa Regolabile per il Tronco
	18.09.39.157	Divaricatore Imbottito
	18.09.39.142	Stabilizzatore Pettorale
	18.09.39.163	Cintura pelvica a 45°
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Deambulatore in posizione eretta disponibile nella versione per uso interno o esterno.

Aiuta l'assistito nel movimento degli arti inferiori, garantendo, allo stesso tempo, stabilità e protezione. E' fondamentale, non solo per garantire una migliore deambulazione assistita, ma anche per offrire libertà di movimento all'assistito favorendo così i rapporti sociali.

Caratteristiche tecniche:

- Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato;
- volantini per la regolazione dell'altezza del sostegno ascellare e pelvico;
- sostegno pelvico imbottito per il bacino, può essere regolato sia in altezza che in senso antero-posteriore;
- sostegno ascellare imbottito per il tronco, regolabile in altezza;

-braga che sostiene l'utilizzatore quando è stanco o in caso di cedimento, è regolabile in altezza tramite cinture e in circonferenza con velcro.

-Colore

Int 1,2,3:giallo

4,5: antracite

Est 2,3:giallo

4,5: antracite

Tappezzerie: nero



INTERNO



ESTERNO

Misure :

Int.:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Est.:


- 2
- 3
- 4
- 5

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
DYNAMICO INT	03.78.09.003	Deambulatore a presa anteriore Riconducibile per omogeneità funzionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
	E.T.	Appoggio antibrachiale
	E.T.	Frenatura frizionata per ruote anteriori
	E.T.	Blocchi direzionali ruote posteriori
DYNAMICO ESTERNO	03.78.09.003	Deambulatore a presa anteriore Riconducibile per omogeneità funzionale a “Stabilizzatore deambulatore in posizione eretta” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
	E.T	Appoggio antibrachiale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	E.T.	Barre di appesantimento
	E.T.	Manubrio regolabile
	E.T.	Divisorio intermedio (applicabile solo al mod. da interno)
	03.48.21.103	Tavolo trasparente con incavo (applicabile solo al mod. da interno)



INTERNO

per uso interno




Misure	Portata max.	A	B	C	D	E	F	G	Peso ausilio	Ingombro max. di sterzata
1	kg 55	cm 44-60	cm 52-70	cm 18	cm 25	cm 65	cm 79	cm 66	kg 12	cm 100
2	kg 70	cm 66-82	cm 77-95	cm 21	cm 28	cm 75	cm 84	cm 66	kg 14,6	cm 104
3	kg 85	cm 77-102	cm 89-116	cm 25	cm 30	cm 85	cm 88	cm 66	kg 15,6	cm 107
4	kg 100	cm 85-112	cm 92-126	cm 30	cm 35	cm 110	cm 95	cm 71	kg 17	cm 117
5	kg 115	cm 98-120	cm 108-138	cm 32	cm 41	cm 120	cm 106	cm 77	kg 19,7	cm 127

I NUMERI SEPARATI DA UN TRATTINO INDICANO UNA REGOLAZIONE MINIMA E UNA REGOLAZIONE MASSIMA.

ESTERNO

per uso esterno



Misure	Portata max.	A	B	C	D	E	F	G	Peso ausilio	Ingombro max. di sterzata
2	kg 70	cm 74-90	cm 85-103	cm 21	cm 28	cm 75	cm 90	cm 74	kg 17,9	cm 110
3	kg 85	cm 85-110	cm 97-124	cm 25	cm 30	cm 85	cm 94	cm 74	kg 19,3	cm 116
4	kg 100	cm 93-120	cm 100-134	cm 30	cm 35	cm 110	cm 101	cm 78	kg 20,4	cm 122
5	kg 115	cm 106-128	cm 116-141	cm 32	cm 41	cm 120	cm 111	cm 82	kg 22,7	cm 135

I NUMERI SEPARATI DA UN TRATTINO INDICANO UNA REGOLAZIONE MINIMA E UNA REGOLAZIONE MASSIMA.



l'NF WALKER è un sistema dinamico che permette al bambino di sostenersi e camminare in autonomia, mantenendo liberi gli arti superiori, per esplorare l'ambiente circostante con conseguente soddisfazione e senso di realizzazione ed indipendenza.

Il dispositivo si compone di una parte ortesica che coinvolge i segmenti di tronco, bacino, coscia, gamba e piede, con articolazioni di anca e ginocchio libere e reciprocanti, articolazione tibiotarsica con possibilità di dorsiflessione regolabile, collegata ad un deambulatore a 4 ruote.


Le componenti ortesiche reciprocanti facilitano una importante azione riabilitativa

Qualora il bambino non fosse in grado di controllare l'avanzamento propulsivo l'NF Walker svolge un'ottima funzione di controllo della posizione di standing in modo non costrittivo con ottimi risultati per l'allungamento muscolo-tendineo. Il dispositivo può essere regolato sulle misure antropometriche del paziente.

misure:

- XR5

- M5



MODELLO	XR5	M5
Peso Kg	30 - 80	9 - 50
Altezza Cm	130 - 180	73 - 150

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
NF WALKER XR5	03.78.09.003	Stabilizzatore Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità funzionale come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
NF WALKER M5	03.48.21.201	Dispositivo di freno (al paio)
	06.12.15.033 x2	Tutore bacino coscia a giorno costruito da grafico
	06.12.18.202 x2	Articolazione malleolare c/limitatore eccentrico
	06.12.18.256 x2	Articolazione libera
	06.12.18.289 x2	Articolazione add + abduzione coxo femorale
	06.12.18.295 x2	Articolazioni meccanismo reciprocante
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	06.33.03.003	Calzature di rivestimento a plantare: dal n. 18 al n. 24
	06.33.03.006	dal n. 25 al n. 28
	06.33.03.009	dal n. 29 al n. 32
	06.33.03.012	dal n. 33 al n. 35
	06.33.03.015	dal n. 36 al n. 38
	06.33.03.018	dal n. 39 al n. 42
	06.12.03.024	Plantare di serie: dal n. 18 al n. 33
	06.12.03.027	dal n. 34 al n. 46
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Deambulatore in posizione eretta

Consente, grazie ad un sistema di verticalizzazione, di fare il passaggio dalla carrozzina allo stabilizzatore/ deambulatore con maggior facilità

Telaio tubolare in acciaio verniciato con polveri epossidiche

Regolazione personalizzata dell'altezza in base alla corporatura

Ruote in gomma piena, adatte ad ambienti interni ed esterni e ruote anteriori orientabili a 360° con bloccaggio della direzione sulle

Anello toracico e maniglia di sostegno rivestiti in gomma morbida analergica

Sistema freni a leva lunga sulle ruote posteriori

Regolazione sedile e supporto bacino abbassabile

Sistema di antiribaltamento

Adattamento individuale del sedile

misure:

- Child
- Junior
- Adult M
- Adult L



	Adult M	Adult L	Child 1	Child 2	Junior
Lunghezza cm	96	96	72	72	87
Larghezza cm	69	69	64,5	64,5	69
Altezza seduta cm	61 - 96	77 - 111	21-41,80	27 - 61	46 - 67
Altezza dell'anello toracico (laterale) cm	95 - 121	112 - 145	54 - 70,5	65,5 - 84,5	76 - 97
Anello toracico, perimetro			70 / 90	70 / 90	70 / 90 / 105
Dimensioni ruote anteriori cm	200 x 50	200 x 50	140 x 30	140 x 30	140 x 30
Dimensioni ruote posteriori cm	400 - 40	400 - 40	250 - 50	250 - 50	400 - 40
Carico in base alle molle	a) min. 20 kg b) min. 40 kg c) min. 60 kg d) min.100 kg	a) min. 40 kg b) min. 60 kg c) min. 80 kg d) min.100 kg	a) min. 10 b) min. 15 c) min. 20 d) min. 25	a) min. 10 b) min. 15 c) min. 20 d) min. 25	a) min. 20 b) min. 40 c) min. 70 d) min. 100
Peso kg	25 / 28	26 / 29	15 / 17	16 / 18	29

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MOVITA	03.78.09.003	Deambulatore in posizione eretta Riconducibile per omogeneità funzionale come da D.M. 332/99 Art. 1
	03.48.21.118	Sostegno o presa regolabile per il tronco
	03.48.21.201	Dispositivo di freno (paio)
	03.48.21.204	Sostegno per arto superiore (paio)
	03.48.21.207	Divaricatore
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.06.09.145	Blocchi direzionali disinseribili (paio)
	E.T.	Set ruote antiribaltamento
	E.T.	Protezione laterale
	E.T.	Separatore per piedi
	E.T.	Supporto per piedi



CARATTERISTICHE TECNICHE



Anello toracico con maniglia di sostegno




Anello toracico di facile apertura per l'entrata



Adattamento individuale del sedile



Regolazione del sedile - supporto bacino abbassabile



Adattamento della maniglia di sostegno



Regolazione personalizzata dell'altezza in base alla corporatura



Rotella respingente



Ruote orientabili a 360° con bloccaggio della direzione

OPTIONAL



Supporto per piedi



Sistema antiribaltamento



Protezione laterale



Separatore piedi



Blocco retromarcia set ruote



Bicicletta a tre ruote

Autonomia di spostamento notevole ; è leggera in salita e sicura in discesa, non ribalta in curva, non si ferma sulla ghiaia, supera piccoli marciapiedi

Sella ergonomica: in combinazione con la spalliera concava, la distanza tra la sella ed il pedale aumenta di cm.3

Parafanghi antiurto, illuminazione anteriore e posteriore (solo per la misura 4 e 5)

Freno anteriore, che può essere posto sia a destra che a sinistra

Pignone fisso fornito di serie per pedalare anche all'indietro.

Su richiesta può essere fornito con ruota libera per pedalare solo in avanti (valido anche per il modello con differenziale)

Il cesto viene fornito di serie per le misure 3 - 4 - 5

Colori:

- rosso, bianco, blu.



Misure:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- 3D
- 4D
- 5D

Misure	1 (MINI)	2 (PICCOLO)	3 (MEDIO)	4 (GRANDE)	5 (MAXI)
A Distanza sella-pedale	cm 39-48	cm 46-62	cm 55-70	cm 65-82	cm 73-85
B Distanza tubo appoggiapiedi-terra	cm 28	cm 30	cm 40	cm 40	cm 40
Larghezza totale	cm 53	cm 62	cm 66	cm 72	cm 77
Lunghezza totale	cm 96	cm 113	cm 135	cm 160	cm 175
Altezza totale	cm 74-88	81-95	cm 93-108	cm 104-118	cm 114-128
Dimensione chiuso (base x altezza)	-----	cm 73x81	cm 84x95	cm 95x105	cm 105x115
Peso totale	Kg 12,5	Kg 15	Kg 18,5	Kg 22	Kg 24
Portata massima	Kg 30	Kg 45	Kg 60	Kg 90	Kg 100
Ruote	12"	14"	16"	20"	24"
Modello con differenziale	NO	NO	SI	SI	SI

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
207	12.18.06.006	Bicicletta a tre ruote
207D	12.18.06.006	Bicicletta a tre ruote (con differenziale)
	12.18.21.124	Trazione con differenziale * Differenza a carico dell'utente
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.18.21.118	Cambio a 3 velocità
	12.18.21.103	Sella divaricatrice con spalliera piatta
	12.18.21.103	Sella divaricatrice con spalliera concava (in abbinamento con spalliera concava Art. 842+843)
	12.18.21.106	Spalliera concava e avvolgente con cinghia
	12.18.21.109x2	Staffa con impronta piede ed allacciatura
	12.18.21.112x2	Sostegno per caviglia regolabile al polpaccio (da applicare sempre con l'Art. 841)
	12.18.21.115x2	Sostegno per avambraccio
	12.18.21.121	Pedivelle con lunghezza regolabile (solo per misura 3 e 4) (paio)
840	E.T.	Fermapièdi a staffa con cinturino (paio)



AGGIUNTIVI



Art. 845
Sostegno avambraccio



Art. 841
Staffa con impronta piede e allacciatura



Art. 842+843
Spalliera concava con sella divaricatore



Art. 843
Sella divaricatore con spalliera piatta



Art. 846
Sostegno caviglia regolabile al polpaccio (da applicare sempre con l'Art. 841)




Art. 842
Spalliera concava con cinghia. Attenzione: aumenta la distanza fra la sella ed il pedale di 3 cm



Art. 847
Pedivella con lunghezza regolabile (solo per la misura grande e media)

OPTIONAL



Art. 840
Fermapiè a staffa con cinturino



Tavolo da lavoro per attività didattiche e di ausilio ad altre attrezzature.

Semplice e robusto è l'ideale per attività quotidiane, didattiche e ricreative.

Piano di lavoro regolabile in inclinazione 0°/60°. Per l'uso del piano inclinato vengono forniti in dotazione il fermalibro e l'appoggiapenne.

Gancio laterale per la cartella.

Dotato di piedini regolabili alla base della struttura per mantenere il tavolo in piano su qualsiasi superficie.

Piano di lavoro rivestito in plastica, superficie è lavabile.

Misure:

- 1
- 2
- 3



Misure (cm)	Lunghezza	Altezza piano terra		Peso Kg Max.
		min.	max.	
2 - (piccolo)	65	41	58	9.7
3 - (medio)	80	56	88	12.9
4 - (grande)	80	66	105	13.1

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
425	18.09.39.172	Tavolo da lavoro per appoggio arti superiori, posizionabile in altezza e regolabile in inclinazione



Passeggino riducibile.

Ideale per gli ambienti urbani e per il trasporto e gli spostamenti veloci durante l’arco della giornata, nonché per lo svolgimento delle attività all’aperto non impegnative.

Caratteristiche tecniche:

10° 20° 30° di basculamento, reclinazione schienale con step di 5°,

ruota anteriore da 7” in poliuretano;

ruote posteriori da 12” a sgancio rapido;

ruotine posteriori anti-ribaltamento;

maniglie di spinta regolabili in altezza;

pediera regolabile in altezza;

blocco attivabile a piede;

poggiabraccia regolabili in H

schienale sagomato, cuscino planare, supporti lombari sagomati;

parasole e portaoggetti sotto la seduta;

-Colori: Rosso, Blu

portata max: 35, 50, 68 Kg.



Misure:
- **12** (cm 30)
- **14** (cm 35)
- **16** (cm 40)

Specifiche/Regolazioni	REACH 12"	REACH 14"	REACH 16"
Larghezza Seduta	30 cm	35 cm	40 cm
Profondità Seduta	20-33 cm	28-40 cm	33-46 cm
Massima H Schienale	46 cm	53 cm	61 cm
Seduta/Pedana (UL)	20-33 cm	28-40 cm	33-46 cm
Seduta/Terra	50 cm	50 cm	50 cm
Angolo Seduta	10°, 20° o 30°		
Angolo dello Schienale			
Con seduta a 10°	da 85° a 115° (intervalli 5°)		
Con seduta a 20°	da 85° a 105° (intervalli 5°)		
Con seduta a 30°	da 85° a 95° (intervalli 5°)		
Peso Passeggino	12 Kg	13 Kg	14 Kg
Portata Massima	36 Kg	50 Kg	68 Kg
Larghezza Passeggino	55 cm	60 cm	65 cm
Misure PIEGATO	79x55x46	79x60x46	84x65x46

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
REACH	12.27.03.006	Passeggino chiudibile
	12.27.03.151	Possibilità di basculamento di tutto il sistema
	12.27.03.142	Regolazione della profondità del sedile
	12.27.03.139	Regolazione dell'altezza dello schienale
	12.27.03.121 x2	Cuscinetto di spinta laterale
	12.27.03.136	Cuscino per lordosi
	12.27.03.115	Cinghia a bretellaggio imbottita
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.39.172		Tavolo con incavo avvolgente



Misure:
S - Piccola
M - Media
UNI - Universale

Passeggino Chiudibile

Il PIPER Comfort è il passeggino chiudibile di nuova generazione, pensato per un utilizzo da parte di bambini con esigenze particolari per brevi periodi di tempo, ad esempio durante gli spostamenti.

Caratteristiche

Il telaio completamente ripiegabile è stato prodotto con alluminio leggero.

Realizzato con le caratteristiche della seduta ideali per seguire la crescita del bambino: supporto per i polpacci, schienale reclinabile con prolunga, ruote piene da 175 mm x 225 mm, ampia pedana appoggiapiedi regolabile e rimovibile, bretellaggio a 5 punti con fascia inguinale e imbottitura per le spalle. La versatilità di questo passeggino, insieme alla possibilità di aggiungere un'ampia gamma di accessori, assicura la possibilità di soddisfare la maggior parte delle esigenze degli utenti.

Prolunga dello schienale non regolabile in altezza.

Pedana appoggiapiedi regolabile e rimovibile.

Maniglione di spinta unico e pieghevole.

Ruote anteriori piroettanti con forcelle rimovibili.

Cestino porta oggetti e sistema di ancoraggio per il trasporto.

Portata massima di 50 kg.



Altezza schienale	680 mm
Profondità seduta	290 mm
Larghezza seduta	350 mm (con i FLEXI-pads si può ridurre la larghezza della seduta sino a 250 mm)
Altezza pedana	250 mm - 375 mm
Reclinazione schienale	90° - 135°
Angolo seduta	26°

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
PIPER CONFORT	12.27.03.006	Passeggino chiudibile
	12.27.03.115	Cinghia a bretellaggio
	12.27.03.113	Poggiatesta Regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variante
	12.24.06.163	Schienale regolabile in inclinazione
	OMAGGIO	Cappottina parasole



Passeggino ideale per ambienti urbani, per il trasporto sui mezzi pubblici e per le attività all'aperto non impegnative.

Telaio leggerissimo completamente ripiegabile e facilmente richiudibile

Rivestimento della seduta ergonomico ed imbottito

Cintura a 5 punti con fascia inguinale e imbottitura per le spalle, per un alto livello di sicurezza ed una facile gestione

Protezioni laterali confortevoli

Appoggiatesta unico, pieghevole e regolabile in altezza.

Schienale regolabile in 2 posizioni

Prolunga dello schienale (solo in taglia 38 e 42)

Ruote piene da 175/265 mm

Teli di rivestimento e telaio colorati (vedi scheda d'ordine)

Accessori:

Parasole



Misure:

- **1** (cm 30)
- **2** (cm 34)
- **3** (cm 38)
- **4** (cm 42)

Descrizione	Mis.1	Mis.2	Mis.3	Mis.4
Altezza schienale (cm)	54	67	85	88
Profondità sedile (cm)	28	32	36	38
Larghezza schienale (cm)	30	34	38	42
Distanza sedile pedana (cm)	29-42	30-44	27-43	33-50
Angolo dello schienale	90°, 89°	98°, 96°	96°, 94°	98°, 95°
Angolo della seduta	22°	23°	24°	21°
Lunghezza totale (cm)	98	102	98	107
Larghezza totale (cm)	52	56	62	64
Altezza totale (cm)	101	105	122	127
Peso Kg	11,8	12,4	13,8	14
Portata massima Kg	45	55	75	75
Dimensioni da chiuso cm	117x31x35	122x31x37	122x32x36	130x37x32

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
CORZINO XCOUNTRY	12.27.03.006	Passeggino chiudibile
	12.27.03.115	Cinghia a bretellaggio
	12.27.03.121x2	Cuscinetto di spinta laterale
	12.27.03.133	Poggiatesta con protezione parietale regolabile in altezza o ad angolo variabile
	12.27.03.145	Regolazione dei fianchetti laterali
	OMAGGIO	Parasole



Passeggino chiudibile

Ruote (anteriori di cm.15 e posteriori di cm. 20) scorrevoli su cuscinetti a sfera

Seduta inclinata per assicurare al bambino il massimo comfort

Schienale semirigido regolabile su tre posizioni

Pedana asportabile con bloccaggio a scatto

Freni a scatto sulle ruote posteriori

Colori:

- Telaio:giallo

- Teli: Blu-Giallo

per misure 2/3

- Telaio: Silver M.

- Teli: Blu-Grigio

per misura 1



Misure:

- 1

- 2

- 3

*Tantissimi aggiuntivi e optional:
Poggiatesta, Supporti laterali, Cinghia a bretellaggio, Fasce inguinali, fermapiedi, Sacca, cappottina, ecc*

Descrizione	Mis.1	Mis.2	Mis.3
Profondità sedile (cm)	25	30	35
Larghezza sedile (cm)	30	33	36
Altezza schienale (cm)	55	59	64
Larghezza schienale (cm)	40	40	40
Distanza sedile pedana (cm)	15-23	21-31	27+37
Peso (kg)	10.08	11	11.2
Portata massima (kg)	30	35	40
Dimensioni piegato (cm)	110x30x32	110x30x32	115x32x35
Larghezza totale (cm)	51	51	51
Lunghezza totale (cm)	80	90	96
Altezza totale (cm)	99	99	104

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
CLIP	12.27.03.006	Passeggino chiudibile
	12.27.03.121x2	Cuscinetto di spinta laterale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.27.03.115	Cinghia a bretellaggio
	12.27.03.118	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile (fascia inguinale)
	12.27.03.130	Cinturini fermapiedi (paio)
	12.27.03.133	Poggiatesta con protezione parietale regolabile in altezza o ad angolo variabile
	12.06.09.145	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (paio)
	12.27.03.148x2	Supporto laterale per il tronco
	18.09.39.163	Cintura pelvica a 45°
818	E.T.	Sacca termica
819	E.T.	Cappottina
825	E.T.	Sacca parapigioggia (utilizzabile solo in abbinamento con l'art. 819)



Passeggino Chiudibile

Descrizione Funzionale

Progettato per rispondere ai bisogni e allo stile di vita del bambino e della famiglia.

Rotazione a 360° gradi delle ruote anteriori che assicura una guida fluida e rende il dispositivo facile da gestire. E' conforme alle norme ISO 7176-19 e certificato per il trasporto in auto. Cricket ha due posizioni per reclinare lo schienale, l'angolo dello stesso può essere regolato da 110° a 125°. Durante la crescita, la profondità, la larghezza e l'altezza della pedana possono essere regolate in funzione della stessa.

Estremamente compatto quando chiuso, ha tre sistemi di chiusura metodo frontale e laterale. Si regge in piedi da solo e richiede un minimo spazio per essere riposto.

La pedana è unica e può essere regolata in altezza e in inclinazione.

Caratteristiche

Profondità Seduta da 210 - 310 mm nella Mis 1 a 310 - 430 mm nella Mis 2.

Larghezza Seduta da 340 mm nella Mis 1 - a 395 mm nella Misura 4.

Altezza Schienale: 500 mm - 570 mm

Altezza seduta superficie anteriore: 500-530 mm Mis 1 - 540-580 mm Mis 2

Portata Massima trasportabile: 35 Kg Mis. 1- 50 Kg Mis.2

Peso totale 12,4 Kg - 13,4 Kg

Angolo Schienale: -5° a 30°

Misure:

- 1
- 2



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
CRICKET	18.09.18.012	Sistema di seduta pediatrico con base Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
	18.09.18.217	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione
	18.09.18.235	Base per esterni
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	18.09.39.145	Cinghia con bretellaggio
	18.09.18.205	Poggiatesta
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.18.229	Tavolo con incavo avvolgente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Sistema di seduta pediatrico.

E' indispensabile per fornire all'assistito il corretto contenimento posturale ed agevolare lo svolgimento della vita quotidiana, facilitando le attività di tipo rieducativo e riabilitativo.

Caratteristiche:

Telaio con tecnologia quick-fold consente di ripiegare il passeggino in una forma molto compatta;

Basculamento -5° / 30°;

Schienale regolabile in altezza;

Angolo dello schienale regolabile da 80° a 180°;

Pedana unica regolabile in altezza e angolazione con la possibilità di aggiungere cinghie e supporti per i piedi;

Supporti laterali per il tronco regolabili in larghezza;

Dotato di cuneo e cinghia a bretellaggio e pelvica;

Maniglione di spinta telescopico;

Freni attivabili a mano;

Cestino portatutto (fino a 7 kg);

Possibilità di invertire il senso di marcia della seduta.

Colori: nero a pois

Blu, o rossi, o beige, o grigi

Optional:

Base da interni regolabile in altezza che consente al bimbo di praticare attività all'altezza del tavolo oppure a terra.

Misure:

- MINI

- STD

- MAXI



Dati Tecnici - TOM 5 Streeter (T5S)

	MINI	STD	MAXI
Altezza schienale [mm]	440-570	510-680	550-700
Profondità seduta [mm]	185-270	230-330	290-400
Larghezza seduta [mm]	220-280	250-350	270-390
Distanza tra seduta e pedana [mm]	90-260	120-360	120-390
Angolo dello schienale	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Angolo della seduta	+40/-20°	+40/-20°	+40/-20°
Lunghezza totale [mm]	760 (860*)	760 (870*)	760 (870*)
Larghezza totale [mm]	590	630	670
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm]	950/1100	950/1110	970/1180
Freno	foot oper.	foot oper.	foot oper.
Peso	15,5 kg	17,5 kg	19,0 kg
Portata massima	35,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	840 (850*)	850 (860*)	860 (870*)
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	590	630	670
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	360	370	370

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
TOM5 STREETER	18.09.18.012	Sistema di seduta pediatrico con base Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da D.M. 332/99 Art. 1 comma 5
	18.09.18.235	Base per esterni
	18.09.18.202	Sistema di basculamento
	18.09.18.208	Schienale prolungato
	18.09.18.211x2	Cuscinetti di spinta per il tronco
	18.09.18.217	Pedana unica con regolazione dell'inclinazione
	18.09.18.226	Cinghia con bretellaggio
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.18.223	Cuneo divaricatore anatomico imbottito
	18.09.18.205	Poggiatesta regolabile in altezza
	18.09.18.214	Poggiatesta a contenimento laterale
	18.09.18.229	Tavolo con incavo avvolgente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Sistema di postura tronco bacino per bambini da 8 mesi a 5 anni.

Il sistema offre contenimento e sostegno alla postura seduta, regolazioni semplici e veloci consentono l'adattamento della seduta alla crescita del bambino. Adattabile e versatile nell'utilizzo con base da interni o base da esterni ma anche su una comune sedia, a terra e/o sul divano.

Caratteristiche tecniche:

Struttura in alluminio che ne permette la regolazione dell'avvolgenza senza l'uso di alcuno strumento, e consente di ottenere le seguenti misure

Torace: da 13 a 23 cm

Bacino: da 17 a 25 cm

Schienale regolabile in inclinazione +5° -30°;

Cinghia pelvica;

Cuneo abduttore, funziona anche come tavolino;

Portata max 25 kg.

Il sistema è applicato su una delle seguenti basi:

Base da esterni leggera e pieghevole, trasforma il sistema in un passeggino ideale per gli spostamenti fuori casa. Può basculare in 3 posizioni (10°-18°-26°), la scocca può essere orientata sia fronte-mamma che fronte-strada;

Base da interni in alluminio chiudibile, trasforma il sistema in un seggiolone dotato di ruote anteriori che ne permettono lo spostamento in diversi ambienti. Dotata di tavolo in plastica estraibile. basculante da 8° fino a 22°;

Base da interni in legno, posiziona il Tarta kid ad una altezza da terra di 55 cm, pedana poggipiedi regolabile in altezza (5 posizioni), inclinazione posteriore di 8° (No basculamento).



Cintura pelvica



divaricatore



Base da esterni

Largh. 47 cm

Prof. 71 cm

Altezza 104 cm

Altezza seduta 58cm

Ingombro chiuso 33x97x23 cm

Peso 9,8 kg



Base da interni

Alluminio

Largh. 55 cm

Prof. 81 cm

Altezza 42-67 cm

Peso 10 kg



Legno

Largh. 53,5 cm

Prof. 54 cm

Altezza 55 cm

Peso 5,4 kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
TARTA KID	18.09.39.021	Passeggino posturale basculante tronco bacino
Passeggino	18.09.39.006	Base da esterni
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per il bacino
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito
	18.09.39.163	Cinghia pelvica
	OMAGGIO	Cappottina pieghevole con inserto traspirante
	OMAGGIO	Coprigambe invernale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
TARTAKID/BASE	18.09.39.003	Base da interni in alluminio
ALLUMINIO	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
TARTA KID/BASE	18.09.39.003	Base da interni in legno riconducibile per omogeneità funzionale
LEGNO		
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Stingray è un sistema posturale tronco-bacino con base per esterni.

Il telaio è prodotto in carbonio, quindi estremamente leggero e maneggevole.

La linea moderna e tecnica del passeggino permette di posizionare l'unità di seduta fronte mamma o fronte strada, ruotandola di 180° senza necessità di spostare il bambino.

Basculamento 45°

La seduta è facilmente regolabile in altezza, profondità e larghezza.

Il passeggino viene fornito completo di supporti laterali per il bacino, cintura pelvica e bretellaggio.

Le ruote posteriori da 12,5 facilitano gli spostamenti.


Colori:

- rosso
- verde
- turchese

Misure:
- 1
- 2



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STINGRAY	18.09.39.021	Passeggino posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
	18.09.39.006	Base da esterni
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore con appoggiapiedi unico
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	18.09.39.172	Tavolo
	OMAGGIO	Cappottina parasole
	OMAGGIO	Cestino portaoggetti
	OMAGGIO	Bracciolo Seat
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.003	Base da interni
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	E.T.	Barra appoggio mani anteriore
	E.T.	Sistema di fissaggio per il trasporto



RIFERIMENTI	Mis.1	Mis.2
Larghezza di seduta effettiva (A)	300 mm	350 mm
Profondità di seduta effettiva (B)	180-300 mm	250-400 mm
Altezza schienale (C)	410-550 mm	500-650 mm
Altezza schienale spalle (c1)	270-410 mm	360-510 mm
Distanza seduta - pedana (D)	140-450 mm	140-450 mm
Angolo tra gamba e superficie seduta	-30° - 30°	-30° - 30°
Altezza superficie seduta anteriore (E)	520 mm	520 mm
Larghezza schienale, interna (F)	300 mm	360 mm
Larghezza schienale, esterna (F1)	450 mm	520 mm
Larghezza totale, telaio (G)	590 mm	590 mm
Lungh. con ruote ant. piroettanti (H)	740 mm	740 mm
Lungh. con ruote ant. grandi (H)	840 mm	840 mm
Altezza totale, maniglia di spinta 15° (I)	1000, 1030, 1060 mm	1000, 1030, 1060 mm
Reclinazione schienale	170°	170°
Angolo del piano seduta	45°	45°
Piatto pedana (largh x prof)	310 x 200 mm	310 x 200 mm
Raggio di sterzata minimo	1020 mm	1020 mm
Lungh. da chiusa	900 mm	900 mm
Altezza da chiusa	490 mm	490 mm
Peso totale, telaio	13,5 kg	13,5 kg
Peso totale, seduta	5,5 kg	6,5 kg
Portata massima	40 kg	40 kg
Portata massima trasportabile	40 kg	40 kg
Larghezza seduta tra i supporti anca (accessori)	180, 220, 260 mm	230, 270, 310 mm
Larghezza seduta tra i supporti ginocchia	280 mm	330 mm



Passeggino posturale basculante con seduta posizionabile fronte strada o fronte mamma. Unisce la massima funzionalità e il senso estetico a numerose opzioni di regolazione ed adattamento: una postura stabile permette al bambino di conoscere i suoi ambienti e di partecipare attivamente, esercitando le sue capacità motorie.

Permette una grande libertà di movimento del tronco e degli arti superiori. In caso di tono muscolare alterato favorisce stabilità alla postura seduta.

Caratteristiche tecniche:

Larghezza e profondità della seduta regolabili

Altezza schienale regolabile;

Imbottiture morbidissime;

Basculazione del sedile;

Reclinazione schienale 80/180°;

Pedana con angolazione regolabile, lunghezza gamba regolabile, richiudibile, elevabile con sistema di compensazione della lunghezza;

Pelotte toracali regolabili in altezza/larghezza;

Pelotte poggiatesta regolabili in altezza/larghezza;

Sistema di ammortizzazione regolabile a seconda del peso.

Mis 1: L 90xL 60x h 53 cm

Mis 2: L 97xL 67xh 59 cm

Peso: telaio:10,5-11,5 kg

postura: 7,5-8 kg

Colori: Telaio: argento, nero opaco; Imbott: marrone/beige, verde/beige

Portata Max Kg 35



Misure:

1

2

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
KIMBA NEO	18.09.39.021	Seggiolone posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
	18.09.39.006	Base da esterni
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore con pedana unica
	18.09.39.169	Poggia gambe a contenimento laterale
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale con snodo
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	omaggio	Cappottina
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Sistema di seduta pediatrico.

E' indispensabile per fornire all'assistito il corretto contenimento posturale ed agevolare lo svolgimento della vita quotidiana, facilitando le attività di tipo rieducativo e riabilitativo.

Caratteristiche:

Telaio con tecnologia quick-fold consente di ripiegare il passeggino in una forma molto compatta;

Basculamento -5° / 30°;

Schienale regolabile in altezza;

Angolo dello schienale regolabile da 80° a 180°;

Pedana unica regolabile in altezza e angolazione con la possibilità di aggiungere cinghie e supporti per i piedi;

Supporti laterali per il tronco regolabili in larghezza;

Dotato di cuneo e cinta a bretellaggio e pelvica;

Maniglione di spinta telescopico;

Freni attivabili a mano;

Cestino portatutto (fino a 7 kg);

Possibilità di invertire il senso di marcia della seduta.

Colori: nero a pois

Blu, o rossi, o beige, o grigi

Optional:

Base da interni regolabile in altezza che consente al bimbo di praticare attività all'altezza del tavolo oppure a terra.

Portata max 34kg



Misure :

Largh. reg. 24-30cm

Prof. reg. 20-30cm

Ingombro:

Largh.tot. 63cm

Lungh.tot. 110cm

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ZIPPIE VOYAGE	180939021	Passeggino posturale tronco bacino basculante
	180939006	Base per esterni
	180939003	Unità postural per arti inferiori con pedana unica
	180939103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	180939133	Regolazione della lunghezza del sedile
	180939136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	180939139	Elementi di contenimento laterali per il bacino
	180939145	Cinghia a bretellaggio
	180939148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza
	180939157	Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito
	180939163	Cintura pelvica
	180939172	Tavolo con incavo avvolgente
	OMAGGIO	Copertura per pioggia
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	180939003	Base da interni



Seggiolone per bambini

Ausilio indicato per l'utilizzo in ambiente scolastico e in casa. Consente di mantenere un buon livello di postura favorendo l'attenzione e l'apprendimento durante lo svolgimento delle attività quotidiane, didattiche e ricreative. Permette ai bambini con bisogni speciali di socializzare con i propri amici, giocare insieme a loro e vivere appieno ogni situazione, fin dalla scuola materna.

Caratteristiche tecniche:

- struttura in legno con schienale reclinabile;
- Gambe regolabili in altezza;
- sedile regolabile in profondità e larghezza
- Imbottiture sedile e schienale in semipelle;
- cinghia pelvica a due punti, regolabile;
- braccioli regolabili in altezza.

-Peso: 4,3 -8,5 kg

-Colori: verde, arancio, rosa, blu

Portata max
30-40Kg.



Misure:

- 1
- 2
- 3



Con pedana poggiapiedi



Con base a dondolo



Con base stabilizzante



Base rialzata (disp. solo per misura 1



Base con ruote

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
PAL	18.09.18.012	Seggiolone polifunzionale in legno completo di pedana unica regolabile, cuscino a cuneo, supporti imbottiti per bacino di spessore 25mm e 50mm, base con ruote. Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.18.223	Divaricatore anatomico imbottito regolabile ed estraibile
	18.09.18.229	Tavolo con incavo avvolgente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Seggiolone per le attività didattiche e ludiche dei bambini

Realizzata in diverse misure è adatto a bambini sin dal primo anno di vita.

Telaio regolabile in altezza

Braccioli regolabili in altezza

Ruote piroettanti

Dispositivi di stazionamento su ruote posteriori

Attrezzabile come un seggiolone

Pedana unica regolabile in altezza

Aggiuntivo applicabile: tavolo con incavo avvolgente

Colori telaio:

- arancio

- Azzurro

Imbottitura grigia



Misure:

- 1
- 2
- 3

Misure			
	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Larghezza seduta	28 cm	33 cm	36 cm
Profondità seduta	30 cm	34 cm	40 cm
Altezza schienale	35 cm	40 cm	40 cm
Altezza seduta	42-63 cm	42-63 cm	42-63 cm

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MINERVA	18.09.18.012	Seggiolone polifunzionale in ferro e legno Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5 Divaricatore imbottito Cuscinetto di spinta per il tronco Poggiatesta imbottito Pedana unica regolabile in altezza Tavolo con incavo avvolgente
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.18.229	



Il sistema di postura tronco bacino per auto Monza consente di alloggiare con sicurezza bambini di peso da 15 a 50 Kg.

Seduta e schienale con poggiatesta integrato regolabile in altezza

Schienale regolabile in inclinazione

Braccioli Isofix integrati per un'ottima protezione in caso di incidenti grazie all'ancoraggio ai punti Isofix della vettura

Le pelotte toracali consentono di allineare e contenere il tronco.

Rivestimento di grande qualità, in microfibra innovativa, sfoderabile e lavabile a 30°C

Optional:

- Tavolo imbottito
- Cuneo



	Misura Unica
Larghezza seduta	27 cm (ant.)
	24 cm (post.), 20 cm con cuscino a cuneo interno
Profondità seduta	30 cm
Altezza schienale	60 - 77 cm
Ingombro totale	48 x 66 x 42 cm
Portata	15 - 50 Kg
Peso	6 Kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MONZA	18.09.39.021	Seggiolone posturale ergonomico per auto con seduta regolabile <i>Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5</i>
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
	18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
	18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente



Seggiolone per Auto con auto Basculamento e rotazione.

Descrizione Funzionale

Il seggiolone auto inclinabile Swing – Out facilita l’ingresso e l’uscita del bambino dall’auto grazie alla funzione girevole che consente ai genitori di ruotare il seggiolino e di portarlo fuori dall’auto, evitando carichi di ritorno sfavorevoli durante il sollevamento.

Caratteristiche Tecniche

E’ costituito da un sistema posturale completo di supporti laterali, che possono essere regolati senza la necessità di strumenti. Offre la regolazione in profondità del sedile e altezza dello schienale per adattarsi alle esigenze del bambino.

Omologato secondo le normative vigenti ECE 4404 attraverso i vari Crash test per il trasporto in auto con sistema di ancoraggio ISOFIX.

Nella configurazione Standard p lo Swing-Out è completo di Fianchetti Regolabili in altezza, cuneo divaricatore, pedana, Cintura Pelvica e sistema di contenimento del tronco, basculamento da 10 a 30 Gradi.

Misure e colori
Disponibile in 4 differenti misure adatto a bambini di peso tra i 9 e i 36 Kg.

Colori Disponibili:
Blu, Rosso, Verde, Rosa e Grigio



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STINGRAY SWING-OUT	18.09.39.021	Seggiolone posturale ergonomico per auto con seduta regolabile <i>Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5</i>
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.136	Regolazione dell’altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore con pedana unica inclinabile e regolabile in altezza
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	18.09.39.148 X 2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.103	Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore



Seggiolone per auto.

Garantisce all’assistito stabilità posturale durante gli spostamenti in auto, importante per prevenire e contrastare le deformità muscolo-scheletriche. Al contempo offre una seduta comoda e sicura.

Caratteristiche tecniche:

- Massimo comfort e sicurezza al 100%

- Cintura integrata a 5 punti per bambini del gruppo ECE I

- Protezione permanente con cintura di sicurezza a 3 punti della vettura per i gruppi II e III

- Cintura di sicurezza con regolatore centrale e tensore brevettato

- Rivestimento di grande qualità, in microfibra innovativa, sfoderabile e lavabile a 30°C

- Supporti laterali per la testa

- Imbottitura per tronco e fianchi rimovibile

- Poggiatesta regolabile in tre posizioni

- Cinture regolabili in altezza con ammortizzatori d’urto

- Comfort per i genitori grazie alla facile

regolazione dello schienale con una sola mano

- Disponibile nel colore grigio

- Portata da 9 a 36 kg.



Misura
- unica

Colore
- grigio

Disponibile anche nella versione “girevole” per agevolare l’inserimento e l’uscita del bambino dall’auto.

Modello unico	
Larghezza seduta	31 cm anteriore, 21 cm con imbottitura seduta, 27 cm con riduttore, 29 cm posteriore, 20 cm con imbottitura seduta, 25 cm con riduttore
Profondità seduta	31 cm (26 cm con supporti per sedile)
Altezza schienale	53 - 73 cm
Ingombro totale	54 x 55/81 x 52 cm
Portata	9 - 36 kg
Peso	8 kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
RECARO SPORT	18.09.39.021	Seggiolone posturale ergonomico per auto con seduta regolabile Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore
	18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine		



Seggiolone polifunzionale semplice da integrare nel contesto del bambino.

Consente all'assistito il raggiungimento della posizione seduta, ed agevola lo svolgimento della vita quotidiana, facilitando le attività di tipo rieducativo e riabilitativo.

Caratteristiche tecniche:

- seduta regolabile in larghezza e profondità completa di imbottitura
- schienale regolabile in altezza e inclinazione
- manopole di spinta
- base regolabile in altezza
- supporti per il tronco
- cinghia pelvica a 4 punti
- supporti laterali per il bacino
- braccioli
- tavolino in legno
- pedana in legno
- poggiatesta
- divaricatore a cuneo.



Misure:

- 1
- 2

Peso: 22,5 – 27 kg

Colore: verde, azzurro, lilla, grigio, nero

Colore telaio: nero, bianco

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
EDS	18.09.18.012	Sistema di seduta pediatrico con base Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da D.M. 332/99 Art. 1 Comma 5
	18.09.18.202	Sistema basculante
	18.09.18.205	Poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione e traslazione laterale
	18.09.18.211 x2	Cuscinetti di spinta laterali
	18.09.18.217	Pedana unica regolabile
	18.09.18.223	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile
	18.09.18.229	Tavolo con incavo avvolgente
	18.09.18.232	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità
	18.09.39.163	Cintura pelvica a 45°
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.151x2	Pelotte toracali swing away
	18.09.39.151	Pelotta forata con snodo
	18.09.39.148x2	Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale
	18.09.39.169	Poggiamambe a contenimento laterale
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2
Età approssimativamente	1 – 6 anni	5 – 12 anni
Portata max.	30 kg	50 Kg
Profondità della seduta	15 – 28 cm	23-38 cm
Larghezza della seduta	16 – 28 cm	26-38 cm
Altezza della seduta (Hi-Low chassis)	25 – 60 cm	32-60 cm
Altezza della seduta (basic chassis)	45 – 60 cm	
Altezza schienale	30 – 40 cm	40 – 52 cm
Lunghezza gambe	15 – 25 cm	28 – 45 cm
Altezza braccioli	15 – 25 cm	15 – 25 cm
Reclinazione schienale	-10° a +30°	-10° a +30°
Inclinazione supporto pedana	-10° a +50°	-10° a +50°



Seggiolone polifunzionale per l'età pediatrica.

Consente di sostenere la posizione seduta coadiuvando il controllo posturale attraverso gli accessori di supporto.

Il sistema multiregolabile consente di adattare l'ausilio alle misure antropometriche ed alle specifiche necessità di contenimento, permettendo l'adeguamento nel tempo durante l'età evolutiva.

Completo di :

Imbottitura personalizzabile con decorazioni e disponibile in varie combinazioni di colori
schienale, braccioli, pedana unica e maniglione di spinta

imbottiture con rivestimenti standard

Base regolabile per interno con ruote piroettanti

pedana unica ribaltabile regolabile in altezza, angolo e inclinazione

basculazione (con molla a gas da 500N) reclinazione schienale



Misure

0
1
1b
2

Ingombro

Largh 45-53
Lung 66-77

Peso

1-19 Kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MADITA	18.09.18.012	Sistema di seduta pediatrico con base Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da D.M. 332/99 Art. 1 Comma 5
	18.09.18.202	Sistema basculante
	18.09.18.208	Prolunga dello schienale regolabile
	18.09.18.205	Poggiatesta regolabile
	18.09.18.217	Pedana unica con regolazione inclinazione
	18.09.39.148 x2	Pelotta toracale
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore anatomico
	18.09.39.229	Tavolino con incavo
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.163	Cinghia pelvica
	18.09.39.232	Regolazione braccioli in profondità
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Sistema di seduta dinamica, disponibile in tre misure, per accogliere bambini dai 6/7 mesi ai 13 anni.

E' composto da un'unità posturale posizionata su una base da interni e può essere completato da diversi accessori e una serie di supporti che assicurano un contenimento più adeguato

Lo schienale dinamico che "reagisce", reclinandosi, ai movimenti di assestamento posturale per poi riportare, grazie all'azione di un pistone a gas, il tronco del bambino nella posizione di partenza una volta terminata la sollecitazione, prevenendo la possibilità di lesioni a carico del tronco o della schiena

Grazie a queste caratteristiche si adatta anche a bambini con gravi distonie o disabilità, che necessitano di un importante contenimento a livello del bacino ma desiderano libertà degli arti superiori

Seduta regolabile in larghezza ed in profondità anche in modo indipendente lato per lato per assecondare eventuali dismetrie degli arti inferiori o rotazioni del bacino

La poltroncina è anche regolabile nell'angolo di abduzione per ciascuna coscia del bambino, permettendo così di personalizzare la seduta in modo preciso migliorando la stabilizzazione del bambino

Pedana regolabile in altezza, angolazione e divaricazione anche in modo indipendente



Il sistema è regolabile in basculazione ed altezza tramite un pistone a gas posizionato sulla base da interni

Misure:

- 1
- 2
- 3
- 4



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
XPANDA	18.09.39.021	Seggiolone posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
	18.09.39.003	Base da interni
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.036x2	Unità posturale per arto inferiore con pedane divise reclinabili e regolabili in altezza
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.151X2	Pelotta frontale
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
	18.09.39.160	Regolazione laterale del divaricatore
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	18.09.39.166x2	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede
	18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.006	Base da esterni
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore unica (non compatibile con cod ISO 18.09.39.166)
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Descrizione	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
PS Profondità seduta (cm)	16 - 26	20 - 30	26 - 39
LS Larghezza seduta (cm)	16,20,24	20,24,28	26,31,36
AS Altezza schienale (cm)	27 - 37	32 - 42	35 - 50
Larghezza schienale (cm)	26	32	36
Inclinazione schienale (cm)	-5°/+30°	-5°/+30°	-5°/+30°
Larghezza femorale (cm)	7,9,11	10,12,14	12,14,17
Angolo di abduzione per ogni gamba	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
<i>nella posizione più piccola</i>	0° - 8°		
Larghezza totale delle due gambe con la massima divaricazione (cm)	28,32,36	34,38,42	44,49,54
Peso (kg)	6,5	8,5	13
Peso massimo utente (kg)	45	50	60



Seggiolone basculante con sistema di postura tronco/bacino

Ideale per bambini con bisogni speciali, da 4 a 12 anni

Studiato per stimolare la completa mobilità e l'attività del bambino e per svolgere in tranquillità tutte le sue attività quotidiane

È composto da base da interni basculante con regolazione pneumatica a gas (da cm 34 a cm 65 da terra) e da una seduta modulare tronco bacino che offre un'ampia possibilità di regolazioni

Unità posturale per il capo

Schienale regolabile in inclinazione da -10° a 25°

Pedana divisa regolabile in altezza da cm. 25 a cm. 40

Braccioli regolabili in altezza ed inclinazione

Seduta regolabile asimmetricamente con abduttori regolabili lateralmente

Portata max. kg. 50

Aggiuntivo

Base da esterni

Optional

Supporti per ginocchia



Misure:

- 1
- 2
- MAX

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MYGO SEAT	18.09.39.021	Seggiolone posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
	18.09.39.003	Base da interni
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.036x2	Unità posturale per arto inferiore con pedane divise reclinabili e regolabili in altezza
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
	18.09.39.151	Pelotta frontale
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
	18.09.39.160	Regolazione laterale del divaricatore
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	18.09.39.166x2	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede
	18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
	18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente
	OMAGGIO	Maniglione di spinta
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.006	Base da esterni
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Seggiolone posturale basculante con sistema di postura tronco/bacino

Rappresenta un ottimo supporto per bambini da 1 a 5 anni, con disabilità anche gravi

È composto da base da interni basculante (da -10° a + 30°) con regolazione pneumatica a gas (da cm 27 a cm 65 da terra)

Seduta modulare tronco bacino che offre un'ampia possibilità di regolazioni

Unità posturale per il capo

Schienale imbottito regolabile in altezza e in inclinazione da -10° a +25°

Pedana poggiapiedi unica regolabile in flessione plantare - dorsiflessione

Braccioli regolabili in altezza ed inclinazione

Seduta regolabile asimmetricamente con abduttori regolabili lateralmente

Portata max. kg. 22

Aggiuntivo

Optional

Base da esterni

Supporti per ginocchia



Misure:

- 1

- 2

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
SQUIGGLES SEAT	18.09.39.021	Seggiolone posturale tronco bacino basculante (elementi predisposti)
	18.09.39.003	Base da interni
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore con pedana unica inclinabile e regolabile in altezza
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino regolabili (paio)
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
	18.09.39.151	Pelotta frontale
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
	18.09.39.163	Cintura pelvica
	18.09.39.166x2	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede
	18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
	18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.006	Base da esterni
	E.T.	Maniglione di spinta
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Seggiolone posturale da interno per l'età pediatrica.

Consente al bambino il corretto posizionamento attraverso i contenimenti posturali al bacino e al tronco, al tempo stesso stimolarlo nelle attività quotidiane favorendo l'interazione con l'ambiente circostante e i coetanei.

Caratteristiche:

supporti laterali per il bacino regolabili,

•maniglione

• base da interno Hi-Low con molla a gas (1200 N)

• 4 ruote da 75 mm, di cui 2 con freno

Possibilità di regolazione:

- basculazione (con molla a gas da 500 N) e comando sulla base

- reclinazione schienale da -5° a 25° e regolazione in altezza

- larghezza e profondità seduta

- braccioli regolabili in altezza, larghezza e inclinazione



Misure

0
1
1b
2

Ingombro

Largh 52-64
cm
Lungh
58-75 cm

Peso

19-24 Kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MADITA FUN	18.09.39.021	Seggiolone posturale tronco bacino basculante
	18.09.39.003	Base da esterni
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali al bacino
	18.09.39.148	Pelotta toracale
	18.09.39.036	Pedana unica con regolazione inclinazione
	18.09.39.166 x2	Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore anatomico
	18.09.39.160	Regolazione laterale del divaricatore
	18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.172	Tavolo con incavo
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.163	Cinghia pelvica

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

**Misure**

Piccola

Media

Grande

Sedia da doccia e da toilette.

Hts è ideale per l'uso domestico, versatile, pratico e di facile pulizia, non richiede attrezzi per le regolazioni.

Caratteristiche

La struttura è regolabile in altezza, per seguire la crescita del bambino, e inclinabile tramite molla a gas, l'inclinazione in avanti facilita il posizionamento sulla toilette e le operazioni di trasferimento, mentre l'inclinazione all'indietro è utile per la doccia.

Il sedile è regolabile in profondità, per adattarsi meglio al Wc. Gli accessori della sedia sono tutti regolabili, rimovibili in maniera rapida e concepiti per offrire la maggior adattabilità alle esigenze specifiche di ciascun bambino ed al suo sviluppo. Le parti rigide dell'intero sistema sono in acciaio inox. La larghezza totale del telaio è 54 cm per la misura 1 fino a 59 cm nella misura grande, l'altezza della seduta varia da 41 a 58 cm. Il peso della struttura è di 14 Kg circa.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HTS	18.09.39.021	Unità posturale tronco bacino con elementi predisposti
	18.09.39.033	Unità postural per arto inferiore
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore anatomico, rigido, imbottito
	OMAGGIO	Padelina
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.172	Tavolo con incavo
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Misura unica.

Seggiolone Posturale
Basculante per il bagno con
Base per interni e sistema
Posturale Tronco Bacino.

Design essenziale non riduce le
funzionalità e facilita l'utilizzo
sia da parte della persona con
disabilità piuttosto che della
persona che se ne prende cura.

Heron è utilizzabile per ragaz-
zi e si adatta alle singole esi-
genze. Cambiare l'altezza dello
schienale, la larghezza e la pro-
fondità della seduta è davvero
semplice rendendo Heron per-
fettamente adatto all'utilizza-
tore.

Durante la progettazione è
stato utilizzato lo strumento di
rilevazione delle pressioni per
diminuire le stesse nella posi-
zione seduta, aumentandone il
confort anche per un uso pro-
lungato.

Caratteristiche tecniche:

Larghezza di seduta da 350 a
490

Profondità di seduta effettiva
450 mm.

Larghezza Schienale 290 mm,
Altezza schienale da 550 mm a
620 mm.

Larghezza telaio 670 mm.

Angolo del piano seduta 5° ->
25.

Angolo Schienale 90° - 120 °.

Peso Totale 28 Kg.

Portata massima 100 Kg.

Ruote 100 mm.

Colore Bianco.

Imbottiture Grigie.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HERON	18.09.39.021	Seggiolone posturale basculante per il bagno Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” come da D.M. 332/99 Art. 1 Comma 5
	18.09.39.003	Base da interni
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.036	Unità posturale per arto inferiore
	18.09.39.030	Unità Posturale per arto Superiore
	18.09.39.151x2	Pelotte Toracali con snodo
	18.09.39.139	Contenimenti laterali per il bacino
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	OMAGGIO	Padella
	OMAGGIO	paraschizzi 13 cm
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.172	Tavolino con incavo
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Seggiolone posturale basculante per il bagno con base da interni e sistema di postura tronco bacino

Specifico per le funzioni igieniche, indicato per bambini da 2 a 13/14 anni

Leggero e robusto, adatto per essere immerso in acqua; una vasta gamma di accessori lo rendono molto versatile rispondendo alle diverse necessità dei bambini e degli assistenti

Permette il basculamento del sistema e l'inclinazione dello schienale

Unità posturale per arto inferiore regolabile in altezza con pedana divisa

Padellina con kit di montaggio

Tavolo Swing away con apertura frontale, inclinabile e con supporto per avambraccio

Quattro ruote piroettanti di cui due con freno

Proposto in quattro diverse misure

Misure:

- 1
- 2
- 3
- 4



Descrizione	Mis.1	Mis.2	Mis.3	Mis.4
Larghezza seduta (cm)	25	28	32	34
Profondità seduta (cm)	24	29	34	40
Inclinazione	Seduta -15°/+35° - Schienale -25°/-90°			
Larghezza totale (cm)	44	46	50	54
Lunghezza totale (cm)	66			
Altezza da terra (cm)	50-60			
Peso (Kg)	11	13	14	15
Portata Max (Kg)	35	50	60	70

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
FLAMINGO	18.09.39.021	Seggiolone basculante per il bagno Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
	18.09.39.003	Sistema basculante
	18.09.39.036	Base da interni
	18.09.39.103	Unità posturale per arto inferiore
	18.09.39.027	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.151x2	Unità posturale per il capo
	18.09.39.172	Pelotte toracali con snodo
	OMAGGIO	Tavolo con incavo avvolgente
	OMAGGIO	Padellina
	OMAGGIO	Alette schienale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.148x2	Pelotte toracali fisse
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



AGGIUNTIVI



Art. 831101 - Appoggiatesta standard.
Regolabile in altezza, in senso
antero-posteriore, in inclinazione, in
altezza e lateralmente



Art. 831102 - Appoggiatesta con appoggia guance
Regolabile in altezza, in senso antero-posteriore, in inclina-
zione, in altezza e lateralmente.



Art. 831201/2/3/4 Tavolo completo di supporti antibrachiali,
apertura anteriore facilitata



Art. 831605/6 Coppia di pelotte
toracali con snodo. Dritte.



Art. 831601/2 Coppia di pelotte
frontali con snodo. Curve.

OPTIONAL



Art. 831401/2/3/4 - Supporti per fissaggio alla toilette regolabile in
altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione.
Il supporto è composto da tre tubolari, due fissati al sedile median-
te brugole, ed uno fatto passare dietro alla toilette e fissato agli
altri due. Il supporto è di tipo universale quindi adatto ad ogni tipo
di toilette.



Sedia per Wc e doccia con sistema Basculante e vaschetta Wc estraibile.

La Struttura in fibra di vetro liscia la rende facile da pulire.

La base e le ruote sono in acciaio inossidabile e con un supporto antiruggine.

La scocca supporta il tronco e le spalle e fornisce all'utilizzatore una buona stabilità del tronco, la base è regolabile in altezza, il basculamento è standard a 20°.

Poggiatesta in configurazione standard per ottenere un ottimo supporto quando si è basculati oltre ad una corretta posizione.

Possibilità di applicare l'imbottitura antimacchia, la pettorina a rete nel caso in cui si abbia la necessità di avere un maggior contenimento e un maggior supporto.

Caratteristiche

Larghezza Seduta effettiva: 200 mm - 410 mm.

Profondità seduta effettiva: 270 mm - 460 mm

Larghezza con ruote: da 490 mm a

Peso Totale da 8 Kg per la misura 1 a 11,5 per la Mis. 6.

Portata massima 30 Kg per la Mis.1 a 110 Kg per la Mis. 6.

Ruote 100 mm.



Misure:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

Colore :

Bianco

Imbottiture Grigie.

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
SWAN	18.09.18.012	Seggiolone per il bagno Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
	18.09.18.202	Sistema basculante
	18.09.18.208	Prolunga dello schienale regolabile
	18.09.18.205	Poggiatesta regolabile
	18.09.18.217	Pedana unica con regolazione inclinazione
	18.09.39.148 x2	Pelotta toracale
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore anatomico
	18.09.39.229	Tavolino con incavo
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.163	Cinghia pelvica
	18.09.39.232	Regolazione braccioli in profondità
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



E' un supporto progettato per stabilizzare la posizione del bambino durante il bagno o la doccia, da inserire direttamente nella vasca da bagno.

Realizzato in diverse misure è adatto a bambini sin dal primo anno di vita.

Per il grande comfort offerto e per la semplicità e facilità di utilizzo e trasporto può essere utilizzata in diverse situazioni: in casa, in giardino, al mare, in piscina.

Profondità di seduta regolabile, si adatta alla crescita dell'utilizzatore


Schienale e poggiamambe facilmente allungabili per adattarsi alle necessità.

Appoggiatesta e supporti laterali per un maggior comfort e sicurezza del bambino durante il bagno

Cintura regolabile a strappo per un maggiore contenimento.



Misure:
- **piccola**
- **1**
- **2**
- **3**
- **4**



Misure				
	Misura piccola	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Larghezza seduta (A)	33 cm	33 cm	33 cm	40 cm
Profondità seduta (B)	22 - 25 cm	30-37 cm	39-46 cm	40-47 cm
Altezza schienale (C)	43 cm	43 cm	58 cm	64 cm
Lunghezza appoggia gambe (D)	28 cm	28 cm	35 cm	35 cm
Altezza seduta (E)	14-43 cm	14-43 cm	14-43 cm	14-43 cm
Larghezza totale (G)	42 cm	42 cm	42 cm	49 cm
Lunghezza ripiegato	103-110 cm	110-117 cm	136-143 cm	144-151 cm
Altezza ripiegato	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm
Peso	5½ kg	5½ kg	6 kg	7 kg
Portata massima	50 kg	50 kg	75 kg	75 kg
	Telaio regolabile in altezza (accessorio)		Telaio Basic (accessorio)	
Larghezza base	59 cm		43 cm	
Lunghezza base	98 cm		99-111 cm	
Altezza base min., medio, max	38-44-48 cm		27 cm	
Altezza base ripiegato	21 cm		-	
Peso base	8 kg		2 kg	
Portata massima della base	75 kg		75 kg	

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MANATEE	18.09.18.012	Seggiolone per bagno con cintura pelvica e poggiatesta Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.18.223		Divaricatore imbottito
18.09.18.226		Cintura per il tronco
E.T.		Cintura per controllo delle gambe



Sdraio da bagno e doccia, leggera, pratica e funzionale. Disponibile anche la versione su base con 4 ruote

Indicata per l'assistito che non ha un buon controllo del tronco e del bacino, che necessita di assistenza durante le azioni di trasferimento e igiene personale. Il design innovativo ne consente l'uso in altri ambienti, oltre al bagno, e le molteplici regolazioni della seduta consentono al bambino di svolgere attività diverse.

Caratteristiche tecniche:

-il telaio è in materiale plastico (ABS), mentre il rivestimento è morbido, traspirante e può essere lavato in lavatrice;

-lo schienale ed il supporto per gli arti inferiori sono regolabili in inclinazione;

-la cintura per il tronco, quella del bacino e il poggiatesta sono accessori in dotazione.



Misure:

1
2
3

Ingombro:

A:45 -81 cm
A1:33-42 cm
B:37 cm
H:5-18 cm

Peso:

4-5 kg

Colore:

Telaio: Bianco
Imbott: Verde

DIMENSIONI	Mis. 1	Mis. 2	Mis 3
Profondità seduta	32,5 cm	32,5 cm	42,0 cm
Larghezza seduta	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm
Altezza schienale	45,5 cm	62,5 cm	80,0 cm
Altezza seduta	5 cm - 17,5 cm	5 cm - 17,5 cm	5 cm - 17,5 cm
Altezza utente	Fino a 90 cm	80 - 125 cm	115 cm - 170 cm
Portata massima	27,5 Kg	54,5 Kg	72,5 Kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
OTTER	18.09.18.012	Sdraio da bagno con cintura per il tronco e per il bacino, abductore poggiatesta Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5

*** Differenza a carico dell'utente**

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
OTTER BASE	18.09.18.012	Sdraio da bagno con cintura per il tronco e per il bacino, abductore poggiatesta completo di base con ruote Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5

*** Differenza a carico dell'utente**



E' un supporto progettato per stabilizzare la posizione del bambino durante il bagno o la doccia, da inserire direttamente nella vasca da bagno.

Realizzato in diverse misure è adatto a bambini sin dal primo anno di vita.

Per il grande comfort offerto e per la semplicità e facilità di utilizzo e trasporto può essere utilizzata in diverse situazioni: in casa, in giardino, al mare, in piscina.

Profondità di seduta regolabile, si adatta alla crescita dell'utilizzatore

Schienale e poggiatesta facilmente allungabili per adattarsi alle necessità.

Appoggiatesta e supporti laterali per un maggior comfort e sicurezza del bambino durante il bagno

Cintura regolabile a strappo per un maggiore contenimento



Specifiche tecniche della sdraio da bagno	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
Età circa	1-5 anni	4-9 anni	8-14 anni	12-18 anni
Statura	75-105 cm	95-125 cm	115-145 cm	135-165 cm
Peso max. dell'utente	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg
Profondità del sedile	225 mm	275 mm	335 mm	400 mm
Altezza del sedile	50-425 mm	50-425 mm	50-425 mm	50-425 mm
Larghezza totale	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Poggiatesta	150 mm	150 mm	215 mm	215 mm

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ADVANCE BATH CHAIR	18.09.18.012	Seggiolone per il bagno Riconducibile per omogeneità funzionale a “Seggiolone polifunzionale” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5



•Carrozzina pieghevole a struttura leggera con possibilità di personalizzazione

•Il telaio è realizzato in acciaio con parti in alluminio e composito

•Il telaio ed i teli di rivestimento possono essere forniti in diverse colorazioni

•Schienale regolabile in altezza, telo imbottito a tensione regolabile

•Pedana unica o sdoppiata







•Dispositivo ad estrazione rapida delle ruote posteriori

•Ruote posteriori regolabili in 7 posizioni in altezza e 3 in profondità

•Ruota antiribaltamento destra o sinistra di serie

Sistema multiregolazione delle ruote posteriori ed anteriori

•Asta sbilanciamento a richiesta



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ACTION JUNIOR	12.21.06.036	Carrozzina pieghevole (leggera)
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.112	Sistema monoguida unilaterale
	12.24.03.115	Cinturini fermapièdi (paio)
	12.24.06.136	Cinghia pettorale
	12.24.06.139	Cinghia a bretellaggio
	12.24.06.145	Divaricatore imbottito al telaio
	12.24.06.148x2	Cuscinetto di spinta per il tronco
	12.24.06.157	Schienale prolungato in telo
	12.24.06.157	Schienale prolungato imbottito
	12.24.06.163	Schienale regolabile in inclinazione
	12.24.09.106	Anello per autospinta a timone (paio) (solo per ruote da 22")
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente
591	E.T.	Monofreno (con sistema monoguida)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Carrozzina pieghevole leggera per l'età evolutiva.

Consente gli spostamenti a corto e medio


raggio, sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio.

La struttura caratterizzata da ruote posteriori grandi garantisce l'autospinta del paziente in autonomia e la diminuzione dei carichi assistenziali.

Caratteristiche tecniche:

- carrozzina chiusa estremamente compatta;
- braccioli desk regolabili in altezza ed estraibili;
- pedane sdoppiate regolabili in inclinazione e profondità, con fascia ferma talloni;
- ruote antiribaltamento;
- maniglione di spinta per accompagnatore.

Portata max 80kg



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
JUNIOR LIGHT	12.21.06.036	Carrozzina pieghevole leggera
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo
	OMAGGIO	Ruote antiribaltamento
	OMAGGIO	Maniglie di spinta per accompagnatore
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina pieghevole con telaio in lega di alluminio ad altissima resistenza

Struttura a doppia crociera; offre una buona stabilità anche nell'utilizzo esterno


Braccioli ridotti e regolabili in altezza, ribaltabili

Pedane sdoppiate ed estraibili con appoggipiedi ribaltabili e cinturini fermapiedi

Ruote per passaggi stretti

Colore: grigio

Pulsante per estrazione rapida delle ruote



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
039L-1	12.21.06.039	Carrozzina pieghevole (leggera)
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
	12.24.03.118	Struttura a doppia crociera
	OMAGGIO	Ruote per passaggi stretti (paio)
	OMAGGIO	Cinturini fermapiedi (paio)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.06.136	Cinghia pettorale
	12.24.06.139	Cinghia a bretellaggio
	12.24.06.175	Variazione larghezza sedile superiore cm.45
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente

Carrozzina pieghevole con telaio ed accessori in lega di alluminio ad altissima resistenza

Struttura a doppia crociera di serie; offre una buona stabilità anche nell'utilizzo esterno

Braccioli ridotti e regolabili in altezza

Pedane sdoppiate ed estraibili con appoggipiedi ribaltabili e cinturini fermapiedi


Sistema multiregolazione delle ruote posteriori ed anteriori

Ruote per passaggi stretti


Ruota antiribaltamento ed pedana per ribaltamento di serie

Pulsante per estrazione rapida delle ruote


Colore: blu

cm 39
cm 42
cm 45
cm 48
cm 51
cm 54



cm 40
cm 42
cm 45




+21 cm
dalla largh.
seduta



cm 97-99



cm 45 ant.
cm 44 post.



Kg 14



Regolazione ruote posteriori



Ruota antiribaltamento e dispositivo passaggi stretti

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
039L-2	12.21.06.039	Carrozzina pieghevole (leggera)
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
	12.24.03.118	Struttura a doppia crociera
	OMAGGIO	Ruote per passaggi stretti (paio)
	OMAGGIO	Cinturini fermapiedi (paio)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.109	Pedane ad inclinazione regolabile con reggiambe regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.136	Cinghia pettorale
	12.24.06.139	Cinghia a bretellaggio
	12.24.06.175	Variazione larghezza sedile superiore cm.45
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente

Carrozzina pieghevole con struttura leggera, elegante, adatta per la casa e per l'esterno.

Compatta e robusta è realizzata con teli in tessuto speciale, molto resistenti e lavabili

Schienale confortevole, riunibile alla tela del sedile per evitare la fuoriuscita del cuscino

Tasca portaoggetti

Braccioli ridotti e regolabili in altezza

Pedane sdoppiate ed estraibili con appoggiapiedi


Sistema multiregolazione delle ruote posteriori ed anteriori

Pulsante per estrazione rapida delle ruote

Ruote per passaggi stretti e aiuto ribaltamento di serie



Tavolo con incavo avvolgente e bordi



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
039L-3	12.21.06.039	Carrozzina pieghevole (leggera)
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
	OMAGGIO	Rute per passaggi stretti (paio)
	OMAGGIO	Pedana per ribaltamento DX o SX
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.109	Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)
	12.24.03.115	Cinturini fermapiedi (paio)
	12.24.06.136	Cinghia pettorale
	12.24.06.139	Cinghia a bretellaggio
	12.24.06.145	Divaricatore imbottito al telaio
	12.24.06.166	Sedile forato con dispositivo WC
	12.24.06.175	Variazione larghezza sedile superiore cm.45
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina pieghevole con telaio ed accessori in lega di alluminio ad altissima resistenza

Struttura a doppia crociera di serie; offre una buona stabilità anche nell'utilizzo esterno

Schienale imbottito a tensione regolabile

Braccioli ridotti e regolabili in altezza

Pedane sdoppiate ed estraibili con appoggipiedi ribaltabili e cinturini fermapiedi


Sistema multiregolazione delle ruote posteriori ed anteriori

Sistema monoguida


Ruote per passaggi stretti

Ruota antiribaltamento e pedana per ribaltamento di serie


Colore: blu

cm 39
cm 42
cm 45
cm 48
cm 51
cm 54




cm 40
cm 42
cm 45




+21 cm
dalla largh.
seduta



cm
97-99



cm 45
ant.
cm 44
post.



Kg 14



Braccioli
ribaltabili



Regolazione
ruote posteriori



Ruota antiribaltamento e
dispositivo passaggi stretti

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
039LMG-2	12.21.06.039	Carrozzina pieghevole (leggera con monoguida)
	12.24.03.112	Sistema monoguida
	12.24.03.118	Struttura a doppia crociera
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
	OMAGGIO	Ruote per passaggi stretti (paio)
	OMAGGIO	Cinturini fermapiedi (paio)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.109	Pedane ad inclinazione regolabile con reggiambe regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.136	Cinghia pettorale
	12.24.06.139	Cinghia a bretellaggio
	12.24.06.175	Variazione larghezza sedile superiore cm.45
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente

Carrozzina pieghevole a struttura leggera con telaio in alluminio a doppia crociera.

Consente gli spostamenti a corto, medio raggio all'interno e all'esterno della propria abitazione. La struttura leggera facilita l'uso quotidiano sia per l'accompagnatore che per gli utilizzatori autonomi così da migliorare la partecipazione alle attività svolte.

Caratteristiche tecniche:

- Braccioli estraibili, regolabili in altezza e ridotti per tavolo,
- Poggiatesta separati, ribaltabili e regolabili in altezza,
- schienale fisso a 7°, h 40-43 cm,




- la regolazione delle ruote posteriori ed anteriori permette di adattare la carrozzina alle diverse esigenze,

- togliendo le ruote posteriori e piegando la carrozzina, si può riporre dietro il sedile o dentro il bagagliaio di un'auto.

- Colore telaio:

Bianco, grigio, blu, rosso

- Portata massima 125 Kg



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ACTION3 NG	12.21.06.039	Carrozzina pieghevole (leggera)
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
	12.24.21.118	Struttura a doppia crociera
	OMAGGIO	Cinturini fermapièdi
	OMAGGIO	Ruota antiribaltamento
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.112	Sistema monoguida unilaterale
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

CARROZZINA LEGGERA CON SCHIENALE E PEDANA REGOLABILI IN INCLINAZIONE

Carrozzina con struttura leggera pieghevole, adatta per la casa e per l'esterno

Completa di schienale e pedane regolabili in inclinazione

Compatta e robusta è realizzata con teli in tessuto speciale, molto resistenti e lavabili

Tasca portaoggetti

Braccioli ridotti e regolabili in altezza

Pedane sdoppiate ed estraibili con appoggipiedi ribaltabili

Sistema multiregolazione delle ruote posteriori ed anteriori


Pulsante per estrazione rapida delle ruote

Ruote per passaggi stretti e pedana per ribaltamento di serie


Colore blu




Tavolo con incavo avvolgente e bordi




cm 40
cm 43
cm 45
cm 48




da cm 36 a
50 ogni 2
cm




+ 18 cm
dalla largh.
seduta



cm 100



cm 50



Kg 14,5

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
039LSPR-1	12.21.06.039	Carrozzina pieghevole (leggera con schienale e pedana regolabili)
	12.24.06.163	Schienale regolabile in inclinazione
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.06.157	Schienale prolungato in telo
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
	12.24.03.109	Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)
	OMAGGIO	Ruote per passaggi stretti (paio)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.115	Cinturini fermapiedi (paio)
	12.24.03.118	Struttura a doppia crociera
	12.24.06.136	Cinghia pettorale
	12.24.06.139	Cinghia a bretellaggio
	12.24.06.175	Variazione larghezza sedile superiore cm.45
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente

Carrozzina da transito con telaio ed accessori in lega di alluminio ad altissima resistenza

Struttura a doppia crociera di serie; offre una buona stabilità anche nell'utilizzo esterno

Schienale imbottito a tensione regolabile

Braccioli ridotti e regolabili in altezza

Pedane sdoppiate ed estraibili con appoggipiedi ribaltabili e cinturini fermapiedi


Sistema multiregolazione delle ruote posteriori ed anteriori

Ruote per passaggi stretti ed antiribaltamento di serie

Colore: blu



Tavolo con incavo avvolgente e bordi



Articolo	Cod. ISO	
045L-1	12.21.06.045	Carrozzina da transito con ruote da Ø mm.300 (leggera)
	12.24.03.121	Struttura leggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.112	Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole (paio)
	12.24.03.118	Struttura a doppia crociera
	OMAGGIO	Cinturini fermapiedi (paio)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.109	Pedane ad inclinazione regolabile con reggiambe regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.136	Cinghia pettorale
	12.24.06.139	Cinghia a bretellaggio
	12.24.06.175	Variazione larghezza sedile superiore cm.45
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente



•Carrozzina a telaio pieghevole superleggera in lega di alluminio ad altissima resistenza

•Studiata per offrire al bambino l'opportunità di muoversi in maniera libera e dinamica

•Il telaio di nuova concezione consente una più corretta posizione delle gambe. È possibile scegliere tra un telaio con pedane fisse e un telaio con pedane girevoli (interno/esterno) estraibili e regolabili in inclinazione

•Schienale imbottito traspirante, adattabile e regolabile in altezza

•Tubi schienale in titanio con altezza regolabile da cm.30 a cm.54

•Parafanghi con supporto in alluminio, regolabili

•Sistema multiregolazione ruote posteriori ed anteriori



Ruota antiribaltamento girevole ed estraibile




Braccioli tubolari girevoli



Ruote di transito




cm 27
cm 30
cm 33
cm 36
cm 39



cm 30
cm 32,5
cm 35
cm 37,5




+ 19 cm
dalla
larghezza
seduta



cm 85



Posteriore
cm 44
Anteriore
cm 48



Kg 12

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
EXELLE JUNIOR	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	OMAGGIO	Ruota antiribaltamento
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente
E.T.		Ruote da transito (paio)
E.T.		Pedana per ribaltamento
E.T.		Freno a tamburo per accompagnatore
OMAGGIO		Maniglie di spinta per accompagnatore (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Carrozzina a telaio pieghevole superleggera in lega ad altissima resistenza

Telaio anteriore abdotto

Telaio allungabile
(+ mm.20 e + mm.40)

Schienale tensionabile regolabile in altezza

Spondine laterali in alluminio con braccioli ridotti e regolabili in altezza

Manopole di spinta regolabili in altezza estraibili e con curva a gomito


Pedana unica, o divisa con appoggia piedi (profonda cm.16)

Possibilità di variare le ruote posteriori (Mis. 20"/22"/24" con asse a innesto rapido)


Campanatura regolabile 0°-2°-4°

sedici colori di telaio e tre colori di rivestimento

Portata max kg.90



cm 22	cm 32
cm 24	cm 34
cm 26	cm 36
cm 28	
cm 30	



Telaio Corto
da cm.24 a
cm.28 ogni
2 cm

Telaio Medio
da cm.30 a
cm.34 ogni
2 cm


Telaio Lungo
da cm.36 a
cm.40 ogni
2 cm



da cm.39 a
cm.53 ogni
3 cm



da cm.72 a
cm.89 ogni
2 cm









Kg 10

Tasca posteriore bracciolo imbottito in combinazione con proteggipiedi

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
AVANTGARDE TEEN2	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	OMAGGIO	Ruota antiribaltamento
	OMAGGIO	Maniglie di spinta regolabili in altezza
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.115	Cinturini fermapièdi
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



- Carrozzina a telaio pieghevole superleggera
- Telo schienale e sedile in nylon
- Telaio anteriore dritto o divergente
- Schienale regolabile in altezza
- Maniglie di spinta standard o regolabili in altezza
- Quattro versioni di protezioni per abiti
- Pedana unica o divisa
- Sette versioni di ruote anteriori
- Ruote posteriori estraibili da 22” o da 24”
- Portata max g.75



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
Youngster 3	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	OMAGGIO	Ruota antiribaltamento
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.03.115	Cinturini fermapiedi (paio)
	12.24.06.163	Schienale regolabile in inclinazione
	12.24.09.106	Anello per autospinta a timone (paio)
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente
E.T.		Corrimano superpresa (rivestiti in fusione di gomma) (paio)
E.T.		Freni a tamburo (paio)
E.T.		Ruote da transito (paio)
E.T.		Pedana per ribaltamento
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera a telaio pieghevole in lega di alluminio ad altissima resistenza

Schienale imbottito a tensione regolabile

Pedana unica o sdoppiata regolabile in inclinazione ed in profondità

Sistema multiregolazione ruote posteriori ed anteriori







Parafanghi con supporto in alluminio regolabili

La particolare forma sagomata della crociera rinforzata le consente di essere molto rigida da aperta e molto stretta da chiusa.

Molteplici configurazioni nella telaistica ed una vasta gamma di colori ed accessori per una più completa personalizzazione.

Nella versione VARIO pedane estraibili, girevoli per ridurre gli ingombri, ruotino per passaggi stretti.

Portata massima 125 Kg



VARIO



Sistema fissaggio freno e spondina



Forcella alleggerita



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
Exelle	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
	OMAGGIO	Ruote per passaggi stretti (paio)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
	12.24.06.175	Variatione larghezza sedile superiore cm.45
	12.24.09.106	Anello per autospinta a timone (paio)
	12.24.15.112	Tavolo con incavo avvolgente
	E.T.	Ruota antiribaltamento
	E.T.	Pedana per ribaltamento
	E.T.	Maniglie di spinta per accompagnatore (paio)
	E.T.	Freni a tamburo per accompagnatore (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera a telaio pieghevole di ingombro ridottissimo, facilita le operazioni di caricamento in auto

Schienale imbottito traspirante, adattabile, regolabile in altezza, in inclinazione e ribaltabile

Particolarmente compatta: occupa poco spazio grazie allo speciale sistema di chiusura che permette di chiudere ed aprire completamente la carrozzina con un semplice movimento dello schienale

Telaio con tubi ellittici ed angolazione anteriore da 90° e 100°






Spondine para abiti in ABS

Tubi schienale in titanio

Pedana unica chiudibile automaticamente a libro

Sistema multiregolazione ruote posteriori

Chiusura a crociera con schienale abbattibile



Sistema di chiusura
brevettato



Sistema di regolazione
altezza anteriore a
scorrimento

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
Yoga	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli tubolari regolabili in altezza e imbottiti (paio)
12.24.09.106		Anello per autospinta a timone (paio)
12.24.15.112		Tavolo con incavo avvolgente
E.T.		Accessori colorati (ruote post. da 24" piastre-forcelle)
E.T.		Ruote per passaggi stretti (paio)
E.T.		Ruota antiribaltamento
E.T.		Pedana per ribaltamento DX o SX
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera pieghevole.


Indispensabile per consentire gli spostamenti autonomi, sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane e della vita sociale e di relazione.

E' indicata per utenza attiva, favorisce un'intensa attività esterna grazie al telaio superleggero altamente configurabile nell'assetto.


La crociera nascosta sotto la seduta rende il design snello al pari di una rigida semplificando il trasporto in auto e la gestione dell'ausilio nei trasferimenti.

Caratteristiche tecniche:

- Carrozzina chiusa estremamente compatta (28cm);
- Regolazione altezza anteriore a scorrimento;
- Crociera ad asse arretrato nascosta sotto la seduta;
- Ampia possibilità di regolazione:
 - altezza posteriore
 - altezza schienale
 - assetto
 - inclinazione schienale.
- Portata massima: 125 kg



cm 36
cm 39
cm 42
cm 45
cm 48



cm 35
cm 37,5
cm 40
cm 42,5
cm 45
cm 47,5



+ cm 17
largh.



+cm 17
lungh



Kg 10,2

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
TEKNA ADVANCE	12.21.06.060	Carrozzina superleggera pieghevole
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera pieghevole.

Indispensabile per consentire gli spostamenti autonomi a corto-medio raggio, sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane e della vita sociale e di relazione. Il telaio superleggero favorisce l'autospinta, evitando di gravare sugli arti superiori e sui cingoli scapolari, inoltre facilita il trasporto in auto diminuendo i carichi assistenziali.

Caratteristiche tecniche:

-Telaio completamente riducibile ad ingombro ridottissimo, facilita le operazioni di caricamento in auto

sistema di chiusura ad asse pieghevole;





-Telai con sezione ellittica, in lega superleggera di alluminio o carbonio

-Ampie possibilità di regolazione: altezza posteriore assetto altezza schienale, inclinazione schienale;

-Regolazione altezza anteriore a scorrimento, forcella con livella

integrata, pedana chiudibile a libro in alluminio;

-Portata massima: 125 kg



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
EGO	12.21.06.060	Carrozzina superleggera pieghevole
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA

“XENON FF - XENON SA ”

Carrozzina superleggera pieghevole.

Indispensabile per consentire gli spostamenti autonomi, sia all'interno che

all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane e della vita sociale e di relazione.

Caratteristiche tecniche XENON SA:

-telaio swing away, angoli pedana estraibili e girevoli che favoriscono i trasferimenti in carrozzina;

-crociera posizionata appena sotto il telo sedilecosì da dare la sensazione di un telaio aperto molto minimalista, come fosse una carrozzina rigida;

-schienale regolabile in inclinazione;

-Portata max 125 kg.

Caratteristiche tecniche XENON FF:






-telaio anteriore fisso;

-il telaio in alluminio combinato con la tecnologia ShapeLoc, consente l'utilizzo di tubi con pareti più sottili, diminuendo il peso totale della carrozzina;


-crociera posizionata appena sotto il telo sedilecosì da dare la sensazione di un telaio aperto molto minimalista, come fosse una carrozzina rigida;-schienale regolabile in inclinazione;

-Portata max 110 kg.

XENON FF



XENON SA



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
XENON FF XENON SA	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera pieghevole.

Indispensabile per consentire gli spostamenti autonomi, sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane e della vita sociale e di relazione.

La solidità della crociera e dei tubi della seduta offre una performance di guida tipica di un telaio rigido riducendo la flessibilità della carrozzina durante il movimento senza rinunciare ai benefici di un telaio pieghevole.

Caratteristiche tecniche:

-telaio swing away, angoli pedana estraibili e girevoli che favoriscono i trasferimenti in carrozzina;

-l'apertura posteriore del telaio consente di ottenere dimensioni ridotte e compatte a salvaguardia dello spazio;

-la Neon² è versatile: la piastra di regolazione in alluminio delle ruote posteriori consente semplici regolazioni dell'altezza della seduta posteriore e del centro di gravità, possibilità di regolare l'angolazione dello schienale grazie alla piastra in alluminio dello schienale;

-Portata max 140 Kg.



cm 30 cm 42
cm 32 cm 44
cm 34 cm 46
cm 36 cm 48
cm 38 cm 50
cm 40

da cm 30
a cm 50
ogni 2 cm

+20 cm
dalla largh.
seduta

cm 90/94

da cm 32 a
cm 50

Kg 11,5

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
Neon 2	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Bracciolo regolabile in altezza (paio)
12.24.06.172		Braccioli ridotti per tavolo (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera a telaio pieghevole in alluminio e titanio con struttura modulare

La crociera singola, le componenti saldate come il mozzo delle ruote posteriori e lo schienale, i teli ultraleggeri, le spondine in carbonio, i cerchi Infinity Ultralight, i pneumatici One, i freni in materiale composito Outfront la rendono leggerissima.

l'ingombro ridotto (27cm per la DS) e la particolare leggerezza la rendono precisa e maneggevole

Schienale tensionabile anatomico, adattabile e dotato di un ottimizzato sistema di cinghie. Con tasca posteriore

Ruote posteriori ultra leggere ampiamente regolabili

Spondine in alluminio

Pedana unica regolabile per lunghezza gambe da cm. 16 a cm. 31

Nella versione DV
Pedane estraibili
superleggere facilitano i trasferimenti


Portata max di 140 kg



DV



da cm 32
a 35



da cm 36
a 54



Ant_ da cm
38 a 54
Post da cm
36 a 51




da cm 72
a 110




da cm 49
a 73

DS



da am 25
a 55



Kg 8,7 DS
Kg 9 DV



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
AVANTGARDE DS	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
AVANTGARDE DV	OMAGGIO	Ruote da transito (paio)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.163		Schienale regolabile in inclinazione
12.24.06.172		Braccioli ridotti per tavolo (paio)
12.24.06.175		Variazione larghezza sedile superiore cm.45
12.24.15.112		Tavolo con incavo avvolgente
E.T.		Ruota antiribaltamento
E.T.		Freni a scomparsa (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		




Carrozzina superleggera pieghevole.

Consente gli spostamenti autonomi sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane, della vita sociale e di relazione dell'utente. Il telaio superleggero favorisce l'autospinta, evitando di gravare sugli arti superiori e soprattutto sui cingoli scapolari.

Caratteristiche tecniche:

- telaio in alluminio Serie 7000;
- telaio posteriore squadrato e piastra verticale per regolazione assetto;
- fianchetti para-abiti avvolgenti a parafango in ABS;
- struttura a doppia crociera garantisce miglior solidità e rigidità con un peso contenuto, paragonabile ad una carrozzina con crociera singola;
- sistema a doppia cociera “Between The Rails”: i tubolari superiori della crociera sono alloggiati all'interno e a filo dei tubolari superiori del telaio della carrozzina mentre il fulcro del punto di partenza inferiore della crociera è corrispondente ai tubolari inferiori del telaio della carrozzina;
- il particolare sistema a doppia crociera “Between The Rails” fa sì che le forze generate dalle sollecitazioni del suolo verso l'alto e dall'autospinta verso il basso, non vengano più concentrate unicamente sulla crociera ma che bensì vengano distribuite sui tubolari del telaio.

Portata max 113 kg



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
CATALYST 5VX	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza (paio)
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per tavolo (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPERLEGGERA “ULTRA-LIGHT”

Carrozzina superleggera a telaio pieghevole

Si chiude facilmente per semplificare le operazioni di trasporto

Il telaio anteriore fisso e l'ampia scelta di pedane permettono di ridurre al minimo la lunghezza complessiva

è possibile scegliere il telaio con la sezione frontale in “Carbon-Titanio” per un look accattivante che grazie all'assoluta leggerezza consente un'eccellente mobilità


La forma a “V” consente un'ideale postura delle gambe ed un altissimo livello di maneggevolezza

Possibilità di avere come aggiuntivo lo Schienale regolabile in angolazione

Portata massima 125Kg




da cm 36 a
48, ogni 2 cm



da cm 34 a
cm 48
ogni 2 cm




+16cm
dalla
largh. seduta




da cm 36 a
46, ogni 1.5
cm



da cm
85 a 93



Ant.
cm 45/54
Post.
cm 39/49



Kg 10 ca.
Kg 7.2 ca.
(telaio)

Larghezza
totale
piegata
cm 29

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ULTRA-LIGHT	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.172		Braccioli ridotti per tavolo (paio)
12.24.06.175		Variazione larghezza sedile superiore cm.45
E.T.		Ruote da transito (paio)
E.T.		Ruota antiribaltamento
E.T.		Pedana per ribaltamento
E.T.		Maniglie di spinta per accompagnatore regolabili in altezza (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera a telaio pieghevole

Estremamente compatto sia in lunghezza che in larghezza

Massima libertà di movimento

Notevole stabilità del telaio grazie al nuovo sistema di aggancio

Braccioli ridotti regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili

Pedane indipendenti, girevoli lateralmente e sfilabili


Otto possibilità diverse di regolazione della ruota e sette possibilità di regolazione della seduta

Larghezza totale piegata cm 29

Portata massima 130Kg



Pedane con rotazione antero-posteriore



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
COMPACT	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.172		Braccioli ridotti per tavolo (paio)
12.24.06.175		Variazione larghezza sedile superiore cm.45
12.24.03.115		Cinturini fermapièdi (paio)
E.T.		Ruote da transito (paio)
E.T.		Ruota antiribaltamento
E.T.		Pedana per ribaltamento
E.T.		Maniglie di spinta per accompagnatore regolabili in altezza (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera a telaio pieghevole ideale sia per i viaggi che per la vita quotidiana

Particolarmente compatta: occupa poco spazio grazie allo schienale ribaltabile in avanti


Sistema di chiusura a crociera con la possibilità di abbattere lo schienale

L'angolo dello schienale si adatta indipendentemente dall'angolo della postura


Pedana con regolazione variabile in altezza ed inclinazione

E' possibile scegliere il telaio in carbonio che rende la carrozzina estremamente leggera, riducendo il peso complessivo di kg.1

Portata massima 120Kg




cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44



da cm 34
a cm 46
ogni 2 cm



+20 cm
dalla largh.
seduta




min.
cm 84,5
max
cm 94



Ant.
da cm 40
a cm 58

Post.
da cm 32
a cm 47



Kg 12,2
Kg 8,7
(telaio)



Schienale regolabile
in angolazione



Pedana unica

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
CHAMPION	12.21.06.060	Carrozzina pieghevole superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.172		Braccioli ridotti per tavolo (paio)
E.T.		Ruote da transito (paio)
E.T.		Ruota antiribaltamento
E.T.		Pedana per ribaltamento
E.T.		Maniglie di spinta per accompagnatore regolabili in altezza (paio)
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		
* Differenza a carico dell'utente		




Carrozzina Superleggera pediatrica a Telaio Rigido. Telaio in Alluminio Serie 7000 con tubolari di diametro 1" 3/8 che garantisce una notevole riduzione delle vibrazioni. Grazie alla sua speciale costruzione questo telaio risulta 20% più rigido e più robusto rispetto alla media. Ampia capacità di crescita per LITTLE WAVE che permette una crescita in profondità di ben 3" (oltre 7 cm) con incrementi di 1/2" (1,25 cm). E' possibile inoltre in fase d'ordine selezionare il Telino Seduta più lungo in modo che non rimangano spazi vuoti e che lo stesso possa fornire il supporto necessario anche nel momento in cui la Profondità della Seduta verrà aumentata! La piastra per la regolazione del Centro di Gravità potrà arretrare senza problemi (senza che si creino interferenze con il meccanismo dello schienale) seguendo quindi anch'essa la crescita del giovane utente.

Il telaio viene costruito completamente su misura. La Curvatura Anteriore del telaio è sempre calcolata rispetto al terreno e viene quindi effettuata in modo personalizzato per ogni singola carrozzina, indipendentemente dall'inclinazione desiderata per la seduta. E' possibile inoltre scegliere una diversa Lunghezza di Telaio indipendentemente dalla Profondità di Seduta desiderata in modo da poter trovare la posizione ottimale per la pedana e per il posizionamento degli arti inferiori.



da cm 25
a 40



da cm 25
a 40



Kg 7.26

	Cod. ISO	Descrizione
LITTLE WAVE	12.21.06.060	Carrozzina superleggera
	18.09.39.033	Unità posturale arto inferiore
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza della seduta
	18.09.39.136	Regolazione in altezza dello schienale
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Portata massima 113 Kg

**CRESCITA IN PROFONDITA' FINO A 3" E REGOLAZIONE DEL C.O.G.**

Un sistema di regolazione intuitivo progettato per fornire accurate e facili opzioni di regolazione. Un sistema così facile da regolare favorisce il corretto posizionamento delle ruote e la ricerca del giusto assetto in modo che il bambino possa acquisire la giusta indipendenza e mobilità.

MECCANISMO SCHIENALE E BARRA STABILIZZATRICE REGOLABILE IN ALTEZZA

Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile in avanti per facilitare il trasporto della carrozzina. Il meccanismo dello schienale è robusto e costruito in modo da ridurre al minimo le possibilità che con il tempo perda stabilità creando classici e fastidiosi movimenti indesiderati dello stesso.

Barra Stabilizzatrice Standard o Regolabile in Altezza (optional). La Barra Stabilizzatrice Regolabile in Altezza facilita il montaggio di schienali posturali e relativi attacchi, che trovano spesso impedimento proprio a causa della posizione fissa della Barra.



Immagina...Una carrozzina dal design semplice e lineare, estremamente scorrevole e facile da muovere, nella quale le ruote siano perfettamente posizionate in modo che i giovani utenti possano utilizzare tutta la loro energia sfruttando al meglio i leveraggi senza sovraccaricare gli arti superiori...

Immagina...Una carrozzina che abbia la capacità di crescere insieme al suo utilizzatore pur rimanendo estremamente semplice, leggera e comoda da trasportare...





Carrozzina superleggera pediatrica a telaio rigido.

Consente gli spostamenti autonomi sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di

garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane, della vita sociale e di relazione dell'utente. Il telaio superleggero favorisce l'autospinta, evitando di gravare sugli arti superiori e soprattutto sui cingoli scapolari.

Caratteristiche tecniche:

-telaio in alluminio serie 7000 costruito su misura;

-facile sistema di regolazione Index System, costituito da dei piccoli incavi sul telaio in modo che con un semplice Click si possa raggiungere la posizione desiderata. Favorisce il corretto posizionamento delle ruote e la ricerca del giusto assetto;

-schienale regolabile in inclinazione e abbattibile in avanti tramite Cavo Spinergy;

-la piastra per la regolazione dell'altezza della seduta posteriore offre ampio margine di regolazione con incrementi di 0,6cm.


Portata max 113kg

Optional:

-kit di crescita in profondità di oltre 7 cm, anche il telo seduta è allungabile (senza sovrapprezzo);

-antiribaltamento centrale consente di mantenere il centro di gravità molto attivo;

-versione XP consente la crescita in larghezza di 1",2",3".



cm 21
cm 23
cm 25
cm 28
cm 30
cm 33
cm 36
cm 38
cm 40



Kg 7,3

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
LITTLE WAVE CLIK	122106060	Carrozzina superleggera rigida
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Carrozzina superleggera pediatrica a telaio rigido.


Un nuovo progetto, un telaio rigido pensato e realizzato per le specifiche esigenze del bambino quali leggerezza, adattabilità e personalizzazioni. Ogni particolare è stato studiato per permettere al bambino di esprimere al meglio la propria dinamicità, inoltre la nuova forma del telaio con abduzione ed il nuovo sistema della pedana consentono di ottimizzare la postura.

Portata massima 75 Kg


Colori disponibili:

Telaio: arancio opaco, nero opaco, argento brillante, fucsia brillante, azzurro brillante, rosso brillante, lime brillante, bianco perlato


Set colore: nero opaco, argento brillante, fucsia brillante, azzurro brillante, rosso brillante, lime brillante, bianco perlato




cm 24
cm 27
cm 30
cm 33
cm 36



cm 27,5
cm 30
cm 32,5
cm 35
cm 37,5
cm 40




+23 cm
dalla
largh.
seduta



cm 75



Ant.
cm 35-52
Post.
cm 35-47



Kg 9,9

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
JOKER JUNIOR	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli tubolari regolabili in altezza e imbottiti (paio)
E.T.		Ruota antiribaltamento
E.T.		Pedana sdoppiata in plastica regolabile in angolo e completa di sistema di unione
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

CARROZZINA RIGIDA SUPERLEGGERA

“JOKER” “JOKER R2” “JOKER ENERGY”

Carrozzina superleggera a telaio rigido

Un nuovo concetto di carrozzina superleggera attiva a telaio rigido, unica ad utilizzare tubi in lega ad altissima resistenza in alluminio ellittici che consentono di migliorare resistenza e rigidità della carrozzina.

Lineare ed aggressiva adotta delle nuove soluzioni tecniche per una più corretta personalizzazione


Schienale abbattibile

Possibilità di applicare pedane separabili in alternativa alla pedana fissa


Carico massimo 125Kg

Disponibile in tre versioni

- Joker
- joker R2
- Joker ENERGY




cm 33
cm 36
cm 39
cm 42
cm 45



cm 35
cm 37,5
cm 40
cm 42,5
cm 45
cm 47,5




+19 cm
dalla
largh.
seduta



cm 85/88



Ant.
cm 49
Post.
cm 42



Kg 10



R2



ENERGY

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
JOKER	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli tubolari regolabili in altezza e imbottiti (paio)
E.T.		Ruote da transito (paio)
E.T.		Ruota antiribaltamento
E.T.		Pedana per ribaltamento
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera rigida, disponibile anche con la versione con schienale integrato.

Indispensabile per consentire gli spostamenti autonomi, sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane e della vita sociale e di relazione.

La versione con schienale Freestyle non solo migliorerà la vostra stabilità del tronco, ma vi consentirà anche di muovere la parte superiore del corpo in ogni direzione, senza i limiti imposti normalmente dai tubi posteriori dello schienale. Vi consentirà di raggiungere senza problemi le ruote posteriori rendendo estremamente efficiente la spinta che imprimerete alla vostra carrozzina.

Caratteristiche:

- telaio in alluminio;
- regolazione del centro di gravità;
- telo seduta tensionabile;
- spondine dritte con bordo avvolgente in fibra di carbonio;
- pedana tubolare superleggera;
- forcelle in carbotechture o alluminio (scegliere il colore);
- ruote posteriori superleggere;
- freni a leva corta.

Versione Freestyle con schienale in alluminio abbattibile e regolabile in angolazione e altezza;


Portata max 125kg




FREESTYLE



cm 32
cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44
cm 46



da cm 34
a cm 48
ogni 2 cm



largh + 17cm



Kg 6,4

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HELIUM	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera
HELIUM FREESTYLE	12.21.06.060 18.09.39.021	Carrozzina rigida superleggera Unità posturale tronco
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Carrozzina rigida superleggera in alluminio aeronautico, in cui ogni componente è stato ottimizzato per garantire una carrozzina su misura dal peso inferiore a 4 kg (esclusi ruote e cuscino).


Consente gli spostamenti autonomi sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane e della vita sociale e di relazione.

Caratteristiche tecniche:

- telaio aperto;
- schienale fisso ad altezza fissa;
- spondine in carbonio;
- ruote Spinergy BLXL con perno di estrazione in titanio;
- ruote anteriori da 4x1,25” Frog Legs con cerchio in alluminio;
- forcelle low ride;
- freni a forbice compatti con piastra di aggancio superleggera;
- pedana tubolare superleggera in alluminio regolabile in altezza;
- fascia fermapolpacci;
- colore del telaio in polished (lucido) o brushed (spazzola);
- portata max 110 kg.



cm da 25
a 44



cm da 25
a 44



Kg 4

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
TIGA SUB4	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



-Carrozzina rigida superleggera che si piega su se stessa

- Consente gli spostamenti autonomi sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane e della vita sociale e di relazione. Il telaio superleggero favorisce l'autospinta, evitando di gravare sugli arti superiori e soprattutto sui cingoli scapolari. Ideale per le persone in movimento, TIGA fx si piega prendendo la forma di una valigetta 24 ore, l'ideale per entrare in spazi ristretti. TIGA fx può essere riposta nello spazio dedicato al bagaglio a mano e nei bagagliai delle auto più piccole!

-Caratteristiche tecniche:

-Telaio personalizzato in alluminio 7020

- Sistema di chiusura per telaio e schienale Q Lock

-Scelta tra centro di gravità fisso integrato o regolabile

-Spondine abbattibili all'interno con sistema “fold flat”


-Pedana integrata con copertura in fibra di carbonio optional

-Teli con sistema Airtech

-Portata massima 125 kg



da cm 25
a 46



da cm 25 a 46



Kg 8,5

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
TIGA FX	122106060	Carrozzina rigida superleggera
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



-Carrozzina rigida superleggera in titanio, disponibile con telaio chiuso o aperto

-Consente gli spostamenti autonomi sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane e della vita sociale e di relazione. Il telaio superleggero favorisce l'autospinta, evitando di gravare sugli arti superiori e soprattutto sui cingoli scapolari.

Il telaio rigido perfettamente sagomato alla forma del vostro corpo ed alle vostre esigenze conferisce comfort ed efficienza.

-Caratteristiche tecniche

-Telaio rigido in titanio, tunti telaio da 25 mm

-Centro di gravità fisso (integrato nel telaio) o regolabile



-Disponibile con schienale fisso integrato o con schienale pieghevole

-Teli seduta e schienale Airtech a tensione regolabile

-Forcella “low ride”: posizione del tubo forcella personalizzata (in altezza, larghezza e angolazione)

-Supporti laterali regolabili integrati per un maggior sostegno

-Portata massima 125 kg



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HI-LITE	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera a telaio rigido

Angolo telaio a 75° per la K4

Angolo telaio a 90° per la AirLite

Grazie allo schienale ribaltabile in avanti è facilmente caricabile in auto

Telo schienale imbottito regolabile con velcro

Spondine parabili o parafango in carbonio


Predisposta per il montaggio di braccioli a tubo

Possibilità di montare il vario AX che permette di modificare la campanatura delle ruote posteriori da 1° - 3° - 7° - 10°

Portata max kg.120



cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44



da cm 35
a cm 50
ogni
2,5 cm



+ 23 cm
dalla largh.
seduta con
campanatura 3°



da cm 84,5
a cm 94



anteriore
da cm 48
a cm 51
posteriore
da cm 38
a cm 49



Kg 9,2

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
K-SERIES	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.172		Braccioli ridotti per tavolo (paio)
E.T.		Ruotine da transito (paio)
E.T.		Ruotina antiribaltamento
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

La nuova KSL presenta forme raffinate, telaio minimalista e qualità dei materiali utilizzati

Eccellenza in maneggevolezza e stabilità, grazie anche ad una leggerezza unica con un peso totale sotto i 7 kg nella configurazione standard.

Personalizzazione e telaio ultra rigido combinano uno stile elegante con prestazioni di guida di alto livello.

La KSL è senza dubbio una carrozzina superiore in termini di qualità e prestazioni.

Telaio in alluminio nel nuovo colore “Viola atomico” combinato con colore CPS cromato, pedana tubolare in alluminio, manopole di spinta corte, freno active (sport), ruote anteriori Starec 4” e ruote posteriori High Performance con copertoni Schwalbe Ultremo e corrimano in acciaio inox lucido.


Disponibile sia con schienale fisso saldato all'inclinazione che preferite o abbattibile. Quest'ultima opzione ne facilita il trasporto quando si viaggia.

Oltre al telaio di serie, è disponibile un opzionale telaio addotto. Con una larghezza anteriore ridotta, questa opzione consente un migliore supporto delle gambe e migliora la manovrabilità della parte anteriore della carrozzina.


4 differenti tele schienale (standard, chiara, tensio-nabile Velcro® e Aero), per una configurazione adatta a tutti i gusti.

puoi incidere il tuo nome (o alcune parole a scelta) sul tappo copri forcella e rendere così la carrozzina unica.

Portata max 100 Kg



cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44



da cm 38.5
a cm 48.5
ogni 2 cm




+17 cm
dalla largh.
seduta



cm
73-80



cm 45-53
ant.
cm 40-48
post.
passi 1cm



da cm 27
a cm 40
passi 1,5cm



senza
ruote post
Kg 4,3

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
KSL	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
12.24.06.160		Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.172		Braccioli ridotti per tavolo (paio)
E.T.		Ruote per passaggi stretti (paio)
E.T.		Ruota antiribaltamento
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

* Differenza a carico dell'utente

Telaio in Alluminio Serie 7000 con tubolari di diametro 1” 3/8 costruito interamente su misura.

La Curvatura Anteriore del telaio è sempre calcolata rispetto al terreno indipendentemente dall’inclinazione desiderata per la seduta

Questa combinazione garantisce una notevole riduzione delle vibrazioni risultando del 20% più rigida e più robusta rispetto alla media.

La lunghezza del Telaio può essere diversa indipendentemente dalla Profondità di Seduta desiderata.


Disponibili molteplici varianti di regolazione Rientro Telaio (Adduzione).

La profondità della seduta può essere Fissa o Regolabile, per accogliere eventuali evoluzioni della patologia o semplicemente per facilitare il montaggio di alcuni schienali posturali che potrebbero ridurre la profondità effettiva di seduta una volta montati.


Altezza Seduta Posteriore facilmente regolabile di 1” (2,54 cm) verso l’alto e verso il basso, con incrementi di 1/4” (0,6 cm). E’ possibile quindi aumentare o ridurre l’Altezza Seduta Posteriore fino ad un massimo rispetto alla misura ordinata.

(La regolazione dell’Altezza Seduta Posteriore è permessa dal design a tubolari telescopici che donano un aspetto più pulito e consentono di risparmiare peso). Possibilità di regolazione del Centro di Gravità.


Porata max 158 Kg



cm 36	cm 48
cm 38	cm 51
cm 43	cm 56
cm 46	




cm 36	cm 48
cm 38	cm 51
cm 43	cm 53
cm 46	



Ant.
da cm 34
a cm 55

Post.
da cm 34
a cm 55



Kg 8.56



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
TSUNAMI ALX	12.21.06.060	Carrozzina superleggera
	12.24.06.160	Braccioli ridotti per tavoli (paio)
	12.24.06.172	Braccioli regolabili in altezza (paio)
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine		


Telaio in Alluminio Serie 7000 con tubolari di diametro 1” 3/8. Questa combinazione garantisce una notevole riduzione delle vibrazioni. Grazie alla sua speciale costruzione questo telaio risulta 20% più rigido e più robusto rispetto alla media.

Il telaio viene costruito completamente su misura. La curvatura anteriore del telaio è sempre calcolata rispetto al terreno e viene quindi effettuata in modo personalizzato per ogni singola carrozzina, indipendentemente dall’inclinazione desiderata per la seduta.


È possibile inoltre scegliere una diversa Lunghezza di Telaio indipendentemente dalla Profondità di Seduta desiderata. Sono disponibili diverse possibilità per quanto riguarda il Rientro Telaio (Adduzione).

La profondità seduta può essere Fissa oppure Regolabile, in modo da poter accogliere eventuali evoluzioni della patologia o semplicemente per facilitare il montaggio di alcuni schienali posturali che potrebbero ridurre la profondità effettiva di seduta una volta montati.


Porata max 124 Kg



cm 36	cm 46
cm 38	cm 48
cm 43	cm 51




cm 36	cm 46
cm 38	cm 48
cm 43	cm 51



Ant.
da cm 34
a cm 52

Post.
da cm 32
a cm 51



Kg 8.56



La piastra per la regolazione del Centro di Gravità consente una regolazione millimetrica senza limiti.

Grazie a queste caratteristiche sarà sempre possibile una ottimale ricerca del corretto assetto della carrozzina, che potrà essere semplicemente e velocemente variato in base alle esigenze dell’utente.

Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile in avanti per facilitare il trasporto della carrozzina. Le due bocche in Acciaio Inox evitano l’usura dei fori di bloccaggio presenti sulla piastra in Alluminio. In questo modo vengono ridotte le possibilità che con il tempo il meccanismo dello schienale perda stabilità creando classici e fastidiosi movimenti indesiderati dello stesso. **POSIZIONE RELAX:** Azionando il cavo Spinergy (lo stesso che permette l’abbattimento in avanti dello schienale per il trasporto) è possibile reclinare leggermente lo schienale per una posizione di maggior comfort in caso di affaticamento del tronco o per facilitare alcune operazioni della quotidianità che richiedano una posizione più rilassata.

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ROGUE	12.21.06.060	Carrozzina superleggera
	12.24.06.160	Braccioli ridotti per tavoli (paio)
	12.24.06.172	Braccioli regolabili in altezza (paio)
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine		

Carrozzina Rigida Superleggera


Una vera testimonianza dell'innovazione della sedia a rotelle. Una combinazione intransigente di prestazioni, qualità di guida e stile, grazie alla

tecnologia di smorzamento delle vibrazioni scientificamente provata, la quale diminuisce le vibrazioni ricevute dal corpo durante il normale utilizzo.


Caratteristiche

Tecnologia di isolamento intelligente ISO Tech che consiste in quattro polimeri scientificamente ottimizzati che isolano il telaio del sedile. Progettati per essere intercambiabili, e inseriti in diverse tipologie in ogni carrozzina, offrono un'esperienza di guida personalizzata e controllata.

Con Ethos sono stati esaminati e confrontati, il tasso e la frequenza delle vibrazioni sul telaio e sul sedile rispetto ad un telaio standard durante l'uso effettivo. Il risultato è una corsa più fluida ad ogni spinta.



da cm 30
a 51



da cm 34
a 51

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ETHOS	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.021	Unità posturale tronco bacino
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina superleggera a telaio rigido in titanio.

Pedana in titanio

•Salvaabiti in fibra di carbonio

Ampia scelta di configurazioni con possibilità di scegliere anche tra asse fisso o regolabile.

Schienale abbattibile e regolabile in diverse inclinazioni (su richiesta anche regolabile in altezza) per soddisfare qualunque richiesta dell'utente.

Non è possibile aggiungere braccioli

Colori disponibili:

- Titanio lucido
- Grigio perla (optional)
- Titanio naturale (optional)
- Bianco perlato
- Nero brillante



cm 34
cm 36
cm 38
cm 40
cm 42
cm 44

da cm 36
a 42
ogni 2 cm

da cm 43
a 53

da cm 27
a 37
ogni 2 cm

Ant. cm
46, 48,
50

Post.
min 40
max 48

media cm
82

con asse
fisso Kg 7,5
con asse
regolabile
Kg 7.8



Forcella sagomata anteriore



Minimo ingombro

Articolo		Descrizione
EOS	12.21.06.060	Carrozzina rigida superleggera in titanio
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
E.T.		Ruota antiribaltamento girevole
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine		

Descrizione Funzionale

Carrozzina Superleggera a Telaio Rigido in fibra di Magnesio.

Leggerezza, ottima manovrabilità, scorrevolezza e pluriregolabilità user-friendly.

Asse centrale in fibra di carbonio con tecnologia shock absorbing brevettata.

Il telaio in magnesio risulta ultra leggero (oltre il 15% rispetto al carbonio), una elevata resistenza alla fatica, alla deformazione e la più alta capacità di smorzamento possibile.

Caratteristiche

Prodotto completamente Italiano e assemblato a mano, caratteristica unica nel suo genere è lo schienale richiudibile con snodo posizionato nella parte posteriore del telaio, riducendo di fatto gli ingombri per il trasporto in auto. Altri standard di sicurezza, performance e durevolezza garantiti dai componenti in lega di alluminio 7075, nonché nelle parti in carbonio, (asse centrale, schienale Posturale, protezioni laterali, sedile e poggiatesta).

Aria 1.0 è marcata CE Progettata e testata in conformità alle vigenti normative UNI e ISO 7176.


Ha un peso di circa 5 Kg.

Configurazione Standard

Ruote Posteriori Aria con raggi neri, mozzo anodizzato nero, corrimano in alluminio anodizzato nero e pneumatici Mbl SpeedLite neri. Freni Aria a forbice e forcelle Aria a doppio braccio con ruote da 3/4/5". Spondine estraibili in Fibra di Carbonio non avvolgenti. Schienale Posturale Aria in fibra di Carbonio.

Misure e colori

Telaio verniciato: Bianco / grigio / Nero



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ARIA 1.0	122106060	Carrozzina rigida superleggera
	180939021	Unità posturale tronco-bacino
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Descrizione Funzionale

Carrozzina Superleggera a Telaio Rigido in lega di Alluminio 7075 pluriregolabile,

progettata mettendo in primo piano l'utente e l'aspetto posturale. Il piano seduta rigido regolabile in inclinazione, in combinazione con lo schienale posturale Aria®, a sua volta regolabile in altezza e in inclinazione, rendono il prodotto perfettamente adattabile alle diverse necessità.

Possibilità di scelta tra asse posteriore in alluminio o in fibra di carbonio con tecnologia brevettata shock absorbing, con telaio aperto o chiuso.

Caratteristiche

Prodotto completamente Italiano e assemblato a mano, caratteristica unica nel suo genere è lo schienale richiudibile con snodo posizionato nella parte posteriore del telaio, riducendo di fatto gli ingombri per il trasporto in auto.

La scelta del piano seduta rigido in fibra di carbonio e dello schienale posturale Aria, assicurano il mantenimento nel tempo degli aspetti dimensionali ricercati.

Aria 2.0 è iscritta al repertorio dei dispositivi Medici del Ministero della Sanità con codice numero 1670115.

Configurazione Standard


Asse in alluminio verniciato nero, ruote posteriori black Wheel con mozzo e raggi neri, corrimano in alluminio anodizzato nero o argento e pneumatici Shwalbe Right Run. Freni Aria a forbice e forcelle Aria a doppio braccio con ruote da 3/4/5 Spondine in fibra di carbonio non avvolgenti e Schienale Posturale Aria in Alluminio.

Misure e colori

Telaio verniciato: bianco/Grigio/Nero.



34-46 cm
ogni 2




34-46 cm
ogni 2




largh +
18,5 cm



prof.+
13 cm



45-52 cm
ogni 1



24-42 cm
ogni 1,5



s/ruote 6.9
c/ruote 8

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ARIA 2.0	122106060 180939021	Carrozzina rigida superleggera Unità posturale tronco-bacino
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Descrizione Funzionale

Carrozzina Superleggera a Telaio Rigido in fibra di Magnesio.

Innovazione, ottima manovrabilità, scorrevolezza Ultra è la carrozzina con pluriregolabilità più leggera in commercio.

Caratteristiche

Nuova geometria del telaio e asse in fibra di carbonio con tecnologia shock Absorbing brevettato Aria.

Il prodotto risulta rigido e maneggevole allo stesso tempo, ideale per un'utenza esperta.


I materiali più performanti, le tecniche di assemblaggio più innovative nonché le lavorazioni CNC dei componenti in alluminio 7075 sono garanzia di qualità ed eccellenza.

Configurazione Standard

Asse centrale in Fibra di carbonio, Ruote posteriori Black Wheel con mozzo e raggi neri, corrimano in alluminio anodizzato nero o argento e pneumatici Schwalbe Right Run. Freni Aria Scissor Lock e forcelle Aria doppio braccio con ruote in alluminio anodizzato nero 4/5". Protezioni laterali non avvolgenti in Fibra di Carbonio. Schienale Aria con fasce tensionabili.

Misure e colori

Telaio verniciato opzionale a scelta tra: Bianco / Nero / Giallo / Verde Chiaro.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ULTRA	122106060	Carrozzina rigida superleggera
	180939021	Unità posturale tronco-bacino
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina posturale per esterno con sistema di postura tronco bacino

Adatto a ragazzi e adulti che non sono in grado di ottenere la posizione seduta senza opportuni aiuti

Il sistema di postura tronco bacino realizzato con elementi predisposti è inserito su una base da esterno che può essere ad autospinta oppure manovrabile dall'accompagnatore

Le unità posturali per il tronco e per il bacino fissati sugli appositi sostegni possono avere varie conformazioni per adattarsi alle differenti necessità


Base con meccanismo di basculamento, servoassistito da pistoncini a gas, regolabile da -5° a +18°

Il sedile può ospitare, un cuscino antidecubito adeguato

Ruote posteriori 24”

Ingombro max da cm 60 a cm 67

Portata max kg 140



Cuneo
divaricatore



Pelotta
toracale



Tavolo

Articolo	Descrizione
Cirrus/24 18.09.39.021	Carrozzina posturale ruote da 24” o da 12” Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale tronco bacino” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
18.09.39.006	Base da esterni
18.09.39.027	Unità posturale per il capo (standard)
18.09.39.036	Unità posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
18.09.39.148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente

Sistema polifunzionale progettato come risposta alle diverse esigenze e patologie come (ictus - Post coma

- tetraparesi tetraplegie - sclerosi multipla)

Basculamento regolabile tramite una levetta posta sotto ad un bracciolo che permette una autonomia per cambiare posizione senza richiedere l'aiuto dell'assistente, con grande facilità

Regolazione della profondità di seduta (da cm.39 a cm.45) pratica e veloce

Braccioli ridotti e regolabili in altezza

Spondine salva abiti, imbottite






Pedana multifunzione con angolo fisso di 80°, regolabile in profondità, ribaltabile ed estraibile e regolabile in altezza

Ruote posteriori possibilità di scelta: mis “12” “16” “20” “22” “24”

Ruote anteriori antiforo “6” “5” “8”

Ruota antiribaltamento dx di serie

Portata max kg.135



Cuneo
divaricatore



Tavolo
imbottito



Unità posturale
per il capo

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
Emineo 24	18.09.18.012	Seggiolone polifunzionale
	18.09.18.202	Sistema basculante
Emineo 16	18.09.18.205	Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità
	18.09.18.208	Schienale prolungato
	18.09.18.220x2	Pedana divisa multifunzionale (non elevabile)
	18.09.18.229	Tavolo con incavo avvolgente inclinabile
	18.09.18.232	Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità
	18.09.18.235	Base per esterno
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.18.223	Presa pelvica imbottita regolabile
	18.09.39.030	Unità posturale arto superiore dx o sx
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale dx e sx misura Piccola o Grande
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo*
	18.09.39.036x2	Unità posturale arti inferiori (elevabile)*

* = Varianti

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CON RUOTE GRANDI/PICCOLE

“OPTIMA”

Seggiolone polifunzionale
con sistema basculante tra-
mite pistone a gas

Schienale ad inclinazione
regolabile

Imbottiture in poliuretano
stampato rivestito in tessuto
lavabile

Poggianuca regolabile in
altezza e profondità. Maniglie
per accompagnatore

Freni a tamburo

Braccioli estraibili regolabili
in larghezza e in altezza e
fianchetti imbottiti

Pedane elevabili divise e
multifunzionali

Ruote di sicurezza antiribal-
tamento

OPTIMA 550 prevede le ruote
soft, posteriori da mm. 24” e
anteriori da mm.175


OPTIMA 400 prevede le ruote
soft, posteriori da 12” (300
mm), anteriori da mm.175




OPTIMA 550



OPTIMA 400




da cm 40 a 45
da cm 45 a 50



da cm 40
a cm 50




cm 60
cm 68



cm 111



cm 52



Kg 29



Bracciolo
emiplegico



Cintura
pelvica



Pedane
elevabili

	Cod. ISO	Descrizione
OPTIMA 550	18.09.18.012	Seggiolone polifunzionale
	18.09.18.202	Sistema basculante
	18.09.18.205	Appoggiatesta regolabile in altezza e profondità
OPTIMA 400	18.09.18.211x2	Cuscinetto di spinta per il tronco
	18.09.18.220x2	Pedana elevabile divisa multifunzionale
	18.09.18.223	Divaricatore anatomico imbottito e regolabile
	18.09.18.229	Tavolo con incavo avvolgente
	OMAGGIO	Freno per accompagnatore

Seggiolone polifunzionale basculante.

Consente all'assistito il raggiungimento della posizione seduta, ed agevola lo svolgimento della vita quotidiana, facilitando le attività di tipo rieducativo e riabilitativo. E' indicata per

pazienti adulti o anziani che necessitano di uno stazionamento prolungato in carrozzina, permette il raggiungimento di una posizione stabile e confortevole contrastando atteggiamenti posturali scorretti o patologici.

Caratteristiche tecniche:

- telaio in acciaio;
- rivestimento della seduta e dello schienale in materiale semi-elastico che si adatta alle forme dell'utente e impedisce il suo scivolamento, tappezzeria traspirante e asportabile;
- schienale ergonomico, reclinabile fino a 38° e regolabile in altezza;
- seduta basculante da 10° a 35°, regolabile in 4 profondità;
- poggiatesta ampio e avvolgente, regolabile in altezza, inclinazione, profondità e traslabile lateralmente;
- braccioli imbottiti e regolabili in altezza;
- pedane regolabili in altezza e flesso-estensione;
- poggiagambe girevoli, estraibili e regolabili in inclinazione con poggiapopacci regolabili in profondità e flesso-estensione;
- maniglione di spinta regolabile in inclinazione e altezza.



GIUDITTA300:

ruote piene anteriori da 8", posteriori da 12" con freni a tamburo

-Misure :

Largh: 36, 40, 45, 50 cm
Prof: 40,43,46,49 cm

-Ingombro:

Largh:
GIUDITTA300: LS+25cm
GIUDITTA22 : LS+29cm
GIUDITTA100: LS+18cm
Prof. con pedane:
GIUDITTA300,22:100cm
GIUDITTA100: 104cm

-Colore

Telaio: bianco
Tappezzeria: azzurro

-Peso:

GIUDITTA300: 38-40Kg
GIUDITTA22 : 41-43Kg
GIUDITTA100: 35-37Kg



GIUDITTA22:

ruote piene anteriori da 8", posteriori da 22" con freni manuali per utente



GIUDITTA100:

ruote piene piroettanti da 5", dotate di freni a pedale

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
GIUDITTA300	180918012	Seggiolone polifunzionale
GIUDITTA22	180918202	Sistema basculante
	180918205	Poggiatesta regolabile in altezza, profondità
	180918220	Pedana divisa multifunzionale
	180918235	Base da esterni
GIUDITTA100	180918012	Seggiolone polifunzionale
	180918202	Sistema basculante
	180918205	Poggiatesta regolabile in altezza, profondità
	180918220	Pedana divisa multifunzionale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	122703127	Tavolo con incavo, regolabile in profondità
	180918229	Tavolo con incavo, reclinabile, regolabile in inclinazione e profondità
	180918223	Divaricatore imbottito regolabile
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Base per esterni con sistema di Postura per il Tronco Bacino.

Kudu è una carrozzina per interni ed esterni che combina forma e funzionalità per adattarsi alle esigenze di ogni utente.

L'altezza dello schienale e la profondità del sedile possono essere regolate senza dover sostituire il cuscino, i cuscini hanno un rivestimento rimovibile in un unico pezzo.

Caratteristica significativa è il sistema di basculazione da -3° a 45° che mantiene il centro di gravità all'interno della base, consente di l'operazione di variazione del basculamento da parte del cargiver senza sforzo alcuno, mantenendo un equilibrio ottimale. Per facilitarne il trasporto lo schienale può essere completamente abbattuto.

Caratteristiche

Ruote Posteriori da 12” – 16” – 20” – 22” – 24”

Angolo Schienale: -5° a 30°

Portata Massima trasportabile: 40 Kg – 50 Kg – 57 Kg -57 Kg


Colorazioni della base: Grigio Antracite – Bianco - Rosso





Misure:


- 1
- 2
- 3
- 4

 da cm 26 (mis 1) a 38 (mis 4)

 da cm 22 (mis 1) a 45 (mis 4)

 + cm 20 della largh. seduta

 da cm 88 a cm 110
Chiusa: da cm 2 (mis 1 e 2) a cm 88 (mis 3 e 4)

 Kg 19 (mis 1) Kg 25 (mis 4)

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
KUDU	18.09.39.006	Base da esterni
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.021	Unità Posturale Tronco Bacino
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione della altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento lat. per il bacino
	18.09.39.030	Unità posturale arto superiore
	18.09.39.033	Unità posturale arto inferiore
	18.09.39.151x2	Pelotta frontale Swing Away
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore
	18.09.39.172	Tavolino con incavo
OMAGGIO		Dispositivi di fissaggio per il trasporto
OMAGGIO		Supporto polpacci

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Carrozzina posturale per esterno con sistema di postura tronco bacino

Adatto a ragazzi e adulti che non sono in grado di ottenere la posizione seduta senza opportuni aiuti

Il sistema di postura tronco bacino realizzato con elementi predisposti è inserito su una base da esterno che può essere ad autospinta oppure manovrabile dall'accompagnatore

Le unità posturali per il tronco e per il bacino fissati sugli appositi sostegni possono avere varie conformazioni per adattarsi alle differenti necessità

Base con meccanismo di basculamento, servoassistito da pistoni a gas, regolabile da -5° a +18°


Il sedile può ospitare, un cuscino antidecubito adeguato

Ruote posteriori 24" - 12 mm.


Ruote anteriori 6,5"

Ingombro max 67

Portata max kg 140



cm 39
cm 44
cm 49



da cm 45 a 60



da cm 63 a 67



da cm 46 a 53



Kg 32.4



Ruote da 12



Cuneo divaricatore



Pelotta toracale



Tavolo

Articolo	Descrizione
Azalea/24 18.09.39.021	Carrozzina posturale ruote da 24" o da 12"
-	Riconducibile per omogeneità funzionale a "Unità posturale tronco bacino" come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Azalea/12 18.09.39.006	Base da esterni
18.09.39.027	Unità posturale per il capo (standard)
18.09.39.036	Unità posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
18.09.39.148x2	Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale, flessibile
18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero/posteriore
18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente

Base di sostegno da esterni per sistema posturale con dispositivo di basculamento

Facilita la postura, migliora l'assistenza per chi non ha sufficiente controllo del tronco e del capo, migliora la distribuzione dei carichi e aumenta la tolleranza a stare seduti, diminuisce il dolore, facilita il riposizionamento

Quattro tipi di telaio regolabili in larghezza

Tre tipi di profondità di seduta

Telaio pieghevole e riducibile

Sistema bascula a stantuffo fino a 45°

Dispositivo di estrazione rapida delle ruote posteriori

Ruote posteriori 12" - 22" - 24"

Posizione variabile delle forcelle

Pedane separate estraibili con multiregolazione

Ruota antiribaltamento


Schienale regolabile in angolazione meccanicamente

Disponibile in 6 colori

Portata max kg.75



Telaio espandibile



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ZIPPIE	18.09.39.006	Base da esterni
TS SE R	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
(rigida)	18.09.39.036X2	Unità posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
-	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione della altezza dello schienale
ZIPPIE	18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
TS SE P		
(pieghevole)		

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

La nuova carrozzina Zippie RS Rotation-in-Space è stata disegnata per rispondere ad una vasta gamma di esigenze di posizionamento mirate a migliorare le funzioni respiratorie e di alimentazione, riducendo la pressione sotto il bacino e migliorando l'orientamento visivo. Permette facili posizionamento e riposizionamento così da favorire la riduzione del tempo trascorso in una stessa posizione. Questo è indispensabile per un bambino che non abbia la funzionalità di spostare il proprio peso in modo indipendente e regolare.







Può avere ruote posteriori di diametro 16", 22", 24"

Angolo schienale: da 0° a +30° o da -5° a +25°

Basculamento manuale: da -5° a +40°

27 colori disponibili

Portata massima: 125 kg



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ZIPPIE	18.09.39.006	Base da esterni
RS	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.036X2	Unità' posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione della altezza dello schienale
	18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
	12.24.06.139	Sedile rigido
	12.24.06.160	Braccioli regolabili in altezza
	12.24.06.163	Schienale regolabile in inclinazione
	12.24.06.172	Braccioli ridotti
	12.24.21.106	Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi (paio)
	12.24.21.109	Posizionamento variabile delle ruote posteriori
	12.24.21.112	Posizionamento variabile ruote anteriori
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Carrozzina basculante pediatrica.

Consente gli spostamenti autonomi sia all'interno che all'esterno del proprio domicilio, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento di tutte le attività quotidiane, della vita sociale e di relazione dell'utente.

Caratteristiche tecniche:

- disponibile con telaio rigido o pieghevole;
- include kit crescita;
- possibilità di regolare il settaggio dell'altezza, la larghezza e la profondità della seduta in maniera estremamente facile consentendo un perfetto adattamento all'utente;
- poggiagambe elevabili con pedane separate in alluminio regolabili in angolazione;
- fascia fermapolpaccio regolabile con velcro;
- blocco ruote posteriori, consente ai genitori di avere libere le mani;
- bracciolo tubolare ribaltabile;
- disponibile in più di 500 combinazioni di colori.


Portata max 74,8kg

Optional

- ruotine antiribaltamento swing away;
- freni a tamburo.



da cm 30
a 51



da cm 34
a 51



da cm 29
a 51



Kg 9.5

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
FLIP	180939006	Base per esterni
	180939103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	180939036x2	Unità posturale per arto inferiore con pedane divise
	180939133	Regolazione della lunghezza del sedile
	180939136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	180939169	Poggiagambe a contenimento laterale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore con pedana unica
	18.09.39.030x2	Unità posturale per arto superiore
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Dal primo concetto al sistema finale, ogni aspetto della “Leggero” “Enzo” è stato ideato e realizzato col fine di massimizzare sia l’estetica che la funzionalità.

Base da esterni con telaio pieghevole molto stabile, dotata di Basculamento posteriore 45° e anteriore 5° opzionale, numerose possibilità di scelta per quanto riguarda le ruote posteriori a partire da 12” fino a 24”, consente innumerevoli regolazioni, lunghezza e larghezza del sedile, altezza dello schienale, regolazione della reclinazione meccanica dello schienale in diverse posizioni.

Vari Optional a scelta: Pedane elevabili manuali, Top braccioli “Desk” e Top braccioli “Full”, Sistema di aggancio in Auto e cintura per il trasporto in auto di diverse misure.

ENZO è ideale per l'alloggio di qualsiasi tipo di sistema di misura sia della medesima casa produttrice (Sistemi Stealth, Bakku, contenimenti IFit), piuttosto che di altri produttori, si configura perfettamente con il sistema di postura-tronco Bacino “Diego”.

La base è disponibile in un unico colore Grigio con diversi inserti adesivi: Verde, Rosso, Giallo, Blue, Magenta, Viola e Arancio.



MISURE:

- 12” / 14”
- 14” / 16”
- 16” / 18”

da cm 30,5
a 45,7

da cm 33
a 56

da cm 38
a 48

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ENZO	18.09.39.006	Base per esterni
	18.09.39.103	Regolazione dell’inclinazione (basculamento)
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dell’altezza dello schienale
	18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale
	18.09.39.036	Unità posturale per arto inferiore con pedane divise <i>Riconducibile per omogeneità funzionale come da DM332/99 At.1 Comma 5</i>
	12.24.06.160	Braccioli Regolabili in altezza
	12.24.06.172	Braccioli ridotti per il Tavolo
	12.24.06.163	Schienale regolabile in inclinazione
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.033x2	Unità posturale per arto inferiore con pedane elevabili
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine		

Base di sostegno da esterni per sistema posturale con dispositivo di basculamento (mediante pistone a gas)

Angolo di basculamento 33°

Consente di variare le diverse inclinazione della postura distribuendo i carichi limitando le forze di taglio

Schienale imbottito a tensione regolabile con manici di spinta regolabili in altezza

Braccioli ridotti e regolabili in altezza ed estraibili


Poggiapiedi separati o uniti, in alluminio, regolabili in flessione estensione

Pedane fisse (di serie) o estraibili o abdotte su richiesta





Ruote posteriori da 20” o da 22”

oppure

Ruote posteriori estraibili da mm.300 con dispositivi di sbilanciamento



(*) Realizzabile con imbottitura lato interno braccioli




Articolo	Cod. ISO	Descrizione
LEVIA	18.09.39.006	Base da esterni
BASCULA	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)
	18.09.39.036X2	Unità posturale arto inferiore con pedane divise regolabili
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione della altezza dello schienale
	18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale regolabile
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore
	E.T.	Freni a tamburo
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Carrozzina posturale basculante con la possibilità di applicare qualsiasi tipo di schienale e cuscino.


Consente gli spostamenti sia all'interno che all'esterno del domicilio, garantendo la vita sociale e di relazione del paziente. Grazie al particolare sistema di basculamento garantisce un grande equilibrio tra la base della carrozzina ed il carrello di inclinazione rotazionale della seduta (basculamento).

Caratteristiche tecniche:


- Basculamento a binario con angolo da 0° a 45°,
- Telaio estremamente regolabile ed affidabile,
- Seduta con 7 regolazioni in larghezza e 5 in profondità per una completa personalizzazione sul paziente,
- Schienale abbattibile e regolabile in inclinazione,
- Ruotine antiribaltamento posteriori,
- angolo pedana girevole verso l'interno e verso l'esterno,
- braccioli estraibili e regolabili in altezza,
- Portata Max Kg. 120.




da cm 36
a 51




da cm 38
a 48




LS + 21cm



cm 83



da cm 41
a 50



Peso:
17,6 kg

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
QUICKIE-SR45	18.09.39.006	Base da esterni
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.136	Regolazione dello schienale
	18.09.39.036x2	Unità posturale arto inferiore diviso
	18.09.39.169	Poggia gambe a contenimento laterale
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Kit di supporti posturali versatili e flessibili, che vengono fissati su un apposito materassino- base tramite velcro ed utilizzati per realizzare un programma posturale completo sia a casa che a scuola.

Il sistema stimola il bambino attraverso il gioco e al tempo stesso è un ausilio indispensabile per prevenire l’insorgenza di problemi posturali maggiori.

Realizzato per essere utilizzato dai genitori e dai terapisti per dare ai bambini con bisogni speciali, opportunità di apprendimento e di sviluppo per tutto il ciclo della prima infanzia.

Attraverso il gioco vengono stimolati i processi di sviluppo psico-motorio di base e si rafforza l’apparato muscolare sviluppandone la coordinazione: il controllo del capo, del tronco, la coordinazione oculo-manuale, la percezione spaziale, l’equilibrio, la forza fisica, etc..

Completo di sacca per il facile trasporto di base e moduli



ulteriori possibili configurazioni di Squiggles Early Activity



Articolo	Cod. ISO	
SQUIGGLES EAS	18.09.39.015	Sistema di posizionamento (Riconducibile per omogeneità funzionale a unita’ posturale per bacino con elementi predisposti)
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.172	Tavolo con incavo avvolgente



Componenti



Il Kit completo comprende:

- 1 Materassino imbottito
- 1 Cuscinetto a cuneo
- 1 Unità di postura per bacino
- 1 Poggiatesta
- 2 Cinghie di fissaggio
- 4 Supporti cilindrici flessibili
- 1 Borsa per contenere gli elementi del kit
- 1 Manuale “Activity development programme”



borsa

Disegnato per utenti che hanno necessità posturali moderate o complesse. La scelta eccellente per persone che:

- richiedono un grande avvolgimento del bacino
- necessitano di controllo laterale e stabilizzazione delle cosce
- hanno una postura che richiede di sostenere / correggere una deformità
- sono molto sensibili al confort e alla corretta distribuzione delle pressioni

Dispone di 2 pannelli laterali rigidi che grazie alle strisce di velcro consentono di fornire ulteriore supporto laterale alle cosce e, in combinazione con i pad sotto la seduta, aiutano a mantenere inalterato nel tempo il profilo creato dagli inserti

la base con le tasche per gli inserti (pad) consente di accogliere utenti con contratture ai muscoli ischiocrurali o limitazioni alla flessione dell'anca

le imbottiture aggiuntive in dotazione offrono la possibilità di personalizzazione direttamente in fase di prova

la zona ischiatica con inserto in schiuma di gel aiuta a distribuire le pressioni sotto le pelvi e in combinazione con la cover a doppio strato aiuta a ridurre le forze di taglio

area di scarico a livello coccigeo (per taglie a partire da 16")

cover a doppio strato per ridurre le forze di taglio, traspirante per favorire l'eliminazione dell'umidità

cover interna anti incontinenza inclusa consente di essere lavorato per soddisfare esigenze particolari (ad es. dismetrie)
Peso da 0,9 a 2,8 kg



Larghezza	Altezza	Portata	Altezza depressione	Peso prodotto (16x16)
10"	2"	90kg	80mm	2.0kg
11"-13"	2.5"		100mm	
14"-15"				
16"-17"	2.75"	160kg		
18"-20"	3"			

SUPERHIGH CONTOUR

In combinazione con la base ad inserti Spex, il cuscino SuperHigh contour è un'ottima soluzione per l'utente che richiede un grande avvolgimento del bacino. Grazie all'ampissima area di appoggio del bacino e delle cosce, si riesce ad ottenere una grande ridistribuzione delle pressioni su tutta la superficie. Il supporto mediale delle cosce, combinato con quello laterale, massimizza la stabilità dell'utente, fornendo un grande bilanciamento e supporto per il tronco. La natura avvolgente del cuscino SuperHigh contour fornisce quotidianamente un grande confort e sollievo, mentre il tessuto traspirante 3D aiuta a favorire lo scambio dell'umidità corporea e a normalizzare la temperatura.

Articolo	Cod. ISO	
SPEX SUPER HIGH CONTOUR	18.09.39.015	Unità posturale per il bacino con componenti predisposti
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterale per il bacino, regolabile (coppia)
	18.09.39.157	Cuneo abduzione

Progettato per utenti che hanno esigenze di pressione e postura medie e severe. Una scelta eccellente per coloro che hanno necessità di:

- un alto controllo dell'abduzione / adduzione
- cambiar postura nel tempo
- una postura controllata che richiede correzione o supporto
- un elevato confort a livello pelvico e di ridistribuzione delle pressioni
- una elevata stabilità pelvica e di un alto profilo contenitivo

la base con le tasche per gli inserti (pad) consente di accogliere utenti con contratture ai muscoli ischiocrurali o limitazioni alla flessione dell'anca

creato specificamente per le asimmetrie posturali

le imbottiture aggiuntive in dotazione offrono la possibilità di personalizzazione direttamente in fase di prova

la zona ischiatica con inserto in schiuma di gel aiuta a distribuire le pressioni

sotto le pelvi e in combinazione con la cover a doppio strato aiuta a ridurre le

forze di taglio

area di scarico a livello cocci-geo (per taglie a partire da 16")

cover a doppio strato per ridurre le forze di taglio, traspirante per favorire

l'eliminazione dell'umidità

cover interna anti incontinenza inclusa

consente di essere lavorato per soddisfare esigenze particolari (ad es. dismetrie)

peso da 0,8 a 2,7 kg



Larghezza	Altezza	Portata	Altezza depressione	Peso prodotto (16x16)
10"	2"	90kg	50mm	1.6kg
11"-15"	2.5"			
16"-17"	2.75"			
18"-20"	3"	160kg		

HIGH CONTOUR

Il cuscino Spex High Contour offre un supporto più elevato, grazie al profilo più pronunciato ed è una soluzione ottimale quando è necessario posizionare e livellare le pelvi in maniera corretta ed efficace. Grazie agli inserti su misura è inoltre possibile adattare il cuscino direttamente durante la prova.

Articolo	Cod. ISO	
SPEX HIGH CONTOUR	18.09.39.015	Unità posturale per il bacino con componenti predisposti
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.39.139	Elementi di contenimento laterale per il bacino, regolabile (coppia)	
18.09.39.157	Cuneo abduzione	

Pensato per utenti che hanno necessità posturali medie e complesse ed esigenze di ridistribuzione delle pressioni. Scelta eccellente per persone che hanno:

- necessità posturali variabili nel tempo
- una postura che richiede correzione o controllo
- esigenze di confort e di ridistribuzione delle pressioni
- necessità di stabilità pelvica
- contratture agli ischiocrurali oppure limitazioni nella flessione dell'anca
- un controllo moderato dell'abduzione / adduzione

Creato specificamente per le asimmetrie posturali

Le imbottiture aggiuntive in dotazione offrono la possibilità di

personalizzazione direttamente in fase di prova

La zona ischiatica con inserto in schiuma di gel aiuta a distribuire le pressioni sotto le pelvi e in combinazione con la cover a doppio strato aiuta a ridurre le forze di taglio

Area di scarico a livello cocci-geo (per taglie a partire da 16")

Cover a doppio strato per ridurre le forze di taglio, traspirante per favorire l'eliminazione dell'umidità

Cover interna anti incontinenza inclusa

Consente di essere lavorato per soddisfare esigenze particolari (ad es. dismetrie)

Peso approssimativo da 0,7 a 2,6 kg



Larghezza	Altezza	Portata	Altezza depressione	Peso prodotto (16x16)
10"	2"	90kg	30mm	1.5kg
11"-15"	2.5"			
16"-17"	2.75"			
18"-20"	3"	160kg		

Articolo	Cod. ISO	
SPEX STANDARD CONTOUR	18.09.39.015	Unità posturale per il bacino con componenti predisposti
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.39.139	Elementi di contenimento laterale per il bacino, regolabile (coppia)	
18.09.39.157	Cuneo abduzione	

Unità Posturale Bacino con elementi predisposti.

Cuscino di nuova generazione che combina un alto livello di comfort ad un elevato grado di protezione e posizionamento. Il Design rivoluzionario combina la schiuma e il fluido al fine di garantire all'utilizzatore un alto livello di protezione cutanea, posizionamento e personalizzazione.

Caratteristiche

Base in schiuma con sagomatura anatomica per ottimizzare il supporto pelvico. Schiuma ad alta resilienza con Ultra-Fresh per una protezione massima in prossimità delle prominenze ossee. Sacca in fluido a doppio strato a compartimenti sigillati. I suoi benefici funzionali: Blocco pre-ischiatico per contrastare lo scivolamento riducendo le forze di taglio. La particolare sagomatura posteriore aiuta a contrastare la retroversione di bacino. Il bordo frontale con taglio a cascata serve ad ottimizzare la profondità di seduta ed a favorire la propulsione con l'arto inferiore.

Il peso è molto ridotto rispetto ad altri cuscini posturali, il cuscino Matrix Libra è molto indicato per utenti che hanno uno stile di vita molto attivo.



Misure
Standard

da 36X31
a 51X51

Bariatriche da
53X46
a 56X56

Articolo	Cod. ISO	
LIBRA	18.09.39.015	Unità posturale per il bacino con componenti predisposti
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Unità posturale per bacino ad altissima personalizzazione

Indicato per utenti a rischio elevato o massimo di lesione cutanea e che richiedono una stabilità posturale laterale e antero-posteriore.

Sviluppato per soddisfare diverse esigenze di posizionamento.

L'imbottitura in fluido Jay o l'inserto ad aria ROHO, contenuti in una base solida, garantiscono l'immersione delle prominenze ossee a rischio, il sostegno idrostatico e l'avvolgimento del bacino

La pressione viene ridistribuita lontano dalle tuberosità ischiatiche e dal cocci-ge verso zone che tollerano meglio il carico, in particolare i trocanteri e femori. Questi sono sostenuti dall'area di carico pelvica e dalla base in schiuma



per la Personalizzazione del cuscino è necessario seguire le fasi in tabella:

fase 1. BASE	fase 2. MISURE (largh x prof)	fase 3. PLA	fase 4. INSERTO	fase 5. FODERA
-----------------	-------------------------------------	----------------	--------------------	-------------------

Fase 1. BASE

disponibile in due versioni: **DEEP** e **STANDARD**. La versione deep garantisce la massima immersione per l'utente ad elevatissimo rischio di lesione cutanea. La versione standard consente la ridistribuzione della pressione e offre stabilità agli utenti ad alto rischio la cui massa muscolare e l'integrità dei tessuti non siano così compromesse.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
J3C	18.09.39.015	Unità posturale per bacino (elementi predisposti)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
A	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
B	18.09.39.139	Elementi di contenimento per il bacino SN o DX (paio)
C	18.09.39.157	Elementi di contenimento per la coscia SN o DX (paio)
		Cuneo abduzione
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Fase 2. MISURE

numerosi dimensioni: da 30 x 30 cm a 60 x 60 cm.

Va ordinato in base alle dimensioni della carrozzina.

Tutte le misure hanno una portata massima maggiorata per soddisfare meglio le esigenze degli utenti bariatrici.

Portata massima per le misure da 30 cm a 50 cm = 150 kg

Portata massima per le misure da 56 cm a 60 cm = 227 kg



- ◆ disponibile solo con base deep
- disponibile con base standard o deep

PROFONDITÀ DEL CUSCINO

LARGHEZZA DEL CUSCINO




cm	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
30	◆	◆									
35	◆	●									
38		●	●	●		●					
40		●	●	●	●	●					
42			●	●	●	●	●	●			
44			●	●	●	●	●	●			
46		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48					●	●	●	●	●	●	●
50						●	●	●	●	●	●
56										●	●
60										●	●
PLA standard	P piccolo			M media (può essere ridotta alla misura A)					G grande (può essere ridotta alla misura P o M)		

Fase 3. PLA (Pelving Loading Area) Avvallamento Ischiatico

L'avvallamento pelvico soddisfa gli obiettivi clinici di distribuzione della pressione e di stabilità laterale ideali.

Le dimensioni standard

dell'avvallamento pelvico: **P** = Piccolo, **M** = Medio, **G** = Grande sono adatte alla maggior parte degli utenti.



È possibile ridurre le dimensioni della PLA con l'apposito anello riduttore se ciò ottimizza l'immersione e la stabilità laterale e impedisce l'eccessivo affondamento.

Gli standard sono modificabili attraverso l'inserimento di appositi riduttori.

Fase 4. INSERTO

È possibile scegliere tra due diverse tecnologie: inserto fluido o ad aria.

(Le misure degli inserti si basano su quelle dell'avvallamento pelvico.)



FS= Inserto in **Fluido Standard**

FLUIDO STANDARD (FS)

Configurazione standard, non più modificabile. Su richiesta, può essere riempito con una quantità di fluido maggiore, minore o asimmetrica.

FLUIDO PERSONALIZZABILE (FP)

Può essere personalizzato per ottenere **Livelli di riempimento minore, maggiore, simmetrico o asimmetrico** in base alle necessità

E' possibile ordinare imbottiture aggiuntive nelle taglie S (small), M (medium), L (large), XL (extralarge)

- ARIA A VALVOLA SINGOLA (A1V)

Opportunità di regolazione sul campo per ottimizzare i livelli di aria per un bacino simmetrico stabile.

- ARIA A VALVOLA DOPPIA (A2V)

Regolazione della quantità d'aria, separata nei due segmenti, indipendenti tra loro, durante la valutazione dell'utente, ad esempio per correggere o accogliere l'obliquità pelvica. Possibilità di soddisfare esigenze mutevoli nel tempo.

Nota: Pompa manuale e kit di riparazione in dotazione con il cuscino; Controllare la quantità d'aria ogni giorno. Per istruzioni fare riferimento al manuale d'uso.



A1V= Inserto in Aria ad 1 Valvola



A2V= Inserto in Aria a 2 Valvole




FP= Inserto in **Fluido Personalizzabile**

Fase 5. FODERA

Si tratta di una fodera che si adatta sia alla versione standard che a quella deep e che può contenere anche gli accessori per il posizionamento. Ogni misura del cuscino ha una fodera specifica.

- FODERA MICROCLIMATICA Standard e consigliata (MC)

Il tessuto traspirante consente di disperdere il calore e l'umidità del corpo, evitando così il rischio di lesione cutanea. Lo strato in schiuma reticolata per disperdere calore e umidità




- FODERA PER INCONTINENZA (I)

Il tessuto traspirante consente di disperdere il calore e l'umidità del corpo, evitando così il rischio di lesione cutanea. Lo strato in schiuma reticolata per disperdere calore e umidità



Aggiuntivi Applicabili

A = Elementi di contenimento per il bacino SN o DX



B= Elementi di contenimento per il femore SN o DX

C= Cuneo abduzione



Stabilità posturale e crescita pediatrica

Cuscino ideale per utenti pediatrici che necessitano di un elevato supporto posturale e che hanno un rischio di lesione cutanea da moderato ad elevato.

Disegnato per utenti con postura simmetrica o asimmetrica; grazie alla sua modularità il cuscino cresce mantenendo il rapporto di posizione con l'utente. L'utilizzo degli spessori di schiuma facilita la riduzione dell'altezza dell'avvallamento ischiatico per aumentare il supporto alla gamba.

La sagomatura della base permette di non scivolare in avanti e di avere una posizione comoda e centrata sul cuscino;

La parte anteriore inferiore è stata sviluppata con rientranze per i polpacci in modo da poter posizionare le ginocchia con un angolo corretto (90°-110°)

•L'imbottitura previene problemi di arrossamento e abrasioni dovute ad attrito e sfregamento

•La fodera Air Exchange aumenta la traspirazione e diminuisce la sudorazione. Standard fodera per incontinenza.

Portata Max 118 Kg



delle stesse misure esistono 2 modelli
a Fluido Standard e a
Fluido Maggiorato

MISURE

45 X 50

40 X 48

35 X 43

25 X 33

30 X 38

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
JGS o JGSFM	18.09.39.015	Unità posturale per bacino in gel fluido
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
B1167	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
B113J	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
B119J	18.09.39.139	Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.5) (paio)
B1113	18.09.39.139	Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.2,5) (paio)
B163	18.09.39.139	Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.7,5) (paio)
B1118	18.09.39.157	Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione bambino cm.5) (paio)
B118W	18.09.39.157	Cuneo abduzione da cm.7,5 (divaricatore)
		Cuneo abduzione doppio da cm.5 (divaricatore)

Stabilità posturale con integrità della pelle

Studiato per utenti con esigenze di posizionamento da moderate ad elevate e/o ad alto rischio di lesione cutanea.

Disegnato per utenti con postura simmetrica e per utenti con gravi necessità posturali che si modificano nel tempo; con limitata stabilità posturale che non riescono a cambiare posizione o a spostare il peso in modo autonomo.

Fodera Air Exchange standard, fodera per incontinenza e base rigida optional

Portata Max 150 Kg




MISURE

45 X 40
45 X 45
50 X 50
45 X 50
60 X 50
39 X 40
39 X 45
39 X 50
35 X 40
50 X 40
43 X 43
50 X 45

AGGIUNTIVI PER JAY GS E J2

Art. B1167 - Elementi di contenimento laterale per bacino (guide per anca) Riconducibile a: 18.09.39.139



•Art. B113J - Cunei adduzione adulti cm.5 Riconducibile a: 18.09.39.139



Art. B118W - Cuneo abduzione (divaricatore) doppio cm.5 Riconducibile a: 18.09.39.157



Cunei adduzione bambino cm.5
•Art. B163 Riconducibile a: 18.09.39.139



Art. B1118 - Cuneo abduzione (divaricatore) da cm.7,5) Riconducibile a: 18.09.39.157

•Art. B119J - Cunei adduzione da cm.2,5 Riconducibile a: 18.09.39.139

•Art. B1113 Cunei adduzione da cm.7,5 Riconducibile a: 18.09.39.139

OPTIONAL:
Art. F1119
Cuscinetti supplementari

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
J2	18.09.39.015	Unità posturale per bacino in gel fluido
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
B1167	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
B1167	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
B113J	18.09.39.139	Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.5) (paio)
B119J	18.09.39.139	Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.2,5) (paio)
B1113	18.09.39.139	Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione da cm.7,5) (paio)
B163	18.09.39.139	Supporti laterali per coscia (Cuneo adduzione bambino cm.5) (paio)
B1118	18.09.39.157	Cuneo abduzione da cm.7,5 (divaricatore)
B118W	18.09.39.157	Cuneo abduzione doppio da cm.5 (divaricatore)

Stabilità posturale con integrità della pelle

Nuove caratteristiche offrono un alto livello di protezione della pelle e di comfort: uno strato spesso e sagomato di schiuma morbida previene che le tuberosità ischiatiche ed i trocanteri vengano a contatto con lo strato di schiuma più duro, la nuova forma dell'avvallamento pelvico (PLA) con un bordo senza aperture previene la migrazione del fluido, il nuovo design dell'imbottitura di fluido e la doppia fodera, interna ed esterna.

La grande stabilità e l'ottima posizione di seduta sono ottenute grazie al design dell'avvallamento pelvico (PLA) basato su misure antropometriche ed agli elementi di posizionamento che possono essere messi nelle fodera interna per rispondere a specifiche necessità degli utenti.

La grande stabilità e l'ottima posizione di seduta sono ottenute grazie al design dell'avvallamento pelvico (PLA) basato su misure antropometriche ed agli elementi di posizionamento che possono essere messi nelle fodera interna per rispondere a specifiche necessità degli utenti.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
J BALANCE	18.09.39.015	Unità posturale per bacino (elementi predisposti)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.39.133		Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.139		Elementi di contenimento laterali per bacino (paio)
18.09.39.139		Elementi di contenimento laterali per femore (paio)
18.09.39.157		Cuneo abduzione (divaricatore)

LARGHEZZA DEL CUSCINO

cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
34	●										
36	●	●	●								
38	●	●	●	●	●	●					
40	●	●	●	●	●	●					
42	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
44		●	●	●	●	●	●	●	●		
46					●	●	●	●	●	●	●
48						●	●	●	●	●	●
50										●	●
56										●	●
60										●	●
PLA standard	P piccolo			M media (può essere ridotta alla misura A)						G grande (può essere ridotta alla misura P o M)	

PROFONDITÀ DEL CUSCINO



● disponibile



Base di schiuma sagomata e multi-strato

Il cuscino Balance è realizzato con una base di schiuma sagomata a celle chiuse. Il punto di transizione femorale ed il bordo posteriore aiutano a prevenire la migrazione del fluido, al tempo stesso dando un morbido supporto ai trocanteri ed alla parte posteriore del bacino.

Inserto in fluido JAY Flow o ad aria ROHO Dry Floatation

L'inserto è il cuore del cuscino in quanto avvolge le prominenze ossee del bacino, massimizzando la distribuzione della pressione e mantenendo l'integrità della pelle. Il Balance può essere scelto con l'inserto in fluido JAY Flow o con l'inserto ad aria ROHO che si conformano alla forma di ogni utente, si adattano alle posizioni di seduta e garantiscono un adeguato posizionamento del fluido o dell'aria sotto le prominenze ossee per favorire la protezione della pelle.

I componenti di posizionamento

Grazie ai componenti di posizionamento, il bacino e le cosce possono essere ben posizionati per molte applicazioni cliniche. Il Balance favorisce l'allineamento ortopedico, aumenta la tolleranza di seduta ed accoglie le esigenze variate dell'utente.

Innovativo sistema a “doppia fodera”

Per grande praticità e maggiore protezione il cuscino Balance ha la caratteristica di avere una doppia fodera. L'innovativa tecnologia applicata alle due fodere, interna ed esterna, risolve l'esigenza di avere un buon microclima ed una efficace gestione della incontinenza. La fodera interna è impermeabile e facile da pulire ed asciugare, mentre la cerniera Aqua-guard ed il filo antri strappo assicurano che la base in schiuma resti asciutta. La fodera microclimatica esterna dissipa il calore e l'umidità per una ulteriore protezione della pelle. Sono disponibili come optional anche una fodera esterna stretch ed una per incontinenza. Tutte le fodere sono lavabili in lavatrice a 60° e si asciugano molto velocemente. L'elasticità di tutte le nuove fodere esterne permette l'inserimento degli elementi di posizionamento senza creare alcuna tensione di superficie riducendo nel contempo il rischio di danni alla pelle. Sono disponibili 3 tipi di fodere: microclimatica, per incontinenza e stretch.

Quadro unità posturale per bacino

Sistema di posizionamento progressivo, dotato dell'esclusiva valvola Isoflap ROHO

Fornisce un'ottima stabilità ed offre diverse possibilità di regolazione

Facile e veloce da posizionare, consente di ottenere il corretto posizionamento grazie al sistema “air in place”

Può essere regolato per correggere problemi di inclinazione pelvica o di instabilità

È composto da quattro sezioni separate tra loro, ma comunicanti internamente per il trasferimento dell'aria

Questa unità posturale è indicata nei casi di utenti attivi, soggetti in età avanzata, soggetti con lesioni alla pelle, al midollo spinale, sclerosi multipla, spina bifida

Viene fornita completa di fodera su misura che contiene l'unità posturale bacino e la valvola Isoflap a cerniera anteriore, pompa per il gonfiaggio manuale, kit di riparazione e istruzioni

Portata Max 150 Kg



MISURE
33x41
33x38
38 x 38
38 x 43
41x41
43 x 38
43 x 43
43 x 48
48 x 43
48 x 48

Disponibile in Altezze:

- 5
- 10

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
QUADTRO 5 QUADTRO 10	18.09.39.015	Unità posturale per bacino ad aria con elementi a sezione regolabile <i>(Riconducibile per omogeneità funzionale)</i>
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile

- Stimulite Anatomico per adulto
- Unità posturale per il bacino, si differenzia per la sua forma anatomica, ideale per coloro che necessitano di un alto livello di controllo della pressione nonché di una corretta posizione del corpo
- Altezza: 10 cm



MISURE
36x41
38x38
38x41
41x38
41x41
41x46
46x41
46x46

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STIM-ANAT	18.09.39.015	Unità posturale per bacino con elementi a nido d'ape a microinterscambio Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale PER BACINO con elementi predisposti.” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile

•Slimline per adulto

•Cuscino Slimline realizzato con celle a nido d’ape perforate per garantire una completa circolazione d’aria e l’eliminazione dell’umidità in eccesso

•Lavorazione a nido d’ape che permette una uniforme distribuzione del peso

•È indicato per persone con un rischio di decubito medio

•Peso kg.1

•Altezza: 5 cm



Misure

36x41

38x38

38x41

41x41

41x46

46x41

46x46

48x46

51x46

51x51

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
SLIMLINE	18.09.39.015	Unità posturale per bacino con elementi a nido d’ape a microinterscambio Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale PER BACINO con elementi predisposti.” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile

Enhancer

Unità posturale per bacino

risolve con successo i problemi della posizione seduta per qualsiasi utente offrendo migliore vitalità dei tessuti, buon posizionamento, stabilità, e distribuzione delle pressioni

È caratterizzata dalla presenza di celle di diversa altezza che permettono un corretto posizionamento delle gambe e migliorano la stabilità laterale. La costruzione a doppio collettore riduce al minimo le pressioni sulle prominenze ossee e le proprietà terapeutiche prevengono la formazione di piaghe da decubito

Questa unità posturale fornisce inoltre un ambiente di contropressione regolabile e a bassa deformazione, per facilitare la permanenza in posizione seduta e la guarigione di lesioni nei casi di tetraplegie con buona integrità cutanea, lesioni cerebrali e vascolari, pazienti di età avanzata, integrità cutanea danneggiata, distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica che non consente il cammino, paraplegia, spina bifida, lesioni al midollo spinale, amputazione unilaterale

Altezza 10 cm



Misure

38 x 38
38 x 41
41 x 38
41 x 41
41 x 48
48 x 41
48 x 48

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ENHANCER	18.09.39.015	Unità posturale per bacino ad aria con elementi ad altezze differenziate per presa ischiatica - alto cm. 10 adulto Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale PER BACINO con elementi predisposti.” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile

Il materiale espanso a cellule chiuse della base non assorbe liquidi ed è resistente ai batteri. La base può essere modificata per adattarla alle diverse esigenze. La parte anteriore modellata migliora il posizionamento delle cosce. La base flessibile permette il posizionamento del cuneo Varilite.

Ideato per utenti con obliquità pelvica e ad altre condizioni asimmetriche, l'esclusivo supporto di posizionamento è dotato di 2 camere gonfiabili indipendentemente. Le regolazioni vengono effettuate mediante le valvole a due vie che rilasciano l'aria in eccesso permettendo l'immersione dell'utente nella schiuma. Il peso dell'utente sarà distribuito su tutta la superficie del cuscino.

Tessuto traspirante, reticolato, in espanso sagomato stabilizza il cuneo mediale e i supporti laterali anteriori per maggiore comfort e stabilità. L'imbottitura per le cosce è modellata e separata in sezioni facilmente modificabili ed abbinabili alla base sagomata.

Disponibile con fodera mesh traspirante o con fodera per incontinenza elastica.

Il cuneo anteriore modificabile, con 5 cm di spessore in schiuma a cellule chiuse è di serie e riduce il carico nella zona sacrale senza modificare l'angolo della seduta rispetto allo schienale.



misure: Largh. X Prof	misure: Largh. X Prof
35x35	43x43
35x40	
35x45	45x40
35x50	45x45
	45x50
38x38	
38x43	50x40
40x35	55x45
40x40	55x50
40x45	

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
PROFORM NX	18.09.39.015	Unità posturale per bacino (elementi predisposti)
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.139	Elementi di contenimento per il bacino
	18.09.39.139	Elementi di contenimento per la coscia SN o DX (paio)
	18.09.39.157	Cuneo abduzione
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Unità posturale per il bacino.

Cuscino posturale adatto ad accogliere e correggere le diverse asimmetrie del tronco e del bacino, oltre ad essere adatto per amputati.

Il sistema è in grado di gestire in automatico piccole ibliquità ed è in grado, attraverso la sua regolazione, di ridistribuire la pressione nel miglior modo.

Caratteristiche:

-l'immersione totale consente una omogenea distribuzione delle pressioni, è in grado di accogliere la pressione cocci-gea, controlla le asimmetrie pelviche;

-la barra pre-ischiatica impedisce lo scivolamento in avanti e le forze di taglio diventano innocue;

-altezza 6 o 10 cm;

-disponibile in varie misure



CUSHION SIZES

■ Standard (Sizes >53 cm height 10 only)
■ On request

		width										
Inch		14	15	16	17 1/4	18	19	20	21	22	23	24
CM		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35											
15	38											
16	40											
17 1/4	43											
18	45											
19	48											
20	50											
21	53											
22	55											
23	58											
24	60											

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
ADJUSTER	18.09.39.015	Unità posturale per il bacino

L'unità posturale Hybrid Elite unisce la protezione cutanea e la tecnologia Roho dry floatation alla stabilità di una base anatomica in schiuma Jay.

La base rigida opportunamente modellata garantisce la stabilità del posizionamento del cingolo pelvico e dei segmenti femorali.

L'inserto ad aria Roho fornisce una ridistribuzione della pressione nella zona pelvica, garantendo protezione cutanea.

Caratteristiche:

- l'inserto ad aria del cuscino è regolabile, così da poter equilibrare il livello di immersioni delle tuberosità ischiatiche e dei trocanteri rispetto alle necessità di contenimento e stabilità;

- disponibile nella versione a una valvola e a doppia valvola;

- disponibile in un'ampia gamma di misure, per carrozzine con larghezza seduta da 35 cm a 60 cm.

L'Hybrid Elite 1 Valvola è munito di un connettore a sgancio rapido che consente il collegamento al sensore Smart Check (optional), che consente di regolare e monitorare il corretto gonfiaggio dell'unità posturale per il bacino.



SMART CHECK



Misure:

34,5x38	37x40,5	39,5x40,5	42,5x43	45x43	49,5x48,5	55x48,5	59,5x48,5
34,5x40,5	37x43	39,5x43	42,5x46	45x46	49,5x53	55x53	59,5x53
34,5x43	37x46	39,5x46	42,5x48,5	45x48,5			
		39,5x48,5		45x53			

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HYBRID ELITE 1V HYBRID ELITE 2V SMART CHECK	18.09.39.015	Unità posturale per bacino
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
E.T.		Sensore per la regolazione ed il monitoraggio del gonfiaggio dell'unità posturale per il bacino
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Schienale modellabile in base alle singole necessità posturali.

A seconda che una persona guadagni o perda peso, che abbia bisogno di maggiore o minore sostegno e nel periodo della crescita, grazie alla possibilità di regolazione, lo schienale FREE FORM sarà sempre in grado di adattarsi ad ogni esigenza.


Caratteristiche:

- modellabile in 3D per una distribuzione uniforme della pressione con la possibilità di aumentare il sostegno in qualsiasi punto dello schienale;
- possibilità di aumentare o diminuire la dimensione dei supporti laterali con l'aggiunta o la rimozione dei moduli;
- angolo, profondità e altezza regolabile;
- copertura traspirante, lavabile;
- moduli in alluminio e agganci di collegamento costituiti da sfere di nylon rinforzate in fibra di vetro;
- è progettato per avere una leggera flessibilità per assorbire le vibrazioni e fornire una sensazione dinamica pur essendo di supporto.

Misure:

- 58x81 cm (BASE)

- 58x100 cm (FULL)



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
FREE FORM	18.09.39.021 18.09.39.136	Unità posturale tronco bacino Regolazione dell'altezza dello schienale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.148 x2	Pelotta toracale
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Il sistema di seduta pediatrico Diego racchiude i benefici della componentistica Stealth in un unico dispositivo, atto al posizionamento posturale del bambino.

Caratteristiche:

Molto Leggero, facilmente gestibile da parte della famiglia. La versatilità di Diego né consente il montaggio su una vasta gamma di basi quali: Passeggini, carrozzine manuali a telaio rigido, carrozzine manuali a telaio pieghevole, bascule e carrozzine elettroniche. Ad ogni modo una volta assemblato sulla base, può essere facilmente rimosso e trasferito su un altro supporto, anche grazie agli attacchi "Flip Lock".

Il sistema è composto da l'unità tronco bacino regolabile in altezza e in profondità, il cuscino sagomato su base rigida, poggiatesta con attacco leggero multiasse regolabile in diverse angolazioni, pelotte Swing Away disponibili in diverse misure.

Il sistema è rivestito in materiale speciale molto elastico Cool Core, il quale consente il passaggio di umidità dal corpo del bambino al rivestimento stesso, per poi evaporare mantenendo costante la temperatura senza lasciare traccia d'umidità.



Misure:
larghezza/profondità:
- cm 25
- cm 30
- cm 35

H schienale
da cm 25 cm
a cm 40

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
DIEGO	18.09.39.021	Unità posturale tronco bacino
	18.09.39.027	
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza dello schienale
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.148 x2	Pelotta toracale regolabile in altezza e in senso trasverso
	18.09.39.163	Cintura Pelvica
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Schienale posturale.

Consente il contenimento di atteggiamenti patologici del rachide, alterazioni e/o curvature della schiena, e favorisce l'appoggio uniforme del tronco, migliorando il controllo della postura. Permette una distribuzione uniforme dei carichi con conseguente diminuzione della pressione di contatto.

Caratteristiche tecniche:

- all'interno è presente una sezione di cuscino ad aria che conferisce maggiore comfort;

- disponibili in un ampio assortimento di misure, larghezza e altezze diverse in base al tipo di contour;

- disponibile in 3 diverse profondità:

Minimun Contour: 7,5 cm (avvolgenza laterale minima)

Mid Contour: 10 cm (avvolgenza laterale media)

Max Contour: 17 cm (avvolgenza laterale massima)

- regolabile in inclinazione: 5°-10°-15° in entrambe le direzioni;

- regolabile in altezza fino a 10,2cm;

- regolabile in profondità di 2,5cm.

Disponibile anche nella versione CARBON, in carbonio 12K, stampato a compressione ed estremamente leggero. La combinazione di più strati di fibra estremamente ravvicinati tra loro, consente di avere una struttura altamente resistente.

Disponibile nelle avvolgenze Minimun e Mid.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
AGILITY	18.09.39.021 18.09.39.136	Unità posturale tronco Regolazione dell'altezza dello schienale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.148 x2	Pelotta toracale
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		



Schienale posturale evolutivo

E' stato concepito per adattarsi alla crescita ad ai cambiamenti funzionali degli utilizzatori. Favorisce stabilità e comfort.

Lo schienale Jay Fit System comprende un guscio in alluminio regolabile in altezza, profondità ed angolazione, una schiuma sagomata, uno spessore lombare largo in Velcro, uno spessore lombare stretto in Velcro, 4 supporti laterali a piramide e una piastra per montaggio dell'appoggiatesta.

Un sistema di aggancio permette l'adattamento ad ogni carrozzina e di essere spostato velocemente per consentire un agevole trasporto di questa; il sistema favorisce anche il ricollocamento dello schienale nella posizione iniziale

•È regolabile in profondità ed angolazione

•Le guide opzionali delle imbracature a bretellaggio permettono un preciso posizionamento di ogni tipo di fascia per le spalle; la piastra universale standard per il montaggio dell'appoggiatesta favorisce la facile applicazione di ogni modello.



Misure
25 X 25
25 X 30
25 X 35
30 X 30
30 X 35
30 X 40
30 X 45
35 X 35
35 X 40
35 X 45
35 X 50
40 X 35
40 X 40
40 X 45
40 X 50
40 X 55


Sostegni laterali opzionali per il tronco regolabili in altezza, larghezza ed angolazione

Guscio in alluminio

Schiuma sagomata per accogliere le scapole

Supporti pelvici piramidali laterali posteriori

Strisce lombari in velcro regolabili in altezza



AGGIUNTIVI



Supporti diritti e rientranti per sostegni laterali Jay Back Fit.



Supporti rientranti per sostegni laterali (pieghevoli) Swing Away



Imbottiture per sostegni laterali (varie misure)

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
JAY FIT	18.09.39.021/T	Unità posturale tronco
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.39.027		Unità posturale per il capo
18.09.39.136		Regolazione dell'altezza dello schienale
18.09.39.148		Pelotta toracale piccolo - medio - grande
18.09.39.151		Pelotta frontale con snodo - piccolo, medio, grande



•Lo schienale Jay Zip è stato progettato utilizzando dati antropometrici di utenti pediatrici, in modo tale da adattarsi alle caratteristiche uniche dei bambini. Altamente regolabile, secondo la filosofia di comprovata efficacia della linea Jay 3, unisce alla estrema precisione e funzionalità posturali le nuove fodere con tecnologie X-Static e Aquaguard. Il nuovo sistema di aggancio, azionabile con una mano, permette un facile montaggio sui tubi schienale garantendo il posizionamento ottimale della superficie di appoggio.

•Facile da sganciare con una sola mano

•Lavabile in lavatrice, si asciuga velocemente

•Il tessuto X-Static impregnato di ioni d'argento inibisce in modo naturale la crescita dei batteri



Sistema di sgancio ad una mano

	LARGHEZZA				
ALTEZZA		20	25	30	35
	15	●	●	●	●
	20	●	●	●	●
	25	●	●	●	●
	30	●	●	●	●

Pelotte disponibili

nelle seguenti misure e modelli:

- FISSA (Sn/Dx) 7.5x10 cm

7.5x10 cm

- Swing Away (Sn/Dx)

7.5x10 cm

10x12.5 cm

7.5x10 cm con rientro da 2.5 cm

10x12.5 cm con rientro da 2.5 cm

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
JZIP	18.09.39.021/T	Unità posturale tronco
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.39.027		Unità posturale per il capo
18.09.39.136		Regolazione dell'altezza dello schienale
18.09.39.148		Pelotta toracale - piccola, media, grande
18.09.39.151		Pelotta toracale con snodo - piccola, media, grande
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Schienale rigido, ideale per diversi tipologie di utenti

Grazie ai nuovi componenti per il posizionamento che consentono di definire, regolare e perfezionare la forma dello schienale, si ottengono massima distribuzione della pressione, supporto corretto, comfort e mobilità ottimali.


La versione Shallow Contour ha una lieve sagomatura dello schienale pari circa a 5,6 cm

La novità assoluta che presenta il nuovo sistema di postura J3 è la possibilità di regolazione dello schienale in larghezza e in profondità di circa 5 cm

Nel realizzare il nuovo schienale si è lavorato molto nello sviluppo dei nuovi agganci Jay Mount che includono un rivoluzionario morsetto articolato per i tubi le cui dimensioni variano da 1,9 cm a 2,8 cm

Grazie ad un unico morsetto di fissaggio è compatibile con il 90% delle carrozzine

Possibilità di applicare unità posturale per il capo e le pelotte toracali



ALTEZZA SCHIENALE		LARGHEZZA SCHIENALE				
	Basso		36	41	46	51
		17	●	●	●	
		20	●	●	●	
	Medio	24	●	●	●	●
		30	●	●	●	●
		34	●	●	●	●
	Alto	38	●	●	●	●
		42	●	●	●	●
		46	●	●	●	●
	Alto cervicale	50	●	●	●	●
		53	●	●	●	●
		57		●	●	●
61				●	●	

Pelotte disponibili nei modelli

- **FISSA** (Sn/Dx)
 - **Swing Away** (Sn/Dx)
- nelle seguenti misure:

Misure Pelotte
10x10
10x12
10x15
15x10
15x12
15x15

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
JAY3	18.09.39.021/T	Unità posturale tronco
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.148	Pelotta toracale fissa
	18.09.39.151	Pelotta toracale con snodo
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

•Sistema posturale per il tronco con scocca in alluminio o carbonio.

Il nuovo sistema di regolazione permette una facile applicazione ed il fissaggio alla maggior parte delle carrozzine in commercio.

Una speciale piastra permette di effettuare numerose regolazioni della profondità e dell'inclinazione dello schienale.

Grazie alla cospicua disponibilità di gusci è possibile una personalizzazione del sistema attraverso l'individuazione della forma anatomica più idonea al soggetto, assicurando il massimo sostegno e miglior comfort.

Fodera traspirante e resistente all'umidità

Imbottitura extra comfort.

Inserto estraibile per supporto lombare

Accessori Aggiuntivi:

•Pelotte Swing-away:

Supporti laterali toracici girevoli, disponibili in 2 misure (piccola, grande)




pelotta toracale
con snodo



PHYSIO 7.5 Guscio in alluminio.

Ideale per carrozzine larghezza da 27 a 48 (per misure e configurazioni vedere scheda ordine prodotto)



Altezza Guscio

Ala contenimento
laterale



PHYSIO 7.5 Guscio in carbonio.

Ideale per carrozzine larghezza da 30 a 45 (per misure e configurazioni vedere scheda ordine prodotto)



Altezza Guscio

Ala contenimento
laterale



PHYSIO 15 Guscio in alluminio.

Ideale per carrozzine larghezza da 27 a 48 (per misure e configurazioni vedere scheda ordine prodotto)



Altezza Guscio

Ala contenimento
laterale

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
PHY	18.09.39.021/T	Unità posturale tronco
Piccola / Grande	18.09.39.151	Pelotta toracale con snodo
	18.09.39.166	Regolazione dell'altezza dello schienale
N.B. Progettazione con scheda tecnica d'ordine		

PHYSIO 7.5

Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE		25		33		41		52	
Conformazione del guscio		Ala di contenimento laterale A=alta - B=bassa							
		A	B	A	B	A	B	A	B
									
LARGHEZZA	30	da 27 a 30							
	33	da 30 a 33		●	●				
	36	da 33 a 36		●		●			
	39	da 36 a 39				●	●		
	42	da 39 a 42				●	●		
	45	da 42 a 45				●	●	●	
	48	da 45 a 48					●		
		Ideale su carrozzine larghezza							

PHYSIO 15

Guscio ALLUMINIO

		Contenimento laterale DEEP							
		25		33		41		52	
		Ala di contenimento laterale A=alta - B=bassa							
		A	B	A	B	A	B	A	B
LARGHEZZA	30 da 27 a 30								
	33 da 30 a 33								
	36 da 33 a 36								
	39 da 36 a 39								
	42 da 39 a 42								
	45 da 42 a 45								
	48 da 45 a 48								
	Ideale su carrozzine larghezza								

● misure pronta consegna

per la Personalizzazione del cuscino è necessario seguire le fasi in tabella; Costruzione del codice articolo in base alle scelte effettuate durante le diverse fasi (esempio):

matrice articolo	1. MISURE (largh x prof)	2. ALA contenimento (A = alta, B = bassa)	3. PROFONDITÀ GUSCIO	esempio codice articolo completo
PHY	33x33	A	75	PHY33x33A75



Unità posturale per il tronco

Studiati per offrire un preciso controllo del tronco ed un ottimo supporto posturale.

La versione con profondità 8 cm è particolarmente indicata per persone dinamiche e attive.

La versione con profondità 16 cm garantisce un maggior controllo laterale del tronco pur consentendo un buon grado di mobilità a livello delle spalle e delle anche.

Disponibile con 4 tipi di aggancio di facile utilizzo per le varie regolazioni eseguibili anche con l'utilizzatore seduto.

Lo schienale è regolabile in larghezza (+/-4cm), altezza (+/-5cm), profondità (10 cm.) ed inclinazione (40° +/-20°).

Predisposto per supporti laterali

Viene fornito con fodera traspirante e resistente all'umidità

Guscio traspirante in alluminio rigido e leggero

Peso da Kg.0,8 senza ganci.



B = Profondità 8 cm; A = Profondità 16 cm							
compatib. schienale carrozz	Largh Schienale	Altezza dello Schienale					
		26	31	36	41	46	51
31-33	31	B	B	B	B		
33-36	33	B	B	B	B; A	B; A	
36-38	36	B	B; A	B		B; A	B
38-41	38	B	B; A		B; A	B; A	B
41-43	41	B	B; A		B; A	B; A	B
43-46	43	B	B; A		B; A	B; A	B
46-48	46	B	B; A		B; A	B; A	B
48-51	48	B	B; A		B; A	B; A	B
51-53	51	B	B; A		B; A	B; A	B

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MATRX ELITE - MATRX ELITE DEEP	18.09.39.021/T	Unità posturale tronco
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.39.136		Regolazione dell'altezza dello schienale
18.09.39.148		Sostegno laterale toracale dx grande
18.09.39.148		Sostegno laterale toracale sn grande
18.09.39.148		Sostegno laterale toracale dx piccolo
18.09.39.148		Sostegno laterale toracale sn piccolo
18.09.39.151		Sostegno laterale toracale swing away dx grande
18.09.39.151		Sostegno laterale toracale swing away sn grande
18.09.39.151		Sostegno laterale toracale swing away dx piccolo
18.09.39.151		Sostegno laterale toracale swing away sn piccolo

Unità posturale per il tronco

Garantisce un supporto posturale uniforme e un buon posizionamento dell'utilizzatore, minimizzando i picchi di pressione

Nella versione profonda 18cm garantisce un contenimento laterale più accentuato

Dotato di un sistema semplice per le varie regolazioni eseguibili anche con l'utilizzatore seduto

Lo schienale è regolabile in altezza, profondità (10 cm.) ed inclinazione (40°)


L'imbottitura è avvolgente in tutto il perimetro del guscio per una massima protezione e comfort

Completo di un inserto estraibile per il supporto lombare/sacrale

Viene fornito con fodera traspirante e resistente all'umidità

Guscio in ABS con inserto in alluminio leggero e resistente

Peso da Kg.1,3 senza ganci



C = Profondità 13 cm; D = Profondità 18 cm				
compatib. schienale carrozz	Largh Schienale	Altezza dello Schienale		
		31	41	51
33-38	36	C; D	C; D	
38-43	41	C; D	C; D	C; D
41-46	43	C; D	C; D	C; D
43-48	46	C; D	C; D	C; D
48-53	51	C; D	C; D	C; D

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
MATRX POSTURE BACK - MATRX POSTURE BACK DEEP	18.09.39.021/T	Unità posturale tronco
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale

Tarta esprime il perfetto connubio tra stile italiano e funzionalità in uno schienale ergonomico, confortevole e personalizzabile.

Doghe in alluminio anodizzato.

Vertebre in ABS caricato a vetro. L'acciaio armonico dei componenti di collegamento utilizzati all'interno delle vertebre, se sottoposto a deformazione, mantiene una memoria sulla posizione originale, consentendo al sistema caratteristiche uniche di flessibilità e resistenza.

La struttura è una “colonna centrale”, sulla quale si innestano le doghe laterali in alluminio.

Al numero desiderato di vertebre, si possono applicare doghe e “pad” cuscinetti di diverse forme.

I cuscinetti imbottiti (in schiuma 40 kg/m3, con finitura in tessuto traspirante anallergico), consentono di dare un supporto localizzato, adattandosi in modo perfetto, permettendo al sistema un comfort ottimale.

Questo schienale si adegua perfettamente al tronco del paziente, caratteristica essenziale per quelle patologie che necessitano di misure molto asimmetriche tra larghezza della seduta e larghezza del tronco.

Grazie all'elasticità delle doghe” permette piccoli movimenti laterali e di torsione del tronco aiutando poi il paziente a ritornare nella posizione originale.

La flessibilità della colonna permette inoltre di assecondare sia una postura attiva in fase di auto-spinta, che una postura di “riposo”. Quando un appoggio completo del tronco del paziente consente alla colonna dello schienale di flettere si apre l'angolo di seduta, dando un supporto completo e confortevole ed evitando la classica “retroversione del bacino”



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
TARTA	18.09.39.021/T 18.09.39.136	Unità posturale tronco Regolazione dell'altezza dello schienale
N.B. Progettazione con scheda tecnica d'ordine		

Riconducibile


Schienale avvolgente costituito da due strutture posteriori simmetriche rispetto al piano sagittale, realizzate con lamiera di alluminio ricoperta da una schiuma polimerica espansa e rivestita con materiali traspiranti.

Il sistema è caratterizzato dall'impiego di schiume polimeriche di diverse depressibilità in corrispondenza di diverse punti di contatto, in modo da ottimizzare la funzione antidecubito nelle regioni dove si hanno le massime pressioni.

• Il sistema è adatto a pazienti che presentano deficit di controllo posturale del tronco e che necessitano di un sostegno posturale laterale ma anche frontale. Il deficit di controllo non deve essere associato ad una deformazione strutturata poiché il dispositivo presenta una struttura simmetrica e la morfologia della superficie di contatto può essere personalizzata solo in minima parte, è indicato in caso di asimmetrie riducibili, atteggiamenti ipercifotici o ipolordosici.




Il dispositivo può essere completato applicando un sistema di postura per il capo che può essere un sostegno occipitale fisso (Mod. **Basis 300** o Mod. **Basis 200** riportati in figura) oppure un sistema più complesso come il **Dinamic Head Support Helios**







Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HELIOS	18.09.39.021	Unità posturale tronco
	18.09.39.151	Pelotta frontale con snodo (singola)
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio
	18.09.39.163	Cintura pelvica
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine		

Bambino




Adulto



Riferimenti per una corretta presa delle misure	
rif	
A	Dalla seduta all'altezza delle spalle
B	Larghezza del collo
C	Larghezza bacino
D	Diametro tronco
E	Cavo ascellare - piano seduta dx
F	Cavo ascellare - piano seduta sn
G	Diametro punto vita

STABILO BASE è un cuscino universale destinato alle persone esposte al rischio di formazione di piaghe dovute all'eccessivo tempo trascorso in posizione seduta. STABILO BASE fornisce una buona stabilizzazione della seduta. In caso di necessità possiamo modificare velocemente la forma del cuscino alleggerendo le zone sensibili o modellarlo in modo tale da sostenere determinate zone dell'utente.



TAGLIA	B o C	D
S	25 cm	38 cm
S+	35 cm	35 cm
M	40 cm	40 cm
M+	45 cm	45 cm
L	50 cm	50 cm

Azione:

possibilità di modellare il cuneo;
alleggerimento delle zone sensibili del corpo;
possibilità di formare un canale per l'abduzione delle gambe;
regolazione dell'angolo della flessione dell'anca.

Il sedile **STABILO BASE** montato su carrozzina standard o poltrona garantisce al paziente una seduta confortevole con pieno adattamento al suo bacino, assicurando contemporaneamente la distribuzione omogenea del peso corporeo del paziente su ogni punto di sostegno.

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STABILO BASE	18.09.39.015	Unità posturale per bacino
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (paio)
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore

STABILO COMFORTABLE è un sistema di postura per il tronco e può essere utilizzato da solo per stabilizzare la schiena oppure al completo con il cuscino STABILO BASE formando un sistema tronco-bacino anatomico.

Nota: La misura “F” è la lunghezza ai trocanteri (D) aumentata dell'avvolgenza desiderata.



TAGLIA	F	A
S	52 cm	40 cm
M	56 cm	50 cm
L	70 cm	50 cm


Azione:

stabilizza il distretto del tronco;
completa la carrozzina con schienale basso;
stabilizza i pazienti con scoliosi o ipercifosi ed iperlordosi.

STABILO COMFORTABLE possibilità di contenere le eventuali alterazioni o curvature della schiena. Nello stesso tempo, migliorando il controllo della postura, aumenta notevolmente il comfort della seduta così come facilita la corretta stabilizzazione del paziente e l'autonomia in movimento.

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STABILO COMF	18.09.39.021	Unità posturale per tronco
	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale

•**STABILO CONFORTABLE PLUS** è un sistema di postura per il tronco con il poggiatesta modellato e con le pelotte laterali stabilizzanti, chiudibili con velcro. La sua funzione è quella di stabilizzare il corpo grazie all’uso delle pelotte allungate che circondano il tronco del paziente e vengono chiuse con velcro aumentando il contenimento alla caduta frontale.



Stabilizza la postura adeguandola alle specifiche esigenze del paziente.


Nota: La misura “F” corrisponde alla larghezza ai trocanteri (D) aumentata dell’avvolgenza laterale desiderata. La misura “G” corrisponde all’altezza del cavo ascellare rispetto al piano di seduta.

TAGLIA	E	A	F	G
S	30 cm	50 cm	58 cm	28 cm
M	35 cm	60 cm	65 cm	28 cm
L	40 cm	75 cm	75 cm	35 cm
XL	45 cm	75 cm	85 cm	35 cm

può essere adattato in modo preciso alle alterazioni anatomiche del paziente, di modo che il corpo del paziente ottiene un sostegno proprio nelle zone desiderate. È particolarmente importante nel caso dell’ipotonia. In tali casi è consigliato lo schienale con pelotte.

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STABILO PLUS	18.09.39.021	Unità posturale per tronco
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.136	Regolazione in altezza dello schienale

•**STABILO CONFORTABLE PLUS** viene completato dalla versione **DUO**, ovvero dalla combinazione del sedile e dello schienale con pelotte. Tale forma permette di impiegare il Sistema STABILO come un sedile completo. Una volta formato, può essere messo sulla carrozzina, sul sedile della poltrona o sul divano. Il DUO viene usato spesso per aumentare la stabilità e la sicurezza durante il trasporto in macchina.



TAGLIA	D	A+B	F	H
S	30 cm	80 cm	58 cm	28 cm
M	35 cm	95 cm	65 cm	28 cm
L	40 cm	115 cm	75 cm	35 cm
XL	45 cm	120 cm	85 cm	35 cm

Nota: La misura “H” corrisponde all’altezza del supporto laterale

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STABILODUO	18.09.39.021	Unità posturale per tronco bacino
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
18.09.39.133		Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136		Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.139		Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (paio)
18.09.39.157		Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore

STABILO GRANDE è un materasso, utile nelle situazioni in cui una qualsiasi deformazione del corpo, rende impossibile sostenere il malato sui materassi normali. La sua versatilità permette di usarlo per la posizione distesa, seduta, per la terapia e gli esercizi riabilitativi, fornendo l'opportunità di personalizzare lo stesso impianto per diversi pazienti. I materassi sono muniti di una pompa elettrica Vacuumaker per cambiare velocemente la forma e memorizzarla



TAGLIA	A	D
M	70 cm	160 cm
M+	95 cm	200 cm
L	130 cm	200 cm

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STABILO MAT	18.09.39.021	Materasso posturale Riconducibile per omogeneità funzionale a “Unità posturale TRONCO BACINO con elementi predisposti.” come da DM 332/99 Art. 1 Comma 5
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (paio)
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore

STABILO HEADREST è un poggiatesta che racchiude tutte le caratteristiche e funzioni della linea STABILO.



TAGLIA	A	B
M	15 cm	30 cm



Nota: Supporto di montaggio 32 cm.
Su richiesta 42 cm.

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STABILO POG	18.09.39.027	Unità posturale per il capo



STABILO BEANSEAT è un sistema di posizionamento modellabile a decompressione.

E' possibile posizionare il paziente sia nella posizione seduta che semi-seduta. E' facilmente modellabile in base alle esigenze del paziente, in modo tale da ottenere una migliore postura.

L'utilizzo dello STABILO BEANSEAT è indicato nei seguenti casi:

- tetraplegia;
- spasticità;
- deformità della colonna vertebrale;
- distrofia muscolare.

Funzioni:

- contiene la postura del bambino stabilizzando il tronco, il bacino ed il capo;
- previene asimmetrie della colonna vertebrale;
- plasmare un poggiatesta per aumentare il controllo del capo ed i contenimenti per gli arti inferiori.

E' dotato di pompa elettrica e sacchetto protettivo.


Versione con sede in VELCRO, permette di ottenere un ulteriore fissaggio tramite cinghie. E' particolarmente utile nei casi di movimenti involontari e forte spasticità.



Misure

- S
- M
- L

Dimensione	UN	B	C	D
S	40	60	40	30
M	60	80	50	40
L	70	100	70	50



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STABILO BEANSEAT	18.09.39.021	Unità posturale per tronco-bacino
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (paio)
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	18.09.39.033	Unità posturale per arto inferiore



STABILO MULTISEAT è un sistema di postura modellabile a decompressione.

E' costituito da un telaio d'alluminio a cui si inseriscono unità bacino (STABILO BASE velcro), unità posturale per il tronco (STABILO CONFORTABLE PLUS velcro) e l'unità posturale per il capo (STABILO HEADREST velcro). Il sistema di postura è dotato del bretellaggio anteriore per il contenimento del tronco.

STABILO MULTISEAT può essere utilizzato sia nei casi di ipotonia, sia nei casi di ipertonìa che in altre forme d'alterazione del tono. E' altamente modellabile: permette di regolare la forma e la durezza del sistema tronco-bacino e del poggiatesta in accordo con le esigenze del bambino.

FUNZIONI:

-compensa una scorretta postura del bacino;

-stabilizza il tronco con supporti laterali prevenendo anche eventuali deformità;

-accoglie e contiene il tratto cervicale ed il capo.


STABILO MULTISEAT può essere utilizzato come sistema di postura a casa, a scuola, all'esterno ed in molte altre situazioni. E' inoltre conforme agli standard europei di sicurezza per il trasporto in auto (Certificato CE R44/04), pertanto è possibile utilizzare tale presidio come sistema di postura da auto. Inoltre può essere utilizzato nella terapia dell'altalena.



Misure:

- M
- L

STABILO TILT:
M (30x40)
L (35x45)



-La taglia M è consigliata per utenti con altezza fino a 1,25m;

-La taglia L per utenti con altezza tra 1,25 e 1,70m.

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STABILO MULTISEAT	18.09.39.021	Unità posturale per tronco-bacino
	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.148x2	Pelotta toracale
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	18.09.39.133	Regolazione della lunghezza del sedile
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
STABILOTILT	18.09.39.136	Regolazione dell'altezza dello schienale
	18.09.39.139	Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabili (paio)
	18.09.39.157	Cuneo divaricatore regolabile in senso antero-posteriore
	18.09.39.103	Regolazione dell'inclinazione (basculamento)

Evoluzione nella costruzione dei sistemi di postura

Le patologie che interessano il sistema nervoso centrale si riflettono spesso in maniera negativa sulla possibilità di controllare e coordinare l'apparato muscolo scheletrico. Le cerebropatie, il mielomeningocele, la spina bifida, la distrofia muscolare, la sclerosi multipla e gli esiti da trauma cranico non solo annullano le funzioni motorie, ma non consentono, a livelli più o meno alti, di avere il controllo del tronco.

Infatti la stabilità della colonna vertebrale, normalmente garantita dal tono muscolare e dai legamenti, è fortemente compromessa. Si formano, così, nel piano frontale scoliosi flaccide spesso a largo raggio che vanno ad incidere in maniera negativa sulla funzione respiratoria, la deglutizione e la circolazione.

Le curve nel piano sagittale oltrepassano i limiti fisiologici e i carichi discali non sono più distribuiti in maniera uniforme, con collasso dell'anello fibroso e protrusione del nucleo polposo. Il disallineamento della colonna, porta ad una duplice rotazione delle pelvi, nei piani sagittale e trasversale e ad una distribuzione anomala dei carichi sulle tuberosità ischiatiche in posizione seduta.

I pazienti colpiti da patologie al sistema nervoso centrale devono, nella quasi totalità dei casi, passare il resto della loro vita su una carrozzina. La combinazione di questi fattori comporta la formazione di piaghe, nei punti soggetti ad iperpressione localizzata. Per ridurre l'insorgenza delle patologie indicate è necessario sostenere, in posizione fisiologica, la colonna vertebrale sia nel piano frontale che in quello sagittale, avvolgere il bacino, fornendo uno stabile appoggio a tutto il tratto dorso-lombare, limitando e spesso evitando così l'uso di corsetti rigidi.

I sistemi di postura Shield rappresentano un'ottima soluzione per le gravi patologie che interessano il sistema nervoso centrale; sostenendo ed avvolgendo in modo uniforme il tronco ed il bacino, distribuendo su una più vasta superficie anatomica, i punti di carico con conseguente notevole riduzione delle piaghe da decubito.

I vantaggi che si ottengono con l'applicazione dei sistemi di postura Shield sono:

- Miglioramento delle capacità motorie residue, in quanto la posizione stabile riduce i movimenti involontari, permettendo di usare in modo più armonico gli arti superiori, per esempio nell'autospingersi o per manipolare joystick o tastiere;
- Spasticità controllata degli arti inferiori;
- Riduzione dei rossori e delle reazioni allergiche, grazie ai materiali impiegati;
- Recupero progressivo del controllo del capo e del tronco in pazienti post-comatosi.
- Correzione della postura con notevole miglioramento dell'equilibrio;
- Assistenza del paziente facilitata grazie al suo posizionamento corretto.

Da un punto di vista strettamente costruttivo, il sistema di postura Shield si realizza totalmente su misura.

Per la rilevazione dell'impronta vengono usati cuscini a decompressione del tipo Vacuum Bags; essi vengono posizionati su una apposita sedia o su una carrozzina di misura idonea al paziente, con

sedile rigido, schienale a telo o con fasce e sistema basculante, per poter ottenere il posizionamento più idoneo.

Lo schienale sopra indicato, è necessario per consentire la modellazione del cuscino sulla deformazione della colonna. Aspirando l'aria dai cuscini, si realizza una seduta standard, sulla quale viene posizionato il paziente.

Viene immessa nuovamente aria e successivamente espulsa, si crea una lenta decompressione dei cuscini che si modellano così, con l'aiuto del tecnico, direttamente sul paziente, ottenendo il sostegno più idoneo possibile alle sue condizioni morfologiche.

Raggiunta la massima decompressione ed il modellamento dei cuscini, si lascia il paziente seduto per circa 10 minuti, in modo da verificare la funzionalità e l'obiettivo posturale desiderato.

Successivamente si procede alla realizzazione del positivo.

L'impronta realizzata viene isolata con una pellicola di nylon. Si evidenziano i bordi delle sedute con la matita copiativa e si realizza il positivo versando all'interno dell'impronta una resina espansa, a bassissima densità, di facile lavorazione e tempi di indurimento di soli 2 - 3 minuti.

Se necessario, si possono effettuare modifiche, al fine di creare sia maggior scarico delle pressioni o un aumento delle spinte di sostegno, rispetto all'impronta rilevata.

Il positivo stilizzato, viene ricoperto da un plastazote termoformato a decompressione, dello spessore di 1 - 2 centimetri, per aumentare il volume interno dell'unità posturale e consentire mobilità al paziente.

Successivamente viene irrigidito il positivo con un polietilene di mm 5, termoformato a decompressione.

Per la costruzione del Sistema Posturale Shield sono stati progettati e realizzati due appositi macchinari.

Uno stampo - forno in acciaio, consente la variazione del volume interno e dell'inclinazione, in tutte le dimensioni, in modo da contenere in determinate posizioni, il positivo.

In questo modo l'altro macchinario, una schiumatrice elettromeccanica, opportunamente programmata in base al vuoto residuo che si è venuto a formare fra le pareti dello stampo - forno ed il positivo, può iniettare in pochi secondi due componenti in quantità e proporzione tale, da ottenere la depressibilità desiderata del sistema di postura Shield. In pochi minuti avviene la catalizzazione dei materiali ed il sistema posturale Shield si può estrarre dal forno. Nella fase di prova è necessario controllare che il sistema sia congruo alle caratteristiche del paziente. Si eseguono se necessario le eventuali modifiche e si può procedere alla finitura spruzzando sul sistema una vernice elastica idrorepellente di vari colori, che consente di mantenere la depressibilità del poliuretano, la robustezza, la resistenza agli agenti inquinanti e ai raggi UV.

La schiumata viene contenuta da una scocca in alluminio rivestita in sky di vari colori sulla quale è possibile applicare sistemi posturali per arto superiore, per il capo e tavoli da lavoro.

I sistemi di postura Shield sono facilmente applicabili su carrozzine elettroniche, standard, passeggini e su basi per interno (seggioni).

Conchiglia di contenzione per unità di postura per tronco/bacino SHIELD realizzata in alluminio di spessore mm. 2,5 rivestita in sky adattabile in base alla misura del sistema di postura

STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLE MISURE

Pompa a decompressione



Cuscini Vakuum per seduta e schienale



Colore stoffe: Blu scuro, Nero, Bordeaux



Sedia di posizionamento per rilevamento misure



018-Shield

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
018-SHIELD	18.09.39.018	Unità posturale tronco bacino su misura

014A-SHIELD

Sistema posturale tronco su misura costituito da imbottitura in poliuretano espanso (ottenuto da poliolo ed isocianato miscelati alla pressione di 4,5 atm/cm²). L'imbottitura è realizzata a partire dal calco sul paziente ed è quindi sagomata secondo la morfologia del tronco. La scocca in alluminio verniciato rifinita con gomma di protezione perimetrale, è realizzata in lamiera piegata e tagliata laser; è caratterizzata dalla presenza di asole laterali per la regolazione in altezza ed in larghezza dell'aggancio al tubolare e da un'asola centrale di presa.

Misure scocca:

- Larghezza 28-32-35 cm spessore 15/10 cm colore rosso
- Larghezza 38-42-45 cm spessore 20/10 cm colore blu
- Larghezza 48-52 cm spessore 25/10 cm colore grigio

014B-SHIELD

Sistema posturale tronco su misura costituito da scocca in ABS termoformato alla temperatura di 150° C con imbottitura in poliuretano espanso (ottenuto da poliolo ed isocianato miscelati alla pressione di 4,5 atm/cm²). La scocca, realizzata a partire dal calco sul paziente ed è quindi sagomata secondo la morfologia del tronco, è in materiale plastico termoformato con inserti per il sistema di aggancio al tubolare. L'imbottitura è uno strato di poliuretano planare.

Accessori: barre di rinforzo in alluminio inseriti nella scocca.



014A-Shield



014B-Shield



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
014A-SHIELD 014B-SHIELD	18.09.39.018/T	Unità posturale tronco su misura

012A-SHIELD

Sistema posturale bacino su misura costituito da scocca in polipropilene termoformato alla temperatura di 180° C con imbottitura in plastazote. La scocca è realizzata a partire dal calco sul paziente ed è quindi sagomata secondo la morfologia del bacino.



012A-Shield



012B-Shield


012B-SHIELD

Sistema posturale bacino su misura costituito da imbottitura in poliuretano espanso (ottenuto da poliolo ed isocianato miscelati alla pressione di 4,5 atm/cm²), realizzata a partire dal calco sul paziente e quindi sagomata secondo la morfologia del bacino. Scocca in lamiera di alluminio piegata di spessore mm.2,5 rivestita in sky.




Articolo	Cod. ISO	Descrizione
012A-SHIELD 012B-SHIELD	18.09.39.012	Unità posturale bacino su misura

COLORAZIONI DEI SISTEMI DI POSTURA SHIELD



Blu



Rosso



Nero

Pad

Imbottitura poggiatesta comfort, schiuma ad eccezionali caratteristiche prestazionali, ignifuga. Piastra nera in acciaio con bordo protettivo a salvaguardia della cover. Cover in materiale liscio removibile e lavabile in lavatrice. Disponibile in 3 diverse varianti di misura. S/M/L



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
50367/L 50366/M 50365/S	18.09.39.027	Unità posturale per il capo con appoggio occipitale

Pad ProFit

Imbottitura poggiatesta regolabile, la stessa avviene attraverso alette regolabili, che consentono un ottimo alloggiamento del capo, un ottimo comfort a livello occipitale garantendo un'ottima postura.

Disponibile in 2 diverse misure, sia pediatrico che per adulti.

Cover removibile e lavabile in materiale liscio dotato di aggancio sferico diviso in 2 parti, per cui adattabile anche a staffe di altre marche.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
50369/L 50368/M	18.09.39.027	Unità posturale per il capo con appoggio occipitale

Multi-Axis Offset Headrest

Asta per il poggiatesta regolabile in altezza, in profondità e in senso rotatorio.

Compresa di piastra fissaggio.

Asta orizzontale lunga 16 cm ed innesto sferico per aggancio alla Pad.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
50215	18.09.39.027	Unità posturale per il capo con appoggio occipitale

Surelock Square Bar Headrest Hardware

Asta per il poggiatesta con snodo, regolabile in altezza, in profondità, con possibilità di traslare orizzontalmente sia a destra che a sinistra.

Compresa di piastra fissaggio.

Asta orizzontale lunga 16 cm ed innesto sferico per aggancio alla Pad.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
50218	18.09.39.027	Unità posturale per il capo con appoggio occipitale

027-AOC: Unità posturale per il capo con appoggio sub/occipitale, contenimento cervicale in flessione laterale e clavicolare per caduta frontale del tronco.

Le aste di contenimento laterale e frontale sono modellabili essendo realizzate in alluminio dolce.

Accessori:

- mentoniera per la caduta frontale del capo.
- Apertura laterale di una o entrambe le aste laterali per facilitare il posizionamento

Misure Adulti:

•Misura Pediatrica:



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
027 - AOC	18.09.39.027	Unità posturale per il capo con contenimento cervicale
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale

027-AOSC: Unità posturale per il capo modulare con appoggio sub-occipitale regolabile nei tre piani dello spazio. Contenimento cervicale in flessione laterale e clavicolare per la caduta frontale del tronco, contenimento frontale a fascia per la caduta del capo in avanti. Le aste di contenimento laterale e frontale sono modellabili essendo realizzate in alluminio dolce. Supporto elastico alla fascia di contenimento frontale per consentire la mobilità residua del capo. Sistema di ancoraggio a carrucole per consentire la rotazione laterale del capo.

Accessori: apertura verso l'esterno di una o entrambe le aste laterali per facilitare il posizionamento



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
027-AOSC	18.09.39.027	Unità posturale per il capo con contenimento cervicale ed appoggio sub-occipitale
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale

Unità posturale per il capo costituita da un supporto posteriore alla zona sub-occipitale (profilo) che può essere standard o basso, da un supporto pettorale (braccio) disponibile nella versione standard oppure corto e da una staffa apribile.

L'unità posturale permette il corretto contenimento, posizionamento ed allineamento del capo, fornisce sostegno tra il collo e la testa.

Il supporto sub-occipitale pone un limite all'estensione cervicale, mentre i supporti pettorali contribuiscono a mantenere la testa in posizione centrale e offrono supporto cervicale consentendo la mobilità del capo.

Guida all'ordine:

- Scegliere l'altezza del profilo e la lunghezza del braccio per determinare l'articolo;
- individuare la misura;
- la staffa compresa nel poggiatesta è la TWB486-17FDM, esplicitare l'alternativa se desiderata.


E' possibile applicare un supporto al mento, che abbassato e alzato in maniera opportuna contribuisce al rafforzamento dei muscoli del collo.

Inoltre si possono applicare dei braccetti laterali con opportuni pad per migliorare il contenimento posturale del capo, switch o altri accessori (rif. Pag. catalogo "Stealth: supporto laterale").



Staffa
snodata, fissa
(non apribile)

Supporto
mento



Misure

STEALTHSTD:
profilo standard,
braccio standard:
XXS,XS,S,M,L,XL;

STEALTHSTDCORTO:
profilo standard, braccio corto:
S,M,L,XL;

STEALTHBASSO:
profilo basso, braccio standard:
S,M,L,XL

STEALTHBASSOCORTO:
profilo basso, braccio corto:
S,M,L,XL

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STEALTHSTD	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
	18.09.39.142	Stabilizzatore pettorale
	E.T.	Staffa
Aggiuntivi applicabili al modello sopra descritto		
	E.T.	Supporto mento

Unità posturale per il capo.

Permette il corretto posizionamento, contenimento ed allineamento del capo.

Caratteristiche tecniche:

-realizzato con materiale “memory” che consente di modellare il poggiatesta mantenendone inalterata la resistenza;

-il poggiatesta è ricoperto da una fodera elastica rimovibile e lavabile.

Guida all’ordine:

-individuare la misura;

-la staffa compresa nel poggiatesta è la TWB486-17FDM, esplicitare l’alternativa se desiderata.


E’ possibile applicare al poggiatesta dei braccetti laterali con opportuni pad per migliorare il contenimento posturale del capo, switch o altri accessori (rif. Pag. catalogo “Stealth: supporto laterale”).

Misure:

- XS
- S
- M
- L
- XL



Serie AP con staffa
snodata, fissa



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
SERIE AP	18.09.39.027 E.T.	Unità posturale per il capo Staffa

Unità posturale per il capo, costituita da supporti occipitale e sub-occipitale separati.

Permette il corretto posizionamento, contenimento ed allineamento del capo, è fondamentale quando l'utente necessita di adattamenti e contenimenti posturali di particolare complessità.

Caratteristiche tecniche:

-i cuscinetti sub-occipitali sono costruiti in metallo malleabile, che consente di modellare la forma in base alle esigenze del paziente mantenendo inalterata la resistenza;

-la staffa che collega i supporti sub-occipitale e occipitale, consente una regolazione indipendente degli stessi.

Guida all'ordine:

- 1) individuare la misura del pad occipitale;
- 2) la staffa compresa nel poggiatesta è la TWB486-17FDM, esplicitare l'alternativa se desiderata;
- 3) la staffa che collega i supporti occipitale e sub-occipitale è la SU980;
- 4) individuare la misura del supporto sub-occipitale.

E' possibile applicare dei braccetti laterali con opportuni pad per migliorare il contenimento posturale del capo, switch o altri accessori (rif. Pag. catalogo "Stealth: supporto laterale").



Step 1: Scegliere il pad occipitale



Art.Pad: 500510

520

530

CPN350

Step 2: Staffa poggiatesta



STEALTH/STAF-TWB486
Staffa apribile



STEALTH/STAF-TWB480
Staffa snodata, fissa

Step 3: Staffa di collegamento pad occipitale e sub occipitale



STEALTH/STAF-SU980

Step 4:

Scegliere il pad sub-occipitale



Art.Pad:

600

610

620

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
SERIE ULTRA/	180939027	Unità posturale per il capo
art.pad occ.+ art.	E.T.	Staffa
pad sub-occ.	E.T.	Staffa di collegamento tra pad occipitale e sub occipitale

Il supporto laterale è applicabile ai seguenti poggiatesta della linea STEALTH: SERIE AP (All Positionig), SERIE ULTRA, I2I, SERIE CB (Combo).



E' utilizzato nei casi di posizionamento più complessi in quanto consente il miglioramento del controllo posturale del capo grazie all'applicazione di pad, o comandi di guida alternativi.

Di seguito si riporta l'immagine del supporto completo, le aste applicate sono da 9" (23cm), per completare il supporto selezionare il pad da applicare e specificare la quantità.

Art: STEALTH/SUPP-LAT-COMPLETO



Art: STEALTH/PAD-...art.Pad..



Art: 910



900



920



930

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STEALTH/SUPP-LAT-COMPLETO	E.T.	Braccetti laterali completi di attacco centrale e aste con palline per braccetto a 9"
STEALTH/PAD-...art.Pad	E.T.	Pad occipitale

Se le aste da 9" non sono idonee per il paziente, o debbono avere due lunghezze diverse, o non è necessario avere entrambi i supporti destro e sinistro, è possibile comporre e personalizzare il proprio supporto laterale. I componenti da selezionare sono:

1) Attacco centrale (art. fornitore SUS);



2) Dispositivo S/A per supporto laterale del capo (specificare la quantità, art.fornitore SUS9-E);



3) Asta laterale, specificare la quantità e la misura;



Art: 910



900



920



930

4) Pad, indicare la quantità e la misura (vedi articoli sopra riportati).

Articolo	Cod. ISO	Descrizione
STEALTH/ATTACCO-CEN	E.T.	Attacco centrale per supporti laterali poggiatesta Stealth
STEALTH/DISPOSIT-S/A	E.T.	Dispositivo S/A per support laterale capo
STEALTH/BRACC-LAT..	E.T.	Braccetto laterale capo
STEALTH/PAD-...	E.T.	Pad occipitale

Elemento fondamentale per l'utente che necessita di adattamenti e contenimento della caduta anteriore.

Il nuovo sistema posturale Withmayer con supporto anteriore rigido scorrevole su binari, facilita la gestione del capo senza applicare nessun vincolo di rotazione laterale all'utente.

I componenti del poggiatesta sono costruiti in metallo malleabile per consentire la possibilità di essere modellato nelle forme in base alle esigenze del paziente mantenendo inalterata la resistenza.

Si possono utilizzare diverse staffe con molteplici funzioni.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
WITHMYER + DFS2	18.09.39.027 18.09.39.151	Unità posturale per il capo Supporto frontale con snodo
N.B. Progettazione con scheda tecnica d'ordine		

Sistema di postura per il capo modulare, ad elementi predisposti.

Il sistema garantisce un sostegno alla caduta frontale, laterale e posteriore grazie agli appoggi occipitali e suboccipitali ed alla fascia anteriore, ma consente movimenti controllati utili ad osservare l'ambiente circostante ad interagire con esso.

Indicato per pazienti con parziale controllo del capo, che non riescono a mantenere una posizione funzionale nel tempo o a controllare in modo coordinato i movimenti necessari all'interazione. Il sistema infatti coadiuva la stabilità ed il contenimento del capo, favorendo i movimenti volontari e garantendo la libera espressione dei movimenti incontrollati in soggetti distonici.



In quest'ultimo caso vengono ridotte le iperpressioni da impatto poiché il sistema di supporto non è fisso ma contiene il capo del paziente in un'escursione articolare limitata in modo da garantire protezione e sicurezza nei movimenti incontrollati. Il sistema è stato progettato in diversi modelli.

HELIOS BASIS 1

Questo primo modello è adatto a pazienti che necessitano di sostegno al capo e per i quali la mobilità è particolarmente limitata ed è sufficiente consentire una piccola rotazione e consentire esclusivamente un movimento rotatorio del capo con asse di rotazione perpendicolare al piano trasverso, ma centrato posteriormente al capo del paziente.




Tutti i modelli sono dotati di una struttura di sostegno posteriore occipitale e sub-occipitale ed una fascia di contenimento che si oppone alla caduta frontale e laterale.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HELIOS	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
BASIS 1	18.09.39.151	Pelotta frontale

HELIOS BASIS 2

Consente un movimento rotatorio con asse di rotazione che approssima l'asse naturale così da ottenere un movimento rotatorio più fluido e con una maggiore escursione. Questo modello si ottiene dal BASIS 1 aggiungendo una struttura meccanica a quadrilatero articolato, che guida la rotazione approssimando il centro di rotazione fisiologico. Il sistema consente anche un movimento di oscillazione antero-posteriore mediante l'apposizione di due cilindri elastici che regolano l'escursione.




Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HELIOS	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
BASIS 2	18.09.39.151	Pelotta frontale

HELIOS BASIS 3

Si ottiene mediante l'aggiunta del grado di libertà di oscillazione laterale, implementato con ulteriori coppie di cilindri in gomma elastica. Il movimento risultante, è particolarmente completo poiché consiste dei tre gradi di libertà di rotazione nello spazio.

Mediante gli opportuni sistemi di aggancio il sistema può essere fissato sui più diffusi sistemi posturali per il tronco. E' possibile completare l'azione biomeccanica con una pelotta di contenimento laterale, laddove sia necessario incrementare l'intensità del sostegno.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
HELIOS	18.09.39.027	Unità posturale per il capo
BASIS 3	18.09.39.151	Pelotta frontale

• Il sistema di postura per arto superiore è indicato sia come strumento di riabilitazione della spalla per pazienti affetti da patologie neurologiche sia per il contenimento dell'intero arto. Consente di ridurre gli effetti delle retrazioni muscolotendinee e l'insorgere delle deformità articolari conservando la mobilità delle articolazioni dell'emilato superiore colpito. Il sistema facilita la correzione della postura del cingolo scapolare mantenendo le spalle ed il tronco allineati. In questo modo si prevengono le deformità spinali e si ottiene un miglioramento della respirazione e della circolazione sanguigna

Il dispositivo è costituito da una struttura modulare regolabile composta da:

- Ortesi avambraccio-polso-mano, in cui è possibile modellare l'appoggio palmare in modo che l'articolazione del polso e mano assumano la posizione più adatta alle esigenze del paziente
- Cinematismo di roto-trazione

planare in modo che le consente di muoversi nello spazio su piano orizzontale. La resistenza al movimento del sistema può essere regolata in modo da controllare attivamente l'abduzione e la stabilità dell'arto plegico

Può essere applicato su tutte le carrozzine, bici speciali, sedie normali e da ufficio



Tabella Misure
Adulto DX
Adulto SX
Pediatrica DX
Pediatrica SX



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
23-AS	18.09.39.030	Unità posturale per arto superiore dinamico appoggio palmare
DIN	18.09.39.154	

Unità posturale per arto superiore realizzato su misura, modellato per il contenimento dell'avambraccio e con appoggio palmare



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
23-AS	18.09.39.030	Unità posturale per arto superiore
	18.09.39.154	Appoggio palmare

•Unità posturale per arto superiore per il contenimento avambraccio

Misure:

- Piccola
- Media
- Grande

Colore:

- Nero



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
21-AS	18.09.39.030	Unità posturale per avambraccio

•Appoggio palmare

Misure:

- Piccola
- Grande

specificare se dx o sx

Colore

- Nero



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
20-AP	18.09.39.154	Appoggio palmare
21-AP	" "	Appoggio palmare (in supinazione)

Cinghia a bretellaggio CON CERNIERA ANTERIORE realizzata in materiale elastico di alta qualità, lavabile in lavatrice e asciugabile a mano.

Le esclusive fibbie a cerniera aiutano gli spallacci a rimanere fissi, anche se posizionati in varie angolazioni.

Quelle estensibili invece sono dotate di cinturini lunghi e fermi scorrevoli a 3 barre, atte a consentire ulteriori regolazioni e utili per far sì che le fibbie a sgancio rapido possano essere posizionate a ridosso dello schienale della carrozzina.

Disponibili in 3 misure dal pediatrico al bariatrico.



Articolo	Cod. ISO	
30422/Large 30421/Medium 30420/Small	18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio con cerniera anteriore

Cinghia a bretellaggio con pettorina a farfalla piena mod. UOMO o a farfalla sagomata mod. DONNA. Realizzata in materiale elastico di alta qualità, lavabile in lavatrice e asciugabile a mano. Le esclusive fibbie a cerniera aiutano gli spallacci a rimanere fissi, anche se posizionati in varie angolazioni.

Quelle estensibili invece sono dotate di cinturini lunghi e fermi scorrevoli a 3 barre, atte a consentire ulteriori regolazioni e utili per far sì che le fibbie a sgancio rapido possano essere posizionate a ridosso dello schienale della carrozzina. Disponibili in 3 misure dal pediatrico al bariatrico.



Articolo	Cod. ISO	
30592/X-Large 30591/Large 30590/Medium 30589/Small	18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio con pettorina a farfalla mod. UOMO
30621/X-Large 30620/Large 30619/Medium 30618/Small 30601/Extra Small	18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio con pettorina a farfalla mod. DONNA

Cintura pelvica a 45° in tessuto elastico impermeabile e traspirante, lavabile in lavatrice. Fibbia di sicurezza in plastica. Possibilità di regolazione della tensione centrale. Cuscinetti fissati alle cinghie, clip di metallo per il fissaggio della cintura alla carrozzina. Disponibile in diverse misure: S, M, L, dalla pediatrica alla bariatrica, anche grazie alle estensioni per cintura.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
60437/Large 60241/Medium 60221/Small	18.09.39.163	Cintura pelvica a 45°

Cintura pelvica a 45° in tessuto elastico impermeabile e traspirante, lavabile in lavatrice. Fibbia di sicurezza in metallo tipo Security e regolazione della tensione centrale.

Disponibile in 2 diverse misure: M, L, dalla pediatrica alla bariatrica, anche grazie alle estensioni per cintura.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
60439/Large 60438/Medium	18.09.39.163	Cintura pelvica a 45°

Cinghia a bretellaggio ad H sagomata e con tessuto elastico impermeabile e traspirante lavabile in lavatrice. Cinghie rinforzate. Le fibbie a gancio rapido e le clip scorrevoli a 3 barre montate vicino lo schienale consentono un'ulteriore possibilità di regolazione. Disponibile in 4 misure: S, M, L, XL



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
61801/XL 61703/L 61503/M 61403/S	18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio ad H imbottita sagomata

Cintura pelvica anatomica imbottita in tessuto elastico impermeabile e traspirante, lavabile in lavatrice. Soluzione per gli utenti a rischio di scivolamento, spinta o spasticità. Realizzato in materiale elastico trattiene saldamente la gamba nella parte interna della coscia senza limitare il movimento anteriore. Dotata di fibbia con clip in plastica snodata e sistema tensionabile per consentire una migliore aderenza rispetto agli arti inferiori del paziente.



Articolo	Cod. ISO	Descrizione
30518/Large 30517/Medium 30516/Small	18.09.39.163	Cintura pelvica anatomica

Cintura pelvica a 4 punti in tessuto elastico, impermeabile e traspirante, lavabile in lavatrice con trama antiscivolo. Dotata di clip in plastica e regolazione della tensione centrale.

Disponibile in due diverse misure: M / L

Dalla pediatria alla bariatrica, anche grazie alle estensioni per la cintura.



	Cod. ISO	Descrizione
60448	18.09.39.163	Cintura pelvica a 4 punti con clip in plastica
60447		
60440		

Cintura pelvica a 4 punti in tessuto elastico, impermeabile e traspirante, lavabile in lavatrice con trama antiscivolo. Dotata di clip in metallo tipo Security e regolazione della tensione centrale.

Disponibile in due diverse misure: M / L

Dalla pediatria alla bariatrica, anche grazie alle estensioni per la cintura.



	Cod. ISO	Descrizione
60457	18.09.39.163	Cintura pelvica a 4 punti con clip in metallo
60450		
60449		



ORTHOHUB s.r.l.

Via di Tor Vergata 99/103A - 00133 Roma - Tel.: 06.86216628 – torvergata@orthohub.it

Via A. Ciamarra 184/184A - 00133 Roma - Tel.: 06.39366634 - ciamarra@orthohub.it

www.orthohub.it - info@orthohub.it - orthohubsrl@legalmail.it