

# *Ortopedia Sanitaria*

---

***Catalogo***



**rtho****ub**

officine ortopediche  
polispecialistiche associate

---



**OrthoHub è una realtà pensata e organizzata** per incontrare e superare le difficoltà che il settore delle tecniche ortopediche sta attraversando in conseguenza all'ingessatura del mercato indotta dal mancato aggiornamento delle prestazioni sanitarie ricomprese nei LEA. Un colpevole ritardo da cui il mercato italiano esce depauperato della sua storia, competenza e qualità! Oggi la ricerca, l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza, la sicurezza e la verifica della funzionalità dei *custom made medical device* costituiscono prerogative irrinunciabili altresì un inarrivabile traguardo per le micro-realtà che contrassegnano l'identità prevalente nel settore. **OrthoHub è un'idea** che vede **nella passione per la Professione** la volontà di trovare quelle risposte, fin qui disattese in conseguenza della **vastità delle discipline interessate**. **OrthoHub esprime l'esigenza di rincorrere, anzi di precorrere, le innovazioni tecnologiche** che stanno caratterizzando la nostra epoca. **OrthoHub, nell'unione di identità strutturate e consolidate** quali quelle della sua compagine, vuole trovare e rilanciare quelle energie e quelle competenze proprie della **squadra dei suoi uomini che rappresentano oltre 150 anni di esperienza** e di eccellenza riconosciuta dal mercato.

**ITOP, POR Group e CORM**, storiche aziende del comparto, rappresentano oggi **il cuore pulsante di questa iniziativa** che ha cominciato a muovere i suoi primi passi verso una politica di unione di risorse e di condivisione di esperienze tese all'ottimizzazione dei processi e alla sinergica evoluzione delle tecniche applicative volte al raggiungimento del **migliore risultato possibile per la soddisfazione delle attese degli specialisti prescrittori e dei propri clienti**.

**OrthoHub beneficia delle alte specializzazioni** che già caratterizzano i marchi della compagine per poi proiettarsi verso uno sviluppo di numerose iniziative.



|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| • Linea cervicale.....                                   | p.1  |
| • Linea tronco.....                                      | p.3  |
| • Linea anca .....                                       | p.8  |
| • Linea spalla-braccio.....                              | p.10 |
| • Linea mano .....                                       | p.14 |
| • Linea gamba-piede .....                                | p.21 |
| • Linea piede.....                                       | p.31 |
| • Terapia compressiva ed elettroterapia.....             | p.34 |
| • Materassi e reti .....                                 | p.37 |
| • Linea pediatrica .....                                 | p.38 |
| • Linea fitness.....                                     | p.46 |
| • Linea elettromedicali.....                             | p.52 |
| • Emergenza medica.....                                  | p.56 |
| • Ausili per la deambulazione.....                       | p.59 |
| • Ausili per la deambulazione/Carrozzine pieghevoli..... | p.61 |
| • Montascale .....                                       | p.62 |
| • Sedie e poltrone da comodo .....                       | p.64 |
| • Ausili per il bagno e per l'evacuazione .....          | p.66 |
| • Letti ed accessori .....                               | p.71 |
| • Sistemi antidecubito .....                             | p.75 |
| • Ausili per la vita quotidiana .....                    | p.79 |
| • Linea piede diabetico .....                            | p.81 |
| • Linea calzature di serie per plantari.....             | p.83 |
| • Calzature su misura .....                              | p.84 |
| • Calzature per riabilitazione .....                     | p.87 |
| • Linea plantari .....                                   | p.88 |



## • Collare bivalva con foro tracheale

### Indicazioni

Immobilizza il rachide cervicale dopo evento traumatico e stabilizza le articolazioni intervertebrali in caso di lassità dei tessuti molli, fratture semplici e composte, nevralgie.

### Caratteristiche

Collare di sostegno in plastazote con rinforzi sul davanti e sul retro e fori per permettere una ventilazione adeguata.

## LINEA CERVICALE



| Misure (circonf. reg.) | S | M | L |
|------------------------|---|---|---|
| anche pediatrico       |   |   |   |

## • Collare Miami

### Indicazioni

Soccorsi d'urgenza, cervicalgie acute, traumi, spondiloartrosi, terapie cervicali prolungate.

### Caratteristiche

Struttura bivalva in materiale plastico (forza di sostegno grazie all'angolazione regolabile delle valve). Adattamento individuale. Imbottitura in materiale antidecubito che, assorbendo l'umidità garantisce ottima tollerabilità. Apertura tracheale e larga imbottitura per l'appoggio sternale



| Misure       | XS    | S     | M     | L     | spec  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Girocollo cm | 30-45 | 30-50 | 35-55 | 40-60 | 36-60 |
| H nuca cm    | 11,5  | 9     | 11,5  | 14    | 8     |

## • Stabilizzatore sterno-dorsale con collare bivalva

### Indicazioni

Gravi traumi cervico-dorsali. Patologie cervico-dorsali da osteoporosi.

### Caratteristiche

Struttura con aste e montanti in PVC. Attacchi e bottoni per il fissaggio del collare bivalva con foro tracheale.



| Misure | unica regolabile |
|--------|------------------|
|--------|------------------|


## • Minerva con immobilizzatore sternale

### Indicazioni

Fratture cervicali traumatiche e patologiche, crolli vertebrali cervicali, discopatie multiple cervicali, fratture del dente dell'epistrofeo, spondilolistesi cervicale.

### Caratteristiche

Struttura in lega leggera plastificata, sostegno occipitale e mentoniero. Imbottiture in materiale espanso, diadema per fissaggio regione frontale.



| Misure | S | M | L |
|--------|---|---|---|
|--------|---|---|---|

## • Ortesi cervicale bivalva con appoggio mentoniero e occipitale

### Indicazioni

Artrosi cervicali con discopatie, traumi cervicali, processi neoplastici cervicali, utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale.

### Caratteristiche

Struttura in materiale plastico, imbottitura di rivestimento, foro tracheale, regolabile in altezza.

Radiotrasparente.



| Misure | unica regolabile |
|--------|------------------|
|--------|------------------|

## • Collare anatomico in spugna

### Indicazioni

Scarica la colonna cervicale in caso di contratture muscolari, lassità legamentosa e processi degenerativi a carico della struttura osteo-articolare.

### Caratteristiche

Morbido collare con forma anatomica e appoggio sagomato per il mento per una perfetta vestibilità.



|              |   |    |    |
|--------------|---|----|----|
| Altezza (cm) | 8 | 10 | 12 |
|--------------|---|----|----|

## • Collare cervicale di Schanz

### Indicazioni

Immobilizza il rachide cervicale immediatamente dopo evento traumatico.

### Caratteristiche

In polietilene rivestito in pelle sintetica nella zona a contatto con la pelle. La sua forma anatomica e l'ampio campo di regolazione ne favoriscono l'adattamento individuale.



|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| Misure | S | M | L |
|--------|---|---|---|


## • Trazione cervicale da porta

### Indicazioni

Coadiuvante nelle artrosi cervicali, cervico-brachialgie, discartrosi.

### Caratteristiche

Mentoniera morbida imbottita, braccio di supporto con forcella ad apertura variabile. Cordone in nylon con asole precucite, barra angolata di sostegno mentoniera con tacche di regolazione, borsa di riempimento ad acqua graduata con tappo di sicurezza.



|        |       |
|--------|-------|
| Misure | unica |
|--------|-------|

## • Cuscino cervicale

### Indicazioni

Si adatta esattamente ai contorni del capo e del collo, garantendo un perfetto supporto ai muscoli del collo e delle spalle.

### Caratteristiche

Realizzata in un tessuto di velour di alta qualità in misto cotone sbiancato naturalmente, 75% cotone/25% poliestere.



|        |   |
|--------|---|
| Misura | M |
|--------|---|

- Busto per iperestensione a tre punti con banda pelvica basculante e articolazioni ascellari registrabili

**Indicazioni**

Fratture traumatiche e/o patologiche stabili del tratto dorso-lombare, algie vertebrali specifiche o aspecifiche, sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia, crolli vertebrali, cifosi senile.

**Caratteristiche**

Il busto rigido a tre punti per iperestensione è impiegato in tutti quei casi sia necessario immobilizzare la colonna vertebrale. La struttura è composta da una lega di alluminio e titanio, rivestita da un'imbottitura in gommapiuma l'immobilizzazione della colonna vertebrale è garantita grazie ai tre punti d'appoggio sul busto del paziente: la placca sternale sullo sterno, la placca dorsale sulla colonna e la banda pelvica sul bacino.



F35-100

| Misure | S | M | L | XL |
|--------|---|---|---|----|
|--------|---|---|---|----|

- Busto per iperestensione vertebrale a 3 punti con appoggi clavicolari

**Indicazioni**

Fratture vertebrali dorsali e lombari, processi osteolitici vertebrali, crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi.

**Caratteristiche**

Struttura in alluminio anticorrosione anodizzato. Rivestimento in PVC ed imbottitura in materiale espanso. Appoggi clavicolari regolabili. Appoggio pelvico basculante. Placca lombare posizionabile orizzontalmente e verticalmente.



EASY-C2

| Misure | S | M | L | XL |
|--------|---|---|---|----|
|--------|---|---|---|----|

- Busto a tre punte per iperestensione

**Indicazioni**

Osteoporosi, fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche lombari o dorsolombari, anche in concomitanza con patologie cervico-dorsali.

**Caratteristiche**

Il busto consente di mantenere il tronco in leggera iperestensione così da evitare carichi eccentrici in corrispondenza del metamero vertebrale affetto da frattura o osteoporosi.

Il dispositivo è realizzato in duralluminio, un materiale leggero, resistente e malleabile. La struttura a giorno è composta da due bande laterali regolabili in altezza, raccordate tra loro nella parte antero-inferiore da una fascia in alluminio sagomata con convessità postero-anteriore, due molle applicate lateralmente sulle giunture permettono di seguire l'obliquità addominale del paziente. Nella parte prossimale, sempre nelle due bande laterali, sono applicate due fasce in alluminio che si estendono anteriormente nella zona sternale e sono collegate attraverso una placca che permette la loro regolazione in larghezza. Posteriormente a livello lombare una pelotta in materiale plastico semirigido è collegata alla struttura attraverso una cinghia fissata sulle due bande laterali, una cerniera con chiusura a trazione regolabile determina sulla pelotta una spinta postero-anteriore.

In caso di patologie cervico-dorsali, è possibile applicare un collare Philadelphia con appoggio occipito-mentoniero regolabile in altezza.



015

## • Corsetto per osteoporosi

### Indicazioni

Dorsalgie e lumbalgie in osteoporosi, cedimenti vertebrali su base osteoporotica, localizzati nel tratto dorsale e/o lombare. Osteocondrosi giovanile. Ipercifosi con dolore cronico dorsale post traumatica e artrosica.

### Caratteristiche

Adattabile perfettamente alla morfologia del paziente grazie alla modularità del sistema: i tessuti sono indipendentemente ritagliabili secondo la circonferenza della vita e la lunghezza della colonna del paziente. Estensione possibile C7 - osso sacro. Anelli posteriori di rinvio degli spillacci. Struttura in alluminio di forma anatomica (incavo libero per le spinose), telescopica, sagomabile secondo l'anatomia del paziente. Si indossa facilmente: passamano ergonomico per facilitare la chiusura della cintura lombare.



**Misure** **taglia unica**  
regolabile a livello lombare  
da 70 a 140cm  
Altezza da 155 a 195cm

| Misure   | XS    | S     | M     | L     |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| D1-L5 cm | 35/41 | 41/47 | 47/54 | 54/61 |

## • Corsetto elastico con spillacci

### Regolabile toraco-lombo-sacrale

### Indicazioni

Post-traumatico della regione toraco-lombo-sacrale della colonna vertebrale, osteoporosi, osteolisi, osteomalacia del tratto toracico per evitare una eccessiva cifosi dorsale, dorsalgie.

### Caratteristiche

Realizzata in materiale antistatico e straspirante con due stecche modellabili, doppio tirante posteriore, rinforzo steccato a spirale sulla zona addominale. Disponibile anche in elcross per cute delicata.



| Misure | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|------|
|--------|----|---|---|---|----|-----|------|

## • Busto di sostegno lombo-sacrale

### Indicazioni

Dolore di schiena di lieve entità lombo dorsali, insufficienza muscolare del tronco, squilibri muscolari a carico del rachide lombare e del tratto inferiore del rachide dorsale. Degenerazione di lieve intensità del rachide lombare e del tratto inferiore del rachide dorsale. Profusione dei dischi intervertebrali del tratto L1-S1. Stabilizzazione post-discectomia del tratto L1-S1. Stati infiammatori di lieve intensità dell'art. ileo-sacrale.

### Caratteristiche

Stabilizza (stabilizzazione media) e scarica il rachide lombare e il tratto inferiore del rachide dorsale. Favorisce le fnzioni sensomotorie, conferendo stabilità muscolare. Attenua il dolore. Pelotta a richiesta



| Misure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
|--------|----|---|---|---|----|-----|



## • Corsetto tenso-elastico dorso-lombare

### Indicazioni

Lombalgie acute e croniche, contusioni lombosacrali, distorsioni di una certa entità, ernie discali (esiti di laminectomie).

### Caratteristiche

Realizzato in tessuto elastico di cotone; chiusura anteriore con gancetti ed occhielli coadiuvata da velcro ad elevata aderenza. Stecche piatte posteriori semirigide in plastica, possono essere sostituite con stecche rigide.



| Misure | XS | S | M | L | XL |
|--------|----|---|---|---|----|
|--------|----|---|---|---|----|

## • Busto elastico lombo-sacrale regolabile

### Indicazioni

Lombalgie, ernie discali.

### Caratteristiche

Realizzata in tessuto elastico. Due stecche ortopediche, doppio tirante posteriore con incrocio ad "X", aggancio anteriore regolabile con adesivo, taglio anatomico laterale, con pelotta a richiesta.



| Misure | 1     | 2     | 3     | 4      | 5       | 6       |
|--------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| cm     | 52-62 | 63-74 | 75-89 | 90-105 | 106-120 | 121-140 |

## • Cintura di sostegno lombo-sacrale semirigida con steccatura posteriore e tiranti extra

### Indicazioni

Lombalgie, ernie discali.

### Caratteristiche

Quattro stecche metalliche posteriori estraibili, modellabili e adattabili alla morfologia del paziente. Tiranti extra per un maggior effetto di sostegno. Due passamano per facilitare la presa ed il posizionamento della cintura. Chiusura arrotondata: permette l'adattamento individuale alleggerendo la pressione sui bordi della chiusura. Tessuto elastico anteriormente, anelastico posteriormente. Morbido e traspirante.



| Misure | XS    | S     | M      | L       | XL      | XXL     |
|--------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| cm     | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| alto   | cm 26 |       |        |         |         |         |
| basso  | cm 21 |       |        |         |         |         |

## • Supporto lombare

### Indicazioni

Un comodo supporto lombare semplice da trasportare e da regolare. Da sedia, sedile auto o poltrona.

### Caratteristiche

Tessuto in jersey di alta qualità.



| Misure | 30 x 25 x 6 cm |
|--------|----------------|
|--------|----------------|

## • Sostegno lombare

### Indicazioni

Garantisce stabilità, scarica il tratto lombare per ridurre il dolore.

### Caratteristiche

Tessuto elastico indossabile a pelle, steccatura posteriore, termosaldata.



| Misure | 0     | 1     | 2      | 3       | 4       |
|--------|-------|-------|--------|---------|---------|
| cm     | 60-70 | 71-86 | 87-102 | 103-121 | 122-140 |

## • Sostegno lombo-addominale a richiamo posturale

### Indicazioni

Lombalgie, contratture muscolari, paravertebrali, traumi lievi della colonna lombare.

### Caratteristiche

Tessuto elastico traspirante. Steccatura posteriore flessibile. Fasce di tessuto incrociate. Colore beige.



| Misure | 0     | 1     | 2      | 3       | 4       |
|--------|-------|-------|--------|---------|---------|
| cm     | 60-70 | 71-86 | 87-102 | 103-121 | 122-140 |

## • Fascia toracica 2 fasce

### Indicazioni

Contusioni al torace, lesioni muscolari toraciche. Degenze post operatorie.



| Misure | 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---|---|
|--------|---|---|---|

## • Fascia addominale 3 fasce

### Indicazioni

Contusioni toraciche ed addominali, degenze post-operatorie, degenze post-parto, ernie addominali, traumi muscolari addominali, eviscerazioni addominali post-operatorie.



| Misure | 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---|---|
|--------|---|---|---|

## • Fascia toracico- addominale 4 fasce

### Indicazioni

Contusioni toraciche ed addominali, lesioni muscolari toraciche, degenze post-operatorie, degenze post-parto, ernie addominali, traumi muscolari addominali, eviscerazioni addominali post-operatorie.



| Misure | 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---|---|
|--------|---|---|---|

### Caratteristiche

Realizzata in sezioni elasticizzate. Ogni sezione può dilatarsi autonomamente. Chiusura in velcro. Struttura e composizione del materiale favoriscono l'aerazione e la traspirazione.

## • Busti in stoffa e stecche su misura

### Indicazioni

Lombosciatalgie - ernie discali  
- osteoporosi - post traumatico  
- post operatorio.



Busto  
con spallacci (ant.)



Busto  
con spallacci (post.)

|        | CENTRALE UOMO                                                                                                                                                                            | CENTRALE DONNA                                                                                                                                                                               | CENTRALE PEDIATR.                                                                                                 | 2 ALL. UOMO                                                                                                                                                                                                     | 2 ALL. DONNA                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VELCRO | <input type="checkbox"/> 2A1.1<br><input type="checkbox"/> 2A1.3 laterali in elastico<br>               | <input type="checkbox"/> 2A1.2<br><input type="checkbox"/> 2A1.4 laterali in elastico<br>                   | <input type="checkbox"/> 2A2<br> | <input type="checkbox"/> 2A4.1 anteriore in stoffa<br><input type="checkbox"/> 2A4.3 anteriore in elastico<br>               | <input type="checkbox"/> 2A4.2 anteriore in stoffa<br><input type="checkbox"/> 2A4.4 anteriore in elastico<br>                   |
|        | <input type="checkbox"/> 2B1.1<br><input type="checkbox"/> 2B1.3 laterali in elastico<br> <p>ganci</p> | <input type="checkbox"/> 2B1.2<br><input type="checkbox"/> 2B1.4 laterali in elastico<br> <p>occhielli</p> |                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 2B4.1 anteriore in stoffa<br><input type="checkbox"/> 2B4.3 anteriore in elastico<br> <p>ganci</p> | <input type="checkbox"/> 2B4.2 anteriore in stoffa<br><input type="checkbox"/> 2B4.4 anteriore in elastico<br> <p>occhielli</p> |

## • Corsetto semirigido lombosacrale per addome pendulo con rinforzi paravertebrali e tiranti pelvici

### Indicazioni

Patologia degenerativa del tratto lombosacrale, lombalgia, lombosciatalgia, traumi muscolari o articolari di media o modesta entità, Discopatie.

### Caratteristiche

Struttura in cotone, poliuretano polyamide, lycra. Chiusura laterale a Velcro. Pannello frontale rinforzato. 2 tiranti pelvici in elastico a 3 elementi, 2 rinforzi paravertebrali rimovibili, 4 rinforzi laterali automodellanti.

Disponibile in 2 Altezze: A=26cm B=28cm.



| Misure         | M      | L       | XL      | XXL     |
|----------------|--------|---------|---------|---------|
| circ bacino cm | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 |

## • Ventriera su misura

### Indicazioni

Lombosciatalgie - ernie addominali - ernie ombelicali - ernie discali lombari - post-operatorio

### Caratteristiche

Confezionato in broccato di cotone, colore rosa o nero per donna e grezzo per uomo, foderato in cotone 100% con parte anteriore o laterali in elastico, rinforzi in pelle sulle stecche.

Davanti è modellato e ha due allacciature laterali (ganci e stringa) e tre stecche a spirale cucite esternamente.



## • Tutore per anca con articolazione regolabile

### Indicazioni

Revisione dell'anca a seguito di interventi chirurgici - Fratture del collo del femore non operabili e non sufficientemente consolidate. Indicata per pazienti con potenziali problemi all'articolazione, ove sia necessario controllare l'abduzione e la flessione-estensione.

### Caratteristiche

Componenti plastiche anatomiche e perfettamente adattabili, sistema modulare che permette la sostituzione e l'adattamento delle componenti.



| Componenti Bacino/Coscia  |         |   |      |    |
|---------------------------|---------|---|------|----|
| Misure                    | S       | M | L    | XL |
| destro o sinistro         |         |   |      |    |
| Asta articolata "Kinesio" |         |   |      |    |
| Misure                    | Regular |   | Long |    |

## • Accessorio per l'ortesi sopra descritta

### Indicazioni

Dispositivo aggiunto che assicura all'ortesi d'anca il controllo dei minimi movimenti di rotazione, necessari a mantenere la posizione naturale dell'articolazione.

### Caratteristiche

Materiale più leggero, tutore più confortevole, la struttura monolaterale diminuisce le complicazioni da decubito, soprattutto nei pazienti anziani, mantiene la posizione naturale dell'arto durante la flessione dell'anca, riduce il rischio di lussazioni, garantisce il controllo ottimale della flessione-estensione, dell'abduzione e della intra/extra-rotazione dell'anca.



| Misure                                   | Regular    | Long       |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Lunghezza arto inf. (inguine-tallone) cm | da 63 a 75 | da 76 a 93 |
| destro o sinistro                        |            |            |

*E' indispensabile indicare la misura del piede del paziente*

## • Supporto dinamico per il trattamento conservativo o post- intervento dell'anca

### Indicazioni

Post-intervento e conservativo. Post-impianto o sostituzione dell'articolazione dell'anca. Artrosi dell'articolazione dell'anca. Leggera instabilità dell'anca.

### Caratteristiche

Questo supporto dinamico stabilizza l'articolazione dell'anca e ne migliora il coordinamento della muscolatura che la stabilizza. Miglioramento della percezione della muscolatura dopo gli interventi chirurgici. Nel post-intervento il suo effetto comprimente può ridurre il rischio della formazione di edemi.



| Misure            | S | M | L | XL |
|-------------------|---|---|---|----|
| destro - sinistro |   |   |   |    |

## • Cinto erniario

### Indicazioni

Ernie inguinali

### Caratteristiche

Realizzato con gallone elastico contenitivo alto 5 cm, sottocoscia 2.5 cm. Pelotta in poliuretano espanso sagomato rivestita in tessuto felpato. Elastico.

**LINEA ANCA**

COLONNA



Doppio



Sinistro o Destro

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Misure cm</b> | da 80 a 120 (di 5 in 5) |
|------------------|-------------------------|

## • Slip per ernia

### Indicazioni

Ernie inguinali

### Caratteristiche

Realizzate in tessuto a tensione differenziata. Disponibile nei colori bianco e beige.



Uomo



Donna

| Misure      | 2°    | 3°    | 4°    | 5°    | 6°     | 7°      | 8°      |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| Circonf. cm | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |

## • Immobilizzatore clavicolare (bendaggio a “otto”)

### Indicazioni

Lussazioni e fratture clavicolari.

### Caratteristiche

L'immobilizzatore clavicolare può essere usato a contatto con la pelle per la sua natura ipoallergenica. Adattabile grazie al suo sistema di chiusure a velcro. Garantisce la totale immobilizzazione per tutto il periodo in cui lo si indossa conferendo il massimo comfort.



2450

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Misure</b>           | <b>unica regolabile</b> |
| <i>anche pediatrico</i> |                         |

## • Reggispalle

### Indicazioni

In caso di deficit posturali visibili in presenza di scapola alata e riconducibili a lassità legamentosa e/o ipotonìa della muscolatura paravertebrale estensoria. Indicato per dorsalgie.

### Caratteristiche

Supporto flessibile in materiale ecologico traspirante per l'allenamento alla corretta postura. Si consiglia di indossare il reggispalle sopra ad una maglietta. Grazie alla fascia inferiore rimovibile e al fissaggio in velcro, può essere usato in combinazione con altri supporti.



1068

|               |           |          |          |          |           |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Misure</b> | <b>XS</b> | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|


## • Supporto spalla

### Indicazioni

Stabilizza l'articolazione scapolo-omerale in presenza di lesioni muscolo tendinee e lassità legamentosa. Sublussazioni congenite e terapeutico o funzionale in caso di lesione della cuffia dei rotatori.

### Caratteristiche

Protezione per spalla morbida ed elastica con ottima vestibilità. Effetto termico sulla muscolatura dell'articolazione della spalla e del braccio. Sistema di cinture per la regolazione di stabilità e flessibilità.



5055

|                   |           |          |          |          |           |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Misure</b>     | <b>XS</b> | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> |
| <i>ambidestra</i> |           |          |          |          |           |

## • Supporto per spalla

### Indicazioni

Sostiene l'articolazione scapolo-omerale ripristinando la posizione fisiologica della stessa articolazione. Stabilizza il braccio in posizione di leggera flessione ed extra-rotazione per contrastare le tipiche posture spastiche. Evita posture scorrette e patologiche di movimento. Riduce il dolore articolare permettendo un più rapido approccio alla riabilitazione.

### Caratteristiche

Composta da due parti, tutore spalla e presa avambraccio, collegate da due cinturini che permettono di posizionare l'arto in leggera flessione ed extrarotazione. Due cinturini posti sul supporto spalla permettono il riposizionamento dell'articolazione. Elevato comfort grazie al materiale di realizzazione ComforTemp.



5065

|                          |           |          |          |          |           |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Misure</b>            | <b>XS</b> | <b>S</b> | <b>M</b> | <b>L</b> | <b>XL</b> |
| <i>destra o sinistra</i> |           |          |          |          |           |

## • Cuscino per abduzione spalla

### Indicazioni

Immobilizzazione post-traumatica in caso di lussazione dell'articolazione gleno-omeroale, lesioni a carico dei tessuti molli. Stabilizzazione post-intervento della cuffia dei rotatori, fratture omerali.

### Caratteristiche

Grazie ad un inserto removibile, è possibile ottenere dallo stesso articolo un'angolazione di 45° / 70°, 15° / 20°, 10°. Asta per mano / avambraccio inclusa nella confezione.



| Misure     | unica |
|------------|-------|
| ambidestro |       |

## • Ortesi per gomito / braccio / avambraccio articolato con bloccaggio

### Indicazioni

Lussazione del gomito, post-operatorio del gomito, riabilitativa.

### Caratteristiche

Posizione sicura del braccio con rivestimento in materiale plastico imbottito e con tiranti a velcro; sostegno confortevole della mano. Immobilizzazione articolare controllata. Regolazione del limite articolare: Ext.: 0°-90° - Flex.: 0°-120° con passo di 10°. Immobilizzazione post-operatoria.

### Accessori:



supporto per  
mano neutro



supporto per  
mano prono -  
supinazione



| Misure            | S | L |
|-------------------|---|---|
| destra o sinistra |   |   |

## • Ortesi omerale

### Indicazioni

Fratture composte del terzo medio-distale dell'omero, tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d'omero, fratture secondarie e metastasi ossee non operabili.

### Caratteristiche

Struttura in polipropilene, bivalva, imbottitura interna. Cinturini in velcro a chiusura regolabile, calotta di prolungamento all'articolazione scapolo-omeroale, fori per la traspirazione.



| Misure     | XS | S | M | L | XL |
|------------|----|---|---|---|----|
| ambidestra |    |   |   |   |    |

**Su Richiesta**

## • Ortesi per fratture ulnari

### Indicazioni

Fratture ulnari composte, immobilizzazione post-operatoria delle fratture ulnari.

### Caratteristiche

Struttura in polietilene, imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbono umidità. Cinturini in velcro a chiusura regolabile, fori per la traspirazione.

### Su Richiesta



| Misure     | S | M | L |
|------------|---|---|---|
| ambidestra |   |   |   |

## • Immobilizzatore per braccio e spalla

### Indicazioni

Lussazioni di spalla, dislocazioni di spalla.

Dove sia necessaria una restrizione di movimento della spalla e dell'avambraccio.

### Caratteristiche

Consiste di supporto per il braccio e di fascia di immobilizzazione. La fascia trasversale viene bloccata sul davanti per ottenere la restrizione di mobilità richiesta e può essere rimossa quando non è più necessaria. Le cinghie imbottite si incrociano posteriormente e garantiscono la distribuzione del peso del braccio su entrambe le spalle.



| Misure     | unica |
|------------|-------|
| ambidestro |       |

## • Reggibraccio

### Indicazioni

Utile in tutti quei casi in cui sia necessaria un'immobilizzazione provvisoria dell'arto superiore a gomito flesso.

### Caratteristiche

Supporto reggibraccio semplice in materiale traspirante.

Il bretellaggio per l'ancoraggio del supporto è munito di un soffice cuscinetto che permette una più comoda vivibilità ed una riduzione della pressione sull'area clavicolare.



| Misure                 | S  | M     | L        |
|------------------------|----|-------|----------|
| avambraccio cm fino a: | 32 | 33-40 | oltre 41 |

## • Fascia in plastica per epicondilite ed epitrocleite

### Indicazioni

Allevia gli stati dolorosi e scarica l'inserzione tendinea.

### Caratteristiche

Fascia per epicondilite in plastica sagomata rivestita internamente in tessuto morbido.



| Misure         | XS    | S     | M     | L     | XL    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| avambraccio cm | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 |
| ambidestra     |       |       |       |       |       |

## • Gomitiera di protezione

### Indicazioni

Negli stati infiammatori, tendomiopatie, versamenti articolari e gonfiori, l'ortesi migliora la funzione dell'articolazione di gomito e attenua il dolore.

### Caratteristiche

Migliora la percezione sensomotoria e la stabilizzazione muscolare dell'articolazione del gomito.

Adattabile individualmente.

In tessuto traspirante e non irritante. Inserto in silicone.



| Misure         | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| avambraccio cm | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
| ambidestra     |       |       |       |       |       |       |

## • Orttesi elastica per polso/pollice

### Indicazioni

Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpo-falangea del 1° dito. Lesioni della fascia laterale ulnare dell'articolazione metacarpo-falangea del 1° dito. Pseudoartrosi del navicolare.

### Caratteristiche

Polsiera sagomata in materiale elastico con speciale sostegno per il pollice. Presa del pollice regolabile con chiusura a strappo. Stecca per il polso radiotrasparente; azione combinata dei rinforzi rigidi e delle tiranti; stabilizza l'articolazione carpo-metacarpale e metacarpo-falangea del pollice.



| Misure            | 1     | 2         | 3     | 4       |
|-------------------|-------|-----------|-------|---------|
| polso cm          | 13-15 | 15.5-17.5 | 18-20 | 20.5-23 |
| destra o sinistra |       |           |       |         |

## • Polsiera in tessuto

### Indicazioni

Immobilizza l'articolazione del polso in fase post-acuta dopo distorsioni, fratture diafisarie composte. Ottimo supporto funzionale in caso di artrite dolorosa e tetraplegia, poichè mantiene il corretto allineamento e il suo design circonferenziale è appositamente studiato per poter essere indossato autonomamente da chi ha difficoltà di presa.

### Caratteristiche

Polsiera in tessuto traspirante che mantiene una confortevole temperatura corporea. L'ottima vestibilità la rende ideale per la delicata struttura del polso. Stecca in plastica sagomata, flessibile e sostituibile.



| Misure            | 1     | 2         | 3     | 4       |
|-------------------|-------|-----------|-------|---------|
| polso cm          | 13-15 | 15.5-17.5 | 18-20 | 20.5-23 |
| destra o sinistra |       |           |       |         |

## • Polsino elastico in neoprene

### Indicazioni

Allevia il dolore per lievi forme reumatiche e leggere distorsioni e aumenta la propriocezione. Usata anche a scopi preventivi.

### Caratteristiche

Polsino elastico leggera in neoprene con tessuto soffice all'interno e chiusura a velcro.



| Misure | unica |
|--------|-------|
|--------|-------|

## •Ortesi per polso, mano

### Indicazioni

Infiammazioni acute e croniche dell'articolazione di polso. Condizioni post-traumatiche / post-operatorie che richiedano l'immobilizzazione del polso. Paralisi parziali.

### Caratteristiche

Ortesi di polso in velour non irritante per la pelle, con pelotta regolabile e cinture regolabili con chiusura in velcro.

LINEA MANO



ARTO  
SUPERIORE

| Misure            | S | M |
|-------------------|---|---|
| destra o sinistra |   |   |


## •Ortesi per polso, mano e dita

### Indicazioni

Post operatorio e/o traumi neurologici, muscolari, tendinei, ossei o articolari di polso, mano e dita.

### Caratteristiche

Realizzata con una modificabile struttura interna in alluminio, imbottita esternamente e ricoperta con uno speciale tessuto traspirante lavabile.



| Misure            | S | M | L |
|-------------------|---|---|---|
| destra o sinistra |   |   |   |

## •Ortesi per pollice in tessuto

### Indicazioni

Sostiene l'articolazione metacarpo-falangea e trapezio-metacarpale del pollice in caso di lesioni osteo-articolari.

### Caratteristiche

Ortesi per pollice in tessuto ecologico e resistente. La stecca all'altezza del pollice stabilizza l'articolazione carpo-metacarpale e metacarpo-falangea. Per una vestibilità ed un sostegno ottimale l'elasticità del materiale viene sfruttata in diagonale.



| Misure            | 1 | 2 |
|-------------------|---|---|
| destra o sinistra |   |   |

## • Dispositivi stimolatori dei tessuti sottocutanei MOBIDERM® per la riduzione dell'edema

### Indicazioni

Riduzione di edema secondari con risultati visibili già dai primi 5 giorni e duraturi, grazie agli indumenti su misura, da decidersi insieme allo specialista.

### Caratteristiche

Sistema di bendaggio UNICO e specifico, marchiato CE è stato testato in oltre 15 centri specializzati.

Mobiderm offre una differente pressione tra la zona di appoggio e la sua circonferenza, provocando un effetto di stimolazione dei tessuti sottocutanei interessati, grazie ad una benda composta da blocchi di gommapiuma, distanti 1 cm circa, inseriti tra due fasciature.

Avviene così una mobilitazione del tessuto sottocutaneo edematoso o indurito seguendo le variazioni del volume muscolare durante la normale attività o esercizi specifici.



### TRATTAMENTO

- 1) viene posizionata una benda in cotone salvapelle a doppio strato per evitare eventuali frizioni cutanee;
- 2) poi si avvolge il Mobiderm a spire con circa 1 cm di sovrapposizione senza alcuna particolare pressione;
- 3) di seguito si applica una benda ad allungamento corto (giorno e notte);
- 4) Infine si utilizza una benda Biflex biestensiva (solo giorno).

### FASE DI MANTENIMENTO

Una volta ridotto l'edema lo specialista prosegue nel trattamento prescrivendo un tutore elasto-compressivo (all'occorrenza su misura) di 1° o 2° classe di compressione per evitare il ristagno linfatico e dare continuità al trattamento di drenaggio linfatico.

| Prodotto                                                                                                     | Periodo di applicazione                                                                                      | Dimensioni                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Benda tubulare cotone Short Strecht                                                 | <input type="checkbox"/> Giorno e notte (se la pelle è fragile)                                              | 11 cm x 4 mt                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Benda di contenzione ad allungamento corto Flexided                                 | <input type="checkbox"/> Giorno e notte                                                                      | <input type="checkbox"/> 8 cm x 5 mt<br><input type="checkbox"/> 10 cm x 5 mt                                               |
| <input type="checkbox"/> Biflex pratic 16+                                                                   | <input type="checkbox"/> Giorno                                                                              | <input type="checkbox"/> 8 cm <input type="checkbox"/> 3 mt<br><input type="checkbox"/> 10 cm <input type="checkbox"/> 4 mt |
| <input type="checkbox"/> Biflex pratic 17+                                                                   | <input type="checkbox"/> Giorno                                                                              | <input type="checkbox"/> 10 cm x 3 mt<br><input type="checkbox"/> 10 cm x 4 mt                                              |
| <input type="checkbox"/> Placca MOBIDERM<br><input type="checkbox"/> Benda MOBIDERM                          | <input type="checkbox"/> Giorno e notte 33 cm x 1 mt<br><input type="checkbox"/> Giorno e notte 10 cm x 3 mt | <b>inserti per placca</b><br><input type="checkbox"/> 5 x 5 mm<br><input type="checkbox"/> 15 x 15 mm                       |
| <input type="checkbox"/> Bracciale MOBIDERM su misura<br><input type="checkbox"/> Gambale MOBIDERM su misura |                                                                                                              |                                                                                                                             |



Risultati dopo 5 giorni con Mobiderm

- Bracciali compressivi STANDARD

- ☐ Bracciale
- ☐ Guanto senza dita

- Bracciali compressivi SU MISURA

- ☐ Bracciale
- ☐ Guanto senza dita s/pollice
- ☐ Guanto senza dita c/pollice
- ☐ Guanto con dita dita



- Protesi Mammaria esterna

*Definitiva*

*Provvisoria*



| Misure                                 | dalla 1° alla 14° |
|----------------------------------------|-------------------|
| destra, sinistra, simmetrica, parziale |                   |

## • Ortesi dinamica per il supporto del pollice

### Indicazioni

L'ortesi viene applicata per il trattamento della spasticità del primo dito della mano nelle paralisi cerebrali infantili.

Il dispositivo può essere utilizzato anche in caso di: artrogrifosi, lesioni del plesso brachiale, artrite o lesioni muscolo-legamentose dell'articolazione metacarpo-falangea del primo dito, conseguenze dell'ictus o di altre patologie motorie di natura neurologica.

### Caratteristiche

Nelle patologie motorie di natura neurologica, l'ortesi agisce andandosi ad opporre dinamicamente alla chiusura spastica del pollice verso il palmo della mano, senza però limitarne la motilità e la sensibilità tattile.

L'ortesi, realizzata in neoprene da 1,5 mm e rivestita in velcro multicolor, è disponibile in varie taglie, a seconda della circonferenza e della lunghezza del primo dito, per l'età neonatale, pediatrica ed adulta.

In base alla tensione con la quale si chiude il cinturino, si ottiene un'azione di trazione-sollevamento del pollice più o meno marcata.

Per la scelta corretta della taglia dell'ortesi, nel caso delle misure neonatali, occorre misurare esclusivamente la circonferenza del pollice a livello dell'articolazione fra la prima e la seconda falange (A), come mostrato in figura :


### TAGLIACIRCONFERENZA

N1 A = 2,4 - 2,7 cm

N2 A = 2,7 - 3,0 cm

N3 A = 3,0 - 3,3 cm



Nel caso delle misure pediatriche e da adulto occorre, invece, misurare sia la circonferenza del pollice a livello dell'articolazione fra la prima e la seconda falange (A) che la lunghezza del primo dito sul versante palmare, dalla porzione distale del polso all'articolazione fra la prima e la seconda falange, lungo la linea mediana del primo dito (B), così come mostrato in figura :



da P1 a P5  
da A1 a A5  
da N1 a N3



| Misure | neonatale         | pediatrico | adulto |
|--------|-------------------|------------|--------|
|        | Destro - Sinistro |            |        |



- Ferula per polso e mano (estensione polso - metacarpi - dita - abduzione pollice)


#### Indicazioni

Paralisi dei nervi.

#### Caratteristiche

Parti metalliche modellabili, imbottiture interne in morbido feltro, ditali in vilpelle atossica, elastici in caucciù.

#### Su Richiesta



| Misure     | S | M | L |
|------------|---|---|---|
| ambidestra |   |   |   |

- Ferula per polso e mano (estensione polso - flessione metacarpi - estensione dita)


#### Indicazioni

Paralisi dei nervi.

#### Caratteristiche

Parti metalliche modellabili, imbottiture interne in morbido feltro, ditali in vilpelle atossica, elastici in caucciù.

#### Su Richiesta



| Misure     | S | M | L |
|------------|---|---|---|
| ambidestra |   |   |   |

- Ferula per mano (estensione metacarpi e dita)


#### Indicazioni

Frattura delle ossa metacarpali - Paralisi dei nervi - Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita.

#### Caratteristiche

Struttura in metallo modellabile, imbottitura interna in morbido feltro chiusura con cinturino a velcro, ditali in vilpelle atossica, elastici in caucciù.

#### Su Richiesta



| Misure     | XS | S | M | L | XL |
|------------|----|---|---|---|----|
| ambidestra |    |   |   |   |    |

- Ferula per mano (flessione metacarpi ed estensione dita)


#### Indicazioni

Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita - Paralisi dei nervi.

#### Caratteristiche

Struttura in metallo modellabile, imbottiture interne in morbido feltro ditali in vilpelle atossica, elastici in caucciù.

#### Su Richiesta




| Misure     | XS | S | M | L | XL |
|------------|----|---|---|---|----|
| ambidestra |    |   |   |   |    |

## • Ferula per estensione singolo dito del carpo e dell'articolazione trapezio metacarpica

### Indicazioni

Post-operatorio del tendine estensore, contratture in flessione, in tutti quei casi in cui esiste una ipermobilità in flessione delle articolazioni interfalangee prossimali, deformità a boutonniere.



*Su Richiesta*

## • Ferula per flessione dinamica dito

### Indicazioni

Contratture in estensione dell'articolazione interfalangea prossimale, post-operatorio del tendine.



*Su Richiesta*

## • Tutore per dito singolo

### Indicazioni

Fratture falangi distali, distorsioni, contusioni, lesioni tendine del flessore, post-operatorio.

### Caratteristiche

STAX singolo per dita, realizzato in PE, conformato per adattarsi perfettamente alla falange interessata ed assicurare un'ottima presa di stabilizzazione.



| Misure | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|
|--------|----|----|----|----|----|----|----|

## • Pallina riabilitativa in gomma piuma

### Indicazioni

Per la riabilitazione della mano.



## • Supporto per coscia

### Indicazioni

Indicato nella protezione e nella prevenzione delle lesioni al quadricipite.

### Caratteristiche

Cosciale tubolare in neoprene da mm 5.



7740

| Misure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
|--------|----|---|---|---|----|-----|

## • Cinturino sottorotuleo anatomico

### Indicazioni

Morbo di Schlatter, ginocchio del saltatore.

### Caratteristiche

Supporto con pelotta di scarico anatomica che comprime il tendine rotuleo. La chiusura a velcro posteriore, agisce ulteriormente sulla stabilizzazione frontale e permette di adattarlo a tutte le taglie. Il nuovo design anatomico e la caratteristica di elasticità del neoprene Rehband rendono questo supporto confortevole e più efficace.



4110

| Misure | unica |
|--------|-------|
|--------|-------|


## • Ginocchiera elastica in tessuto ecologico

### Indicazioni

Dolori e sensibilità nell'area rotulea, dolori articolari reumatici.

### Caratteristiche

Ginocchiera elastica in tessuto ecologico. Ottima vestibilità e comfort. Allevia i dolori articolari e aumenta la propriocezione.



2041

| Misure | S | M | L | XL | XXL |
|--------|---|---|---|----|-----|
|--------|---|---|---|----|-----|

## • Ginocchiera tubolare per stabilizzazione

rotulea

### Indicazioni

Indicato nelle patologie minori del ginocchio.

### Caratteristiche

Supporto tubolare realizzato in neoprene da mm 5. Con o senza foro di stabilizzazione rotulea in silicone, allevia il dolore e stimola la circolazione sanguigna.



7754

| Misure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
|--------|----|---|---|---|----|-----|

- Ginocchiera tubolare con supporto rotuleo e stecche a spirale

**Indicazioni**

Instabilità rotulea, ginocchio del saltatore e morbo di Schlatter.

**Caratteristiche**

Fornisce ottimo supporto e stabilità alla rotula ed all'articolazione.



| Misure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
|--------|----|---|---|---|----|-----|

- Ginocchiera tubolare con supporto rotuleo e aste policentriche

**Indicazioni**

Instabilità rotulea, ginocchio del saltatore e morbo di Schlatter.

**Caratteristiche**

Fornisce ottimo supporto e stabilità alla rotula ed all'articolazione.



| Misure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
|--------|----|---|---|---|----|-----|

- Immobilizzatore di ginocchio

**Indicazioni**

Traumi para-articolati della rotula, lesioni ai legamenti mediali, dopo intervento chirurgico ai legamenti mediali, immobilizzazione nella fase acuta dell' osteotomia correttiva, in caso di frattura para-articolare del ginocchio, fratture alla rotula, borsite pre-rotulea, osteo-artrite degenerativa, in ogni caso di necessità di immobilizzazione del ginocchio.

**Caratteristiche**

La struttura costituita di 3 parti unite da chiusure in velcro permette e facilita l' adattamento alla gamba del paziente. Angolo di flessione del ginocchio determinabile flettendo le stecche in alluminio posteriori e laterali (0° o 20°). Le stecche possono essere tolte durante il periodo di riabilitazione. Cotone a contatto con la pelle.



| Misure | 1     | 2     | 3     | 4   |
|--------|-------|-------|-------|-----|
| cm     | 50-60 | 60-70 | 70-80 | >80 |

## • Ginocchiera aperta con aste articolate

### Indicazioni

Traumi distorsivi del ginocchio. Condromalacia rotulea associata a lassità legamentosa. Instabilità latero-mediale. Prevenzione dei traumi distorsivi. Instabilità artrosica. Coadiuvante nella terapia del ginocchio artrosico non operabile. Prevenzione nell'attività sportiva. Patologia del ginocchio senile.

### Caratteristiche

Apertura frontale. Parte anteriore in neoprene ortopedico bifoderato. Tessuto interno morbido e assorbente. Parte posteriore in AIRMESH traspirante 100%. Stecche a spirale. Cinturini con chiusura a Velcro anti-migrazione.



|        |    |   |   |   |    |     |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
| Misure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|

## • Ginocchiera aperta con articolazione graduata

### Indicazioni

Indicato nelle lesioni dei collaterali e nella ripresa agonistica dello sportivo.

### Caratteristiche

Dotata di snodo articolare policentrico per la regolazione della flessione-estensione. È realizzato con regolazione a velcro al quadricipite e con semianello di controllo rotuleo.



|        |    |   |   |   |    |     |
|--------|----|---|---|---|----|-----|
| Misure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|----|---|---|---|----|-----|

## • Ginocchiera avvolgente articolata monocentrica con zona rotulea e zona poplitea aperte

### Indicazioni

Lesioni legamentose, leggere forme di artrosi con instabilità in varo\valgo.

### Caratteristiche

Pratica e leggera, facile da indossare, semplice da regolare, comoda da portare anche per lunghi periodi, non danneggia gli indumenti. Può essere lavata in lavatrice. La circonferenza della ginocchiera che si adatta alla coscia (parte prossimale) ed alla gamba (parte distale) è regolabile; questo consente di adattare la ginocchiera ai mutamenti che l'arto inferiore subisce nel corso del trattamento.



|        |    |   |   |   |    |
|--------|----|---|---|---|----|
| Misure | XS | S | M | L | XL |
|--------|----|---|---|---|----|

## • Ginocchiera antirecurvatum aperta con aste policentriche

### Indicazioni

Paresi della muscolatura della gamba con risultante iperestensione di ginocchio, per esempio in seguito a ictus, ernia del disco lombare, danni al sistema nervoso periferico. Stabilizzazione meccanica dell'articolazione. Prevenzione dell'iperestensione durante il mantenimento della posizione eretta e durante la deambulazione. Nessuna limitazione dei movimenti fisiologici.

### Caratteristiche

Aste policentriche bilaterali in alluminio. Cinturini non elastici a crociera nel cavo popliteo. Supporta e facilita il cammino. Versione aperta, facile da indossare. Il materiale PCM (Phase Change Material), con proprietà di regolazione termica, permette l'utilizzo dell'ortesi per lungo tempo. Elevato comfort



| Misure | XS | S | M | L | XL |
|--------|----|---|---|---|----|
|--------|----|---|---|---|----|

## • Ginocchiera funzionale corta

### Indicazioni

Rottura del legamento crociato anteriore, posteriore o entrambi, rottura e instabilità del legamento laterale, per la cura conservativa delle instabilità combinate.

### Caratteristiche

Struttura in alluminio a 4 punti con snodo con limite di flessione e di estensione. Snodi policentrici con 4 punti di rotazione, geometria del telaio conformata anatomicamente e antitorsione, telaio e modalità di costruzione dell'articolazione ultrapiatti e leggeri. Stabilizzazione collaterale dell'articolazione del ginocchio; protezione dell'iperestensione e del limite del movimento, riduzione della rotazione interna.



| Misure                   | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------------------------|----|---|---|---|----|-----|
| <i>destra o sinistra</i> |    |   |   |   |    |     |

## • Tutore ed aggiustamento calibrato per ginocchio varo-valgo artrosico e instabile

### Indicazioni

Gonartrosi con deviazione in varo o valgo.

### Caratteristiche

Principalmente composta da alluminio, acciaio inox. Le imbottiture sono in materiale anallergenico termoformato. Possibilità di regolare i tre punti di spinta contrapposti al fine di ottenere una correzione del varo/valgo, ed un eccellente sostegno per le osteoartriti.



| Misure                                     | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------------------------------------------|----|---|---|---|----|-----|
| <i>varo DX/valgo SX - varo SX/valgo DX</i> |    |   |   |   |    |     |

- **Ortesi dinamica di ginocchio per il controllo dell'iperestensione (mod. C.H.E.C.K.)**

**Indicazioni**

Ginocchio recurvato, instabilità in iperestensione del ginocchio causa lassità legamentose, lievi instabilità in varo/valgo, menomazione funzionale in seguito a danno neurologico.

**Caratteristiche**

Realizzata con una struttura superleggera, rimane stabile sul ginocchio in ogni arco di movimento.



|        |       |
|--------|-------|
| Misure | unica |
|--------|-------|

- **Tutore post-operatorio a controllo graduato**

**Indicazioni**

Stabilizza dopo intervento chirurgico l'articolazione del ginocchio. Il controllo del movimento del ginocchio è associato a riparazione chirurgica del menisco e lesione dei legamenti.

**Caratteristiche**

Ginocchiera post-operatoria con aste in lega con regolazione della flessione-estensione (0° - 120°). Le placche laterali in polipropilene consentono la regolazione in lunghezza del tutore e ne assicurano la stabilità adattandosi al profilo anatomico di coscia e polpaccio. Chiusura tramite velcro regolabili. A rotula libera elimina ogni pericolo di edema e permette l'esercizio isometrico e la mobilitazione passiva della rotulea.



|        |          |       |
|--------|----------|-------|
| Misure | regolato | lungo |
|--------|----------|-------|

- **Cuscino riposa gambe**

**Indicazioni**

Gambe gonfie ed affaticate, vene varicose, stasi venosa, crampi ai polpacci, gravidanza.

**Caratteristiche**

Cuscino anatomico in poliuretano espanso con fodera in cotone 100%, cuneo estraibile che permette di regolare l'altezza.



## • Cavigliera legamentare con fasciatura funzionale

### Indicazioni

Caviglia debole o come supporto e scarico in seguito a distorsioni, lesioni e traumi nello sport.

### Caratteristiche

Rinforzo dei legamenti laterali mediante doppia fasciatura elastica incrociata (che consente la flessione-estensione). Ulteriore rinforzo laterale mediante fascia amovibile.

## LINEA GAMBA-PIEDE



| Misure | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| cm     | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-30 |

## • Cavigliera sport

### Indicazioni

Instabilità della caviglia per scopi preventivi.

### Caratteristiche

Supporto in pezzo unico in neoprene, materiale particolarmente resistente, con tallone elastico. Uso comodo nelle scarpe.



| Misure | XS | S | M | L | XL |
|--------|----|---|---|---|----|
|--------|----|---|---|---|----|

## • Cavigliera semplice in elastico

### Indicazioni

Prevenzione dei traumi accidentali della caviglia nell'attività sportiva, aiuta la ripresa dell'attività sportiva agonistica.

### Caratteristiche

In tessuto elastico. Guida di protezione in silicone al tendine d'Achille, cuscinetto in spuma di lattice ai malleoli.



| Misure | S | M | L | XL |
|--------|---|---|---|----|
|--------|---|---|---|----|

## • Tutore di stabilizzazione per caviglia

### Indicazioni

Controllo del piede per emiplegici, distorsioni dell'articolazione tibio-tarsica. Fratture distali del perone e collo del piede, trattamenti post-operatori.

### Caratteristiche

Permette un notevole controllo delle instabilità di caviglia, bloccando completamente il movimento di pronosupinazione e consentendo un modico grado di flesso-estensione. Il rivestimento interno in morbida schiuma, attutisce la pressione sulle zone di contatto, contrasta la formazione di edemi e previene la comparsa di decubiti.



| Misure | S | M | L |
|--------|---|---|---|
|--------|---|---|---|

## • Tutore per caviglia bivalva

### Indicazioni

Distorsioni acute della caviglia. Immobilizzazioni post-traumatiche. Fratture stabili della tibia e del perone. Lesioni alla caviglia, trattamento funzionale della frattura da fatica.

### Caratteristiche

Il rivestimento interno con cuscinetto ad aria è composto da due parti: la prima copre i 10 cm distali, l'altra l'intera lunghezza. Questo consente di prevenire lo spostamento del cuscinetto ad aria e garantisce una compressione graduale. Entrambe le parti contengono una spugna comprimibile e sono pregonfiate. Quando necessaria è possibile l'operazione di gonfiamento. Recupero funzionale nello sport.



2334  
02A  
03A

| Misure                     | unica |
|----------------------------|-------|
| sinistra/destra/ambidestra |       |

## • Tutore immobilizzatore per tibio-tarsica

### Indicazioni

Distorsioni acute della caviglia, fratture scomposte tibia e fibula. Trattamenti post-operatori.

### Caratteristiche

Struttura in materiale plastico resistente e leggero, suola in gomma antiscivolo. Imbottitura interna della suola in evazote atossico. Aste montanti con velcro per la presa all'imbottitura. Rivestimento dello stivaletto in morbido feltro bifoderato con nylon garzato per la presa velcro. Cinturini per la chiusura a velcro. Articolazione regolabile per flessione-estensione. Rivestimento imbottito lavabile.



graduato  
U0820

fisso  
T04305  
18106

| Misure     | S | M | L |
|------------|---|---|---|
| ambidestro |   |   |   |

## • Ortesi dinamica per caviglia

### Indicazioni

Distorsioni dell'articolazione tibio-tarsica con compromissione del legamento talofibulare anteriore.

### Caratteristiche

L'ortesi per caviglia Dyna Ankle è stata messa a punto appositamente per la terapia funzionale e permette di mantenere il piede in posizione di leggera pronazione e di estensione dorsale. La flessione plantare e la supinazione sono limitate da una cinghia dinamica, mentre i movimenti di pronazione ed estensione dorsale sono liberi.



50S1

## • Ortesi dinamica gamba-piede

### Indicazioni

Paralisi del popliteo anteriore. Efficace sostegno in dorsiflessione del piede. Sconsigliato in caso di contratture.

### Caratteristiche

Realizzato per la flessione dorsale dinamica del piede. Molto leggero perché realizzato in fibra di carbonio con doppia barra laterale ad alta resistenza e flessibilità. Consente un ampio movimento e una buona stabilità mantenendo il piede in flessione dorsale. Struttura molto sottile a calcagno aperto che favorisce il movimento naturale del piede e ne consente l'inserimento all'interno di calzature predisposte.



|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| Misure | S | M | L |
|--------|---|---|---|

## • Molla di codivilla

### Indicazioni

Paresi flaccida del piede, lesioni dello SPE piede cadente. Ortesi per sollevare l'avampiede e impedire la flessione plantare.

### Caratteristiche

L'ortesi in polipropilene dello spessore di 4 o 5 mm, particolarmente sottile, è profilata in modo da accrescere la forza di tensione. Il plantare lungo assicura una guida del piede esatta ed una distribuzione della pressione ottimale. Per un adattamento individuale l'ortesi può essere modellata termoplasticamente e smerigliata. Può essere applicata su calzature normali o predisposte se necessitano di correzioni (piani inclinati, rialzi, ecc.).



|        |   |   |   |    |
|--------|---|---|---|----|
| Misure | S | M | L | XL |
|--------|---|---|---|----|

## • Tutore gamba-piede TOE OFF

### Indicazioni

Piede ciondolante per effetto di lesioni neurologiche centrali o periferiche. Instabilità della caviglia causata da debolezze o condizioni post-traumatiche.

### Caratteristiche

Realizzato in fibra di vetro, fibra di carbonio e kevlar. Garantisce una perfetta rigidità ed elasticità in modo da consentire una maggiore stabilità e dinamicità alle articolazioni di piede e caviglia e una maggiore flessibilità della suola per un più corretto sostegno del piede ed una migliore qualità dell'andatura. Lo spessore limitato e la leggerezza ne consentono un facile inserimento in calzature normali.



|        |    |   |   |   |    |
|--------|----|---|---|---|----|
| Misure | XS | S | M | L | XL |
|--------|----|---|---|---|----|

## • Tutore gamba-piede Blue Rocker

### Indicazioni

Piede equino derivante da deficit neuromuscolare dovuto a lesioni neurologiche periferiche o centrali, con presenza di spasticità di media intensità. Debolezza in differenti gruppi muscolari della gamba. Amputazione parziale del piede. Deficit propriocettivi.

### Caratteristiche

BLUE ROCKER rappresenta il terzo ed ultimo stadio nella proposta delle ortesi dinamiche per la caviglia. L'extra stabilità fornita da questo tutore, permette contemporaneamente un migliore controllo del bilanciamento statico/dinamico di tutto il corpo e della sua postura, garantendo di conseguenza una maggiore sicurezza, specialmente in tutti quei pazienti in cui esiste una importante insufficienza del quadricipite. BLUE ROCKER è stato sviluppato principalmente per tutti quei pazienti che oltre al problema del piede equino abbiano correlate ulteriori patologie.



| Misure | XS | S | M | L | XL |
|--------|----|---|---|---|----|
|--------|----|---|---|---|----|

## • Patt (posizionatore antidecubito della tibio-tasica)

### Indicazioni

L'ortesi è indicata nei casi di emiparesi, post-coma, sclerosi multipla, paralisi cerebrale e tutte quelle patologie traumatiche o neurologiche che costringono a lunghi periodi di immobilizzazione a letto. Previene le piaghe da decubito e le ulcerazioni che si sviluppano sul tallone a causa del contatto continuo con la superficie del letto per periodi di tempo prolungati. Inoltre, il corretto posizionamento del segmento gamba-piede riduce la possibilità di retrazioni muscolo-tendinee.

### Caratteristiche

Il dispositivo è costituito da una balestra sagomata in lega di alluminio che grazie ad uno snodo consente di posizionare il piede con il grado di varismo-valgismo necessario.

Sulla balestra metallica sono montate una valva poplitea, una soletta mesopodalica e un sostegno avampodalic in flessione dorsale costruite in polietilene da 3mm, tutte regolabili entro un certo range di misure.

Un'asta di stabilizzazione, sempre in alluminio, è incernierata sulla parte posteriore della valva poplitea e consente di evitare l'intra-extrarotazione della gamba e di conseguenza del ginocchio e dell'anca.

Il segmento gamba-piede è avvolto in materiale antidecubito (Fig.5) reso solidale alle valve in termoplastico con velcro. Le allacciature a velcro sono disposte a livello del collo del piede, della passata e della parti prossimale e distale della tibia.



| Misure              | I     | II    | III   |
|---------------------|-------|-------|-------|
| lungh piede         | 23-29 | 30-37 | 38-46 |
| h calc-cavo politeo | 23-30 | 31-37 | 38-43 |
| ambidestra          |       |       |       |

## • Tutore Walk On

### Indicazioni

Debolezza dei dorsiflessori per effetto di lesioni neurologiche centrali o periferiche. Instabilità della caviglia causata da debolezze o condizioni post-traumatiche associata a lieve recurvato di ginocchio.

### Caratteristiche

Realizzato in fibra di carbonio evita l'eccessiva flessione plantare nella fase di volo dell'arto e facilita la flessione dorsale durante le fasi di contatto dell'arto a terra, riducendo, contestualmente, un'eventuale lieve tendenza al recurvato di ginocchio. Grazie alle proprietà elastiche del materiale, l'ortesi assorbe energia durante la fase di contatto del retropiede con il terreno per poi rilasciarla nella fase propulsiva, riducendo, così, i movimenti di compenso sul piano frontale ed il costo energetico della deambulazione. Un passo più naturale riduce il rischio di inciampare o cadere, aumentando la sicurezza nel cammino anche a velocità sostenuta. L'ortesi è leggera e sottile e quindi risulta molto discreta sotto gli abiti. L'imbottitura per il polpaccio removibile contribuisce ad aumentare il confort.



## • Tutore Walk On Flex

### Indicazioni

Debolezza dei dorsiflessori per effetto di lesioni neurologiche centrali o periferiche. Instabilità della caviglia causata da debolezze o condizioni post-traumatiche.

### Caratteristiche

Realizzato in fibra di vetro e fibra di carbonio, l'ortesi dinamica garantisce un perfetto equilibrio tra rigidità ed elasticità in modo da consentire una maggiore stabilità e dinamicità alle articolazioni di piede e caviglia e una maggiore flessibilità della suola per un più corretto sostegno del piede ed una migliore qualità dell'andatura. Un passo più naturale riduce il rischio di inciampare o cadere, aumentando la sicurezza nel cammino anche a velocità sostenuta. L'ortesi è leggera e sottile e quindi risulta molto discreta sotto gli abiti. L'imbottitura per il polpaccio removibile contribuisce ad aumentare il confort.



**Destro e Sinistro**

## • Disco bilanciamento

### Indicazioni

Indicato nella prevenzione e nella riabilitazione di lesioni all'articolazione tibio-tarsica. Un allenamento regolare sul disco aumenta la forza e la coordinazione delle estremità di arto inferiore. Usato anche nella riabilitazione di lesioni della schiena.



71031

Misure

diametro 36 cm

## • Tavoletta singola o doppia per rieducazione delle distorsioni della caviglia

### Indicazioni

Rieducazione delle distorsioni della caviglia, instabilità di caviglia, postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine d'Achille.

### Caratteristiche

Struttura in materiale plastico semiespanso, superficie zigrinata antiscivolo. Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al piano d'appoggio. Anello di supporto utilizzabile per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta.



6002/G



6002/P

Misure

cm 30 x 31

Misure

cm 15 x 31

## • Divaricatore per alluce valgo

### Indicazioni

Divaricatore per alluce valgo in materiale plastico. Imbottitura interna sull'alluce. Cinturini di tensione con chiusura a velcro. Lavabile.



T04303

Misure

S

M

L

destro o sinistro

## • Tallonette per spina calcaneare

### Indicazioni

Supporti con tallone sagomato, studiati per sostenere l'area del tallone e contenere i tessuti morbidi.

L'angolo inclinato di 15° solleva e scarica il tallone. Scarico a goccia per spina calcaneare centrale.



T47982



92225

Misure

S

M

L

## • Tallonetta a conchiglia

### Indicazioni

Protezione della regione calcaneare ammortizzante in gomma.

Prevenzione nello sport.



semplice

PR4-F1350



rinforzata

PR4-F1352

Misure

S

M

L

## • Sandalo post-operatorio Baruk

### Indicazioni

Per la deambulazione nei decorsi post-operatori di alluce valgo e interventi all'avampiede.

### Caratteristiche

Zoccolo con avampiede di protezione e regolazione a velcro. Rinforzo semirigido avvolgente della tomaia nel retro piede. Fondo in microporosa con un'angolazione di 10° per scaricare il peso del corpo dall'avampiede.



| Misure | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |

## • Scarpa post/operatoria

### Indicazioni

Progettata per varie applicazioni post-operatorie e post-traumatiche per piedi e dita dei piedi e più specificamente nel post-operatorio dell'alluce valgo. Calzature protettive dopo interventi chirurgici ai piedi, lesioni metatarsali, interventi sui tessuti molli. Mantiene il piede, le dita dei piedi e l'avampiede in posizione corretta durante la riabilitazione.

### Caratteristiche

Suola ampia, solida e resistente allo slittamento per migliorare la stabilità. Piastra rigida rimovibile per maggiore solidità e sostegno degli archi. La solidità della soletta è adattabile secondo i protocolli post-operatori di riabilitazione.

Suola ampia e con dita aperte per contenere medicazioni ingombranti. Foderata con tessuto traspirante a microreticolo per il comfort del paziente. Due cinghie di chiusura a contatto per facilitare l'applicazione e la regolazione. Ambidestra



| Misure | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |

## • Calzatura per riabilitazione

### Indicazioni

Utilizzabile in tutti i casi in cui gonfiori, fasciature, medicazioni, esiti post-traumatici o altre patologie dolorose del piede non permettono di indossare calzature normali.

Le calzature specialistiche servono ad alleviare il dolore del piede riducendo la pressione sulle zone dolenti.

### Caratteristiche

Calzature specialistiche a pianta larga con aperture posteriori e superiori della tomaia, regolabili con una o due chiusure a velcro.

Si adattano facilmente a piedi diabetici post-operati, anche in presenza di ulcere importanti.



| Misure | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |

## • Pantofola di rivestimento al gesso

### Indicazioni

Protezione di valve gessate nella deambulazione.

### Caratteristiche

Tomaia in tessuto traspirante.

Fondo in gomma vulcanizzata antisdrucchiabile. Ambidestra.



| Misure | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |

## • Calze preventive

- Gambaletto
- Collant
- Autoreggenti

### Indicazioni

La calza definita preventiva o, più propriamente, di sostegno, esercita una *compressione tra i 9 ed i 18 mmHg, alla caviglia*. La calza previene la comparsa di edema e allevia i sintomi quali pesantezza degli arti nei soggetti sani o affetti da iniziale insufficienza venosa.

### Caratteristiche

Il filato molto elastico e morbido rende il prodotto facile da indossare. Il collant con comodo tassello posteriore, risulta confortevole per ogni corporatura. Il gambaletto ha un bordo che non stringe e non scende. Tutti i modelli hanno tallone, piede e punta rinforzati. Trama di maglia aperta a rete o liscia



| Misure       | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|--------------|----|----|----|----|----|
| corto, lungo |    |    |    |    |    |

## • Calze terapeutiche

### Indicazioni

Edema post-traumatica, varicosità, insufficienze venose, teleangectasie, post-intervento di stripping venoso.

Calze di 1°, 2° e 3° classe di compressione sottili, eleganti e di facile indossabilità.

Modelli forniti nelle versioni:

- Gambaletto
- Autoreggente
- Collant
- Monocollant



| Misure       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---|---|---|---|
| corto, lungo |   |   |   |   |   |

## • Calze terapeutiche per il trattamento dell'ulcera venosa

### Indicazioni

Calze terapeutiche per il trattamento dell'ulcera venosa. Il kit è costituito da un paio di sottocalze innovative a punta chiusa non compressive, brevettato, che consentono di indossare con estrema facilità le calze a punta aperta di 2° classe di compressione. Comfort particolarmente piacevole e naturale, anche la sottocalza si adatta in modo anatomico alla conformazione della gamba.



| Misure       | S | M | L |
|--------------|---|---|---|
| corto, lungo |   |   |   |

## • Calze a compressione elastica decrescente per la profilassi della trombosi

- Gambaletto (uomo - donna)
- Calza a coscia
- Collant
- Mono collant con cinturino in sintetico o cotone

### Indicazioni

Tutte le situazioni che aumentano il rischio di una tromboembolia venosa: interventi chirurgici (specialmente addomino-pelvici ed ortopedici), fratture o traumi agli arti inferiori, su consiglio medico.



| Misure                          | S | M | L | XL |
|---------------------------------|---|---|---|----|
| Mod. corto e lungo              |   |   |   |    |
| Versione PLUS                   |   |   |   |    |
| per polpacci e cosce maggiorati |   |   |   |    |

## • Infila calze

### Indicazioni

Pratico supporto per indossare con facilità calze e collant terapeutiche con punta aperta o chiusa. Di semplice utilizzo per le sue ottime caratteristiche di estrema maneggevolezza, è molto efficace e diventa un supporto insostituibile per chiunque porti calze e collant terapeutiche.



EASY-SLIDE

| Misure | XS | S | M | L | XL |
|--------|----|---|---|---|----|
|--------|----|---|---|---|----|

## • PRESSOTERAPIA

### Indicazioni

Apparecchio per pressoterapia a 4 camere di compressione ideale per un utilizzo domiciliare, grazie alla continua azione di gonfiaggio / sgonfiaggio favorisce la circolazione negli arti e aiuta il metabolismo. Utilizzabile per arti superiori, addome e arti inferiori.

N.B.: i dispositivi per il trattamento vanno richiesti specificatamente per ogni tipo di zona da trattare.

Pressione impostabile: 20÷300 mmHg  $\pm$  10%

Tempo di terapia impostabile: 0÷30 minuti

Consumo max: 25 W


Alimentazione: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Corrente: 0,2 A

Peso: 2 Kg

Dispositivo medico di classe IIa (CE0476 in accordo con MDD 93/42/EEC).

LYMPHO 4 TOT



**N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento**

### •Mio Vein - Stimolazione venosa

#### Indicazioni

Risulta particolarmente indicato in caso di malattie venose o in situazioni a rischio di insorgenza di disturbi venosi.

Importante strumento di supporto domiciliare nel trattamento delle problematiche venose.

#### DOTAZIONE:

- Elettroterapia FES con display grafico
- 2 cavi di connessione elettrodi a 2 derivazioni
- 4 elettrodi pre-gellati
- Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- Caricabatterie
- Clip di aggancio alla cintura
- Manuale d'uso
- Borsa per il trasporto

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elettroterapia combinata a 2 canali indipendenti
- Programma FES preimpostato
- Intensità massima 60 mA
- Larghezza d'impulso 30-240 s
- Display retroilluminato
- Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- Funzionamento con batteria interna ricaricabile
- Dispositivo medico certificato CE0476



## STASI VENOSA: UNA MALATTIA SOCIALE

La stasi venosa consiste in un rallentamento della circolazione del sangue attraverso il sistema venoso dalla periferia verso il cuore.


La ragione si trova molto semplicemente nella postura eretta dell'uomo e nella forza di gravità che rendono più difficile il ritorno venoso. È solo il tono delle vene e la spinta che proviene dalla muscolatura del polpaccio a fare in modo che il flusso non si inverta e raggiunga quindi il cuore.

Quest'azione può essere paragonata a quella di una spugna che viene spremuta mentre si cammina e funziona quindi come una pompa, un propulsore che spinge in su il sangue.


In presenza di stasi venosa crampi notturni, dolori muscolari, pesantezza, stanchezza e parestesia degli arti inferiori sono i sintomi più comuni; tali sintomi peggiorano quando si mantiene la postura eretta o mentre si cammina, mentre diminuiscono con il riposo o tenendo le gambe elevate.

La terapia elastocompressiva rappresenta uno dei possibili trattamenti nella cura della stasi venosa. A fine giornata però, quando arriva il momento di togliere le calze elastiche o specifiche fasciature,

possono comparire dolore, stress muscolare, formicolio come conseguenza della prolungata compressione degli arti. È in questo momento che può iniziare una utile terapia integrativa attraverso l'uso del Mio-Vein.



La deambulazione, per effetto della pompa muscolare che “spreme” il sangue verso il cuore, favorisce il ritorno venoso. Questo accade in condizioni normali con vene sane, valide nelle loro pareti e nelle loro valvole.



Quando le pareti delle vene si sfiancano e le valvole non tengono più, il sangue rallenta e ristagna (stasi venosa) fino ad arrivare all'inversione della circolazione venosa.

Mio-Vein attiva la contrazione dei muscoli del polpaccio che promuovono la compressione delle vene superficiali e profonde e quindi facilitano la spinta del sangue verso il cuore.



## MATERASSI

LATTICE  
TRIO BUGNATO  
ERGOMEMORY FORATO  
LATEX FORMA  
MOLLE INSACCHETTATE  
MOLLE INSACCHETTATE BOX  
EXTRALANA BOX  
SUPER BOX  
SANITARIO LANA  
ANALLERGICO SANITARIO  
RIPOSO BOX  
SOGNO COTONE  
SPECIAL BOX  
SPRINT BOX  
GOMMA LANA E SOTTOVUOTO  
BABY  
IGNIFUGO MOLLE  
IGNIFUGO ESPANSO

## RETI

ORTOPEDICA MAGLIAGRECA  
ART. 13S  
ART. 6S  
ART. 48S  
ART. 24S  
ART. 18S  
ART. 22S  
BRANDINE  
ART. 13S CASTELLO  
ART. 24S LETTINO  
ART. 13S ESTRAIBILE  
ART. 48SCC  
ART. 24SCC  
ART. 20SCC  
ART. 22SCC  
RETE STUDIO  
RETE OPTIMA  
RETE EVEREST

## ACCESSORI

GUANCIALI  
COPRIMATERASSI  
COPRIGUANCIALI - COPRIRETE - MANIGLI

ARTO  
INFERIORE

## • MATERASSO ANALLERGICO EXTRA

## Indicazioni

STRUTTURA INTERNA: Lastra in poliuretano espanso DS 30 - H. 18 cm. Traspirante anallergico, versione rigida e morbida. Non contiene molle.

## • MATERASSO LATTICE

## Indicazioni

STRUTTURA INTERNA: Lastra in 100% Lattice bialveolato a 7 zone differenziate. Elastico e indeformabile, anatomicamente perfetto. Traspirante ed anallergico. Adattabile ad ogni parte del corpo.

## • MATERASSO LATEX

## Indicazioni

STRUTTURA INTERNA: Memory Foam DS 65Kg al m3. Colore neutro H. 9 cm. Lattice DS media colore neutro H. 11 cm. Versione Firm. Sagomatura a zone.

qualche esempio:



**N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento**

## • Collare

### Indicazioni

*Curativo:* torcicollo, riadattamento dopo collare rigido o minerva. *Preventivo:* indossare durante lunghi tragitti (macchina, treno, aereo, ecc...).

### Caratteristiche

Collare cervicale di media densità, per sostegno leggero, non regolabile in altezza. Permette di mantenere la cervicale in posizione neutra.

Collare di forma ergonomica, curvato al livello del mento. Struttura in spugna, rivestita in Jersey puro cotone (igiene), chiusura a velcro.

CLC100



| Misure | 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---|---|
|--------|---|---|---|

## • Collare Miami bambino

### Indicazioni

*Innovativo collare studiato appositamente per bambini fino a 12 anni.*

### Caratteristiche

Ottimale immobilizzazione della colonna cervicale. L'imbottitura in materiale antidecubito, che assorbe l'umidità, garantisce un'ottima tollerabilità. Apertura tracheale e larga imbottitura per l'appoggio sternale



| Misure | I   | II  | III  |
|--------|-----|-----|------|
| anni   | 0-2 | 2-6 | 6-12 |

## • Immobilizzatore di clavicola

### Indicazioni

Fratture della clavicola con o senza spostamento, lussazione acromio-clavicolare.

### Caratteristiche

Cinghia acromio clavicolare con attacco dorsale con sistema a velcro. Cinghie che permettono il sostegno regolabile della trazione. Le spalline morbide assicurano un ottimo confort.



| Misure | 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---|---|
|--------|---|---|---|

## • Supporto per braccio

### Indicazioni

Immobilizzazione post-operatorio o post-traumatico della spalla e dell'avambraccio. Contenzione facile in tutti i casi in cui si necessita una mobilità ridotta dell'arto superiore (trauma di spalla o di gomito).

### Caratteristiche

Supporto in tessuto con motivi colorati (misto cotone).

Facile da indossare grazie alla chiusura a clip.

Modello bilaterale.

Può essere indossato in combinazione con un gesso.



| Misure | 1 | 2 |
|--------|---|---|
|--------|---|---|

## • Immobilizzatore

### Indicazioni

Traumatologia dell'arto superiore.

### Caratteristiche

Supporto di contenzione e immobilizzazione dell'arto superiore, composto da sostegno di braccio con cinghie integrate e di una cinghia d'immobilizzazione amovibile. Struttura in schiuma raddoppiata di tessuto spugna. Design polivalente, permette di usarlo come sostegno di spalla o di braccio. Il posizionamento delle cinghie permette di evitare qualunque pressione cervicale. Modello biliaterale.



| Misure | 1 | 2 |
|--------|---|---|
|--------|---|---|

## • Polsiera

### Indicazioni

Distorsioni del polso (trattamento funzionale), tendiniti e tendinopatia del polso, utilizzo post-operatorio.

### Caratteristiche

Ortesi di polso per il sostegno dell'articolazione, ottimo comfort, pollice libero, chiusura a velcro, asta sagomata amovibile.



| Misure            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---|---|---|---|
| Destra - Sinistra |   |   |   |   |


## • Divaricatore a telaio tipo “Milgram” ad ampiezza registrabile

### Indicazioni

Corregge le patologie neo-natali legate alla lussazione delle anche. Il dispositivo serve a correggere la fuoriuscita dell'articolazione coxofemorale dalla sua sede naturale permettendo così la correzione del difetto. In alcuni modelli l'angolo di apertura delle gambe può essere regolato e fissato meccanicamente sulla base di esigenze specifiche.

### Caratteristiche

Divaricatori a mutandina con armatura in acciaio o alluminio plastificato (tipo milgram) rivestito in polietilene e materiale morbido con cinghie di chiusure a strappo.



| Misure | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
|--------|----|----|----|----|----|----|
|--------|----|----|----|----|----|----|

## • Divaricatore d'anca fisso a mutandina

### Indicazioni

Corregge le patologie neo-natali legate alla lussazione delle anche. Il dispositivo serve a correggere la fuoriuscita dell'articolazione coxofemorale dalla sua sede naturale permettendo così la correzione del difetto. In alcuni modelli l'angolo di apertura delle gambe può essere regolato e fissato meccanicamente sulla base di esigenze specifiche.

### Caratteristiche

Divaricatori a mutandina con armatura in acciaio o alluminio plastificato (tipo milgram) rivestito in polietilene e materiale morbido con cinghie di chiusure a strappo.



| Misure | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|--------|----|----|----|----|----|----|
|--------|----|----|----|----|----|----|

## • Ortesi dinamica, con controllo variabile e regolabile dell'abduzione

### Indicazioni

Displasie dell'anca nelle paralisi cerebrali infantili.

### Caratteristiche

Ortesi dinamica, con controllo variabile e regolabile dell'abduzione. Grazie alle regolazioni programmabili delle sue semplici e sicure articolazioni, consente un'ampia varietà di movimenti. Inoltre l'apparecchio può essere adattato progressivamente in riferimento ai progressi terapeutici ed all'accrescimento del bambino.



| Misure | 1° | 2° | 3° | 4° |
|--------|----|----|----|----|
|--------|----|----|----|----|

## • Ginocchiera femoro-rotuleo

### Indicazioni

Ideata per alleviare i dolori acuti della parte anteriore del ginocchio o dei dolori cronici.

Supporto nei casi di instabilità rotulea, sublussazione laterale o cattivi allineamenti rotulei.

### Caratteristiche

Ginocchiera poco voluminosa e leggera (gr. 255).

Cuscinetto interno per la trazione alla rotula.

La fascia biforcata, trazona dinamicamente la rotula per l'allineamento corretto.

Tessuti micro ventilati in "Breath-o-prene", traspirante antibatterico e ipoallergenico.

Articolazioni semi-flessibili integrati, per un controllo medio/laterale.

Ancoraggio indipendente dei cinturini a livello del polpaccio e della coscia, per prevenire la rotazione del tutore.



|               |                                                                                                                                                                 |                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Misure</b> | Misurare la circonferenza della coscia 15 cm sopra al centro della rotula. Misurare anche la circonferenza del ginocchio e del polpaccio (nel punto più largo). |                         |
|               | <b>Giro coscia</b>                                                                                                                                              | <b>XS</b><br>33 - 39 cm |

## • Ginocchiera

### Indicazioni

Patologie rotulee e legamentose, utilizzo post-operatorio, protezione dell'articolazione lesa o esposta, instabilità latero-mediale, immobilizzazione del ginocchio in estensione o leggera flessione.

### Caratteristiche

Ginocchiera non articolata con alloggiamento rotuleo, chiusura a velcro, aste laterali modellabili e amovibili, asta posteriore recurvata per aumentare la rigidità e modellabile per la regolazione in leggera flessione.

Modello ambidestro.



| Misure                  | 1                              | 2                          |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Distanza centro rotulea | 10 cm (a)<br>9 cm (b)          | 12 cm (a)<br>11 cm (b)     |
| Circonf. sopra rotulea  | 23,5 cm (min)<br>25,5 cm (max) | 26 cm (min)<br>29 cm (max) |
| Circonf. sotto rotulea  | 21,5 cm (min)<br>23,5 cm (max) | 24 cm (min)<br>27 cm (max) |
| Lungh. ginocchiera      | 19 cm                          | 23 cm                      |

## • Cavigliera

### Indicazioni

Ideale per distorsioni gravi della caviglia, instabilità croniche e propriocezione.

### Caratteristiche

Fornisce stabilità alla caviglia minimizzando le rotazioni.

I cuscini in Floam creano una compressione uniforme e il floam non avendo memoria, permette di evitare le pressioni sulle escrescenze ossee come i malleoli.

Modello ambidestro.



MisurA

UNICA

## • Cavigliera

### Indicazioni

Instabilità cronica, traumi, distorsione di caviglia.

Particolarmente adatto allo svolgimento di attività sportive.

### Caratteristiche

Guscio semirigido con celle ad aria imbottite in schiuma che assicurano compressione, mantenimento e prevenzione di inversioni e eversione.

Fascia anteriore incrociata e fascia elastica integrata sul piede e sulla tibia, per un'ottima stabilità.

Applicazione e regolazione facilitata grazie alla concezione "step-in-design" (la cavigliera si infila come un calzino).

Destro o sinistro (da specificare).



Misure

misura piede

dal n. 30 al n. 34

## • Cavigliera

### Indicazioni

Trattamento delle lassità dei legamenti, distorsioni della caviglia, instabilità articolare, traumi, utilizzo post-operatorio.

### Caratteristiche

Ortesi di caviglia che assicura stabilità all'articolazione, valve sagomate anatomicamente, rigide, bilaterali, imbottitura morbida che crea una compressione, uniforme sul segmento d'arto interessato, limita l'inversione, l'eversione e la rotazione, non limita la flessione plantare e dorsale, favorisce la propriocezione.

Chiusura a velcro.

Modello ambidestro.



Misure

1

2

Altezza

11 cm

13 cm

## • Stivale pneumatico

### Indicazioni

Fratture stabili della gamba, caviglia o piede, distorsione grave della caviglia, post-operatorio.

### Caratteristiche

Stivale che offre una combinazione di sostegno e di compressione favorendo la riduzione degli edemi e la guarigione della frattura.

Grazie al rivestimento di schiuma e alle celle d'aria, la marcia è confortevole.

Il guscio semirigido è rivestito di 4 celle d'aria: mantenimento pneumatico, confort e protezione.

Equilibrio contro laterale.

Aerazione della gamba e del piede.



Misure

misura piede

fino al n. 35

## • Stivale

### Indicazioni

Indicato per distorsioni gravi di caviglia, fratture del 1/3 inferiore della gamba, fratture di caviglia.

La versione corta è più indicata nelle bunionectomie, fratture del metatarso e ferite del piede e dell'avampiede.

### Caratteristiche

Stivale con suola larga per maggior confort e stabilità.

La concezione della suola favorisce la marcia, riduce le pressioni plantari, assorbe meglio gli impatti e migliora il confort del paziente.

Il design del rivestimento, senza cuciture posteriore, non crea nessun fastidio in post-operatorio.

Disponibile versione lunga e corta.



| Misure         | S  | M  | L  | XL |
|----------------|----|----|----|----|
| calzata scarpa | 22 | 25 | 28 | 32 |

## • Tutore Bebax per il trattamento delle malformazioni congenite

### Indicazioni

Metatarso varo-addotto-supinato. Trattamento di mantenimento nel post-operatorio. In tutte quelle malformazioni congenite o strutturali in cui la tibio-tarsica sia riconducibile ad una posizione di 90°.

### Caratteristiche

Bebax è una scarpina ortopedica realizzata per controllare l'avampiede in relazione al retropiede rappresentando così la più grande innovazione nel trattamento delle malformazioni congenite del piede nella prima infanzia (metatarso varo, piede talo, piede talo valgo, piede varo, piede valgo, ecc.). La separazione strumentale della parte anteriore e posteriore del piede unite da un perno multidirezionale programmabile, consente di regolare la posizione dell'avampiede su tre piani: verticale, orizzontale, obliquo.



| Misure            | 7-1/2 | 8 | 8-1/2 | 9 | 9-1/2 | 10 | 10-1/2 | 11-1/2 | 12-1/2 | 13-1/2 |
|-------------------|-------|---|-------|---|-------|----|--------|--------|--------|--------|
| destro - sinistro |       |   |       |   |       |    |        |        |        |        |

## • Scarpetta "IPOS"

### Indicazioni

Ortesi per il trattamento del piede torto con correzione dinamica.



| Misure            | 7-1/2 | 8 | 8-1/2 | 9 | 9-1/2 | 10 | 10-1/2 | 11-1/2 | 12-1/2 | 13-1/2 | 14 | 14-1/2 | 15 | 15-1/2 | 16 | 16-1/2 |
|-------------------|-------|---|-------|---|-------|----|--------|--------|--------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
| destro - sinistro |       |   |       |   |       |    |        |        |        |        |    |        |    |        |    |        |


## • DOCCIA PONSETI CON BARRA DI MITCHELL

### Indicazioni

Neonati e bambini con un piede equino congenito o piede torto

### Caratteristiche tecniche Barra Divaricatrice:

Questa barra è realizzata in una lega leggera di alluminio con un correttore in plastica munito di due viti che ne consentono una facile quanto sicura regolazione. La barra divaricatrice fissa, consente il posizionamento del piede secondo 3 parametri: dorsiflessione del piede (15°); Larghezza regolabile (ABD, ADD); Angolo di rotazione esterna/iunterna (20° rotazione interna - 90° rotazione esterna).



| Taglia                               | lung min | lung max |
|--------------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> Extra Short | cm 17.3  | cm 25.0  |
| <input type="checkbox"/> Short       | cm 20.0  | cm 30.0  |
| <input type="checkbox"/> Long        | cm 23.5  | cm 37.8  |

## Caratteristiche tecniche AFO Mitchell:

Questi tutori AFO sono stati disegnati secondo un particolare design e realizzati con materiali di alta qualità non tossici che garantiscono alla perfezione il mantenimento della correzione programmata ed impostata sulla barra di divaricazione a cui questi AFO vengono collegati.



☐ sn ☐ dx

| Taglia                             | lung. cm | largh. cm | Taglia                      | lung. cm | largh. cm |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Premie 1* | 6.5      | 2.5-4.0   | <input type="checkbox"/> 4  | 12.5     | 4.7-7.0   |
| <input type="checkbox"/> Premie 2* | 6.9      | 3.0-4.5   | <input type="checkbox"/> 5  | 13.5     | 4.8-7.0   |
| <input type="checkbox"/> 0000      | 7.3      | 3.3-4.8   | <input type="checkbox"/> 6  | 14.5     | 5.0-7.5   |
| <input type="checkbox"/> 000       | 7.8      | 3.0-5.5   | <input type="checkbox"/> 7  | 15.5     | 5.5-8.0   |
| <input type="checkbox"/> 00        | 8.3      | 3.0-5.5   | <input type="checkbox"/> 8  | 16.5     | 6.7-8.2   |
| <input type="checkbox"/> 0         | 9.0      | 3.0-6.0   | <input type="checkbox"/> 9  | 17.5     | 7.0-8.5   |
| <input type="checkbox"/> 1         | 9.5      | 3.5-6.0   | <input type="checkbox"/> 10 | 18.5     | 7.4-8.9   |
| <input type="checkbox"/> 2         | 10.5     | 3.8-6.5   | <input type="checkbox"/> 11 | 19.5     | 7.7-9.2   |
| <input type="checkbox"/> 3         | 11.5     | 4.5-7.0   | <input type="checkbox"/> 12 | 20.5     | 8.0-9.5   |

\* sistema completo (barra+Afo) barra inserita permanentemente nell'Afo

- **Stampella con appoggio antibrachiale o sotto-ascellare e puntale di appoggio regolabile nella parte inferiore e superiore, anche con ammortizzatore**



- **Tripode/quadripode regolabile in altezza con maniglia o appoggio antibrachiale**



## • Mio Care - Fitness

Apparecchio a 2 canali, indicato per la famiglia: utile per il dolore, la bellezza, in grado di rispondere alle esigenze dello sportivo. 55 PROGRAMMI con oltre 500 applicazioni

### DOTAZIONE

- Elettrostimolatore TENS ed EMS con display grafico
- 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- elettrodi adesivi pregellati
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica caricabatterie
- clip di aggancio alla cintura
- borsa morbida per la custodia del prodotto
- manuale d'uso e manuale delle posizioni
- borsa per il trasporto

### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata;
- funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni toniche e fasiche, massaggio profondo);
- tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
- istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
- funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
- display retroilluminato;
- intensità massima 200 mApp;
- dispositivo medico certificato CE0476.



- Piani trattamento patologie e personal trainer nel manuale
- Programmi settimanali per l'aumento della forza
- Indicazione automatica per l'aumento dell'intensità

I micro impulsi di MIO-CARE FITNESS agiscono direttamente sul nervo motore del muscolo garantendo la massima efficacia e precisione. In modalità asincrona MIO-CARE FITNESS grazie alla stimolazione in sequenza dei due canali consente di agire efficacemente con programmi di lipolisi, agonista-antagonista, contrazioni toniche e fasiche, massaggio profondo.

### STIMOLAZIONE ALTERNATA SUI DUE CANALI

L'apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui due canali in modo da produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali. Questa caratteristica ne consente un uso efficace in ambito estetico per la lipolisi ed in ambito sportivo per l'allenamento di muscoli agonisti ed il massaggio sequenziale.

La grande potenza che l'apparecchio riesce a generare, ne consente l'uso anche agli sportivi più esigenti.

## • Cyclette da camera

### Caratteristiche tipo

Display: LCD

Dati visualizzati: Velocità, tempo, distanza, odometro, calorie approx., pulsazioni, scan

Cardiofrequenzimetro: Palmare

Resistenza: Magnetica, regolabile manualmente su 8 posizioni

Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera

Movimento centrale: Fauber one way

Peso max utilizzatore: 110 Kg

Dimensioni (lunghezza.larghezza.altezza):

86 x 57 x 129 cm

Tipo di impiego: media intensità



***N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento***

## • Cyclette da spinning

### Caratteristiche tipo

Display: LCD optional

Dati visualizzati: velocità, distanza parziale, distanza progressiva, tempo, calorie approx., pulsazioni

Cardiofrequenzimetro: A lobo (optional)

Altre: Regolazione di precisione, con freno emergenza

Resistenza: pattini in feltro - laterali; regolazione manuale micrometrica

Trasmissione: Catena, ruota fissa

Peso volano: 19,5 Kg +/- 10%

Peso max utilizzatore: 130 Kg

Dimensioni (lunghezza.larghezza.altezza): 130x52x112 cm

Tipo di impiego: alta intensità



***N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento***

## • Vogatore

### Caratteristiche tipo

Sistema di resistenza magnetica regolabile su 8 posizioni

Peso volano 7Kg.

Peso massimo utilizzatore 120 kg

Rilevamento pulsazioni, misurazione delle pulsazioni palmare

Display monitor retroilluminato

Funzioni visualizzate: velocità, RPM (giri al minuto), tempo, calorie, distanza, watt e pulsazioni.

Dimensioni: 192 x 60 x 49 cm

Peso 40 Kg



***N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento***

## • Ellittica

### Caratteristiche tipo

Sistema di resistenza magnetica

Bracci mobili con 5 posizioni personalizzabili per allungare/abbreviare il passo

Pedali regolabili a 5 posizioni

Programmi 6 profili di allenamento con 16 livelli di intensità e 1 percorso personalizzato

Programmi di controllo: 3 programmi di controllo della frequenza cardiaca, grassi corporei e livello fisso di potenza.

Rilevamento delle pulsazioni, misurazione palmare

Schermo Monitor LCD

Funzioni visualizzate: velocità, tempo, RPM, calorie, distanza, pulsazioni.

Rotelle per il trasporto

Peso 48 kg

Peso volano 7 kg

Peso massimo utilizzatore 100 kg

Dimensioni:

Lunghezza 119 cm

Larghezza 67 cm

Altezza 154 cm



***N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento***

## • Tapis roulant

### Caratteristiche generali

Display: LCD

Programmi pre-impostati

da ... a ... variazione della velocità

Cardiofrequenzimetro: palmare o con fascia dorsale

Potenza in continuo da 1,5 Hp a 3Hp

Velocità da 1 a 16 Km/h

Inclinazione: Manuale o elettrica

(Regolazione della velocità e della inclinazione: Comandi sui corrimano)

Ammortizzazione: Elastomeri

Superficie di corsa: 40x120 cm

Peso max utilizzatore: da ... a ... Kg



***N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento***

## • Ministepper

### Caratteristiche tipo

Dati visualizzati: Conta step, tempo

Resistenza: pistoncini a olio

Dimensioni:

Lunghezza 47 cm

Larghezza 34 cm



***N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento***

## • Taping

Tape elastico con **caratteristiche specifiche in termini di elasticità, densità, tensione, ritorno elastico, peso e trama.**

Il cerotto se correttamente applicato (esistono per questo diversi livelli di formazione) è in grado di enfatizzare gli effetti del trattamento riabilitativo e di conservarlo efficacemente tra un trattamento e l'altro essendo in grado di essere indossato per 24 ore al giorno per più giorni consecutivamente.


Attualmente è utilizzato in Ospedali, Cliniche, Università, Società sportive professionistiche e non.



Il Tape consente di ottenere effetti terapeutici producendo una stimolazione del tessuto cutaneo attraverso il suo particolare e unico coefficiente di elasticità.

E' in grado di seguire il paziente in tutti i momenti dell'iter riabilitativo, dalla fase acuta al completamento della rieducazione funzionale, durante la fase cronica e, con alcune applicazioni, anche per la prevenzione dell'infortunio e del trauma.

L'uso del taping risulta quindi non solo possibile in combinazione con altre tecniche riabilitative come la terapia manuale, l'esercizio terapeutico, la crioterapia, l'idroterapia, la massoterapia, la terapia fisica, ma addirittura utile e consigliabile per potenziarne gli effetti terapeutici.



La parte coperta dal tape forma delle convoluzioni sulla pelle, aumentando così lo spazio interstiziale. Il risultato è una riduzione della pressione e dell'irritazione sui recettori neurali e sensoriali, alleviando il dolore.



## • Pedaliera elettrica

### Caratteristiche

Comando a distanza con computer di bordo, velocità regolabile

Tempo impostabile

Pedalata in avanti, pedalata indietro

Fissaggio pedali o maniglie facilitati

Raggio di pedalata regolabile

Protezione sovraccarico motore con arresto automatico

Funzione contagiri, conta calorie, conto alla rovescia

Funzionamento con pedali o maniglie

Funzione allenamento pre impostato (auto)

Dati e funzioni visualizzate sul display elettronico

Supporti di base forati per posizione verticale apparecchio

Maniglione superiore



## • Pedaliera

### Caratteristiche

Struttura in acciaio verniciato.

Manopola per regolare l'intensità dello sforzo. Piedini antiscivolo in gomma.

Pedali in materiale plastico con fibbie regolabili.

Peso: 2,7 kg



## • Pedaliera con ventose

### Caratteristiche

Pedaliera per la riabilitazione in acciaio verniciato con ventose per il fissaggio a pavimento o altra superficie. Manopole per l'utilizzo con arti superiori. Pedali in materiale plastico con fibbie regolabili per l'utilizzo con arti inferiori. Manopola per regolare l'intensità dello sforzo. Regolazione degli assi in diverse posizioni: paralleli, allineati, a 45°, a pendolo, ecc.



## • Magnetoterapia a bassa frequenza

### Indicazioni

Apparecchio semplice da utilizzare che favorisce il buon esito della terapia, con software che mantiene in memoria l'ultimo programma eseguito ed il tempo che è stato impostato, ed una fascia elastica che contiene e mantiene al suo interno i solenoidi necessari alla terapia. I diversi occhielli posti sul retro della fascia terapeutica e la cintura elastica permettono di applicare la fascia stessa a qualunque parte del corpo in modo semplice e sicuro.

### Caratteristiche

Apparecchio per magnetoterapia con display retroilluminato dotato di un cavo a tre solenoidi. Secondo cavo per magnetoterapia opzionale a tre solenoidi. Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato. Tastiera con comandi semplici ed intuitivi. Personalizzazione trattamenti con la possibilità di selezionare il tempo di trattamento fino a 59 ore e 59 minuti. Mantenimento della memoria dell'ultimo programma eseguito. Intensità massima del campo magnetico di 150 Gauss per canale ripartita sui 3 solenoidi. 20 programmi impostati per le varie patologie. 6 programmi a selezione di frequenza: si sceglie non la patologia ma la frequenza (quella consigliata dal medico), si imposta il tempo e si esegue il programma. Dispositivo medico certificato CE0051.





## Disponibile anche magnetoterapia con accessori ad alta frequenza

## • Materassino per trattamenti di magnetoterapia a bassa frequenza

### Caratteristiche

composto da 4 settori (2 attivi, 2 passivi) tenuti insieme tramite velcro. Grazie ai solenoidi professionali i settori attivi garantiscono la biostimolazione mentre i 2 passivi creano la superficie per distendersi.

- dimensioni singolo settore: 40x65 cm;
- dimensioni materasso completo: 65x160 cm;
- 2 settori attivi (3 solenoidi per ciascun settore, totale di 6 solenoidi) e 2 settori passivi (non vi è il cavo con i solenoidi);
- settori attivi componibili secondo le esigenze terapeutiche;
- 2 cavi di collegamento;
- compatibile solo con i modelli indicati nel prodotto



singolo settore

## • Ultrasuonoterapia + TENS

### Indicazioni

Concilia, in un unico ed ergonomico manipolo, un'apparecchiatura TENS ed un apparecchio per ultrasuonoterapia. Può essere utilizzato in maniera separata per la terapia del dolore o per le applicazioni tipiche dell'ultrasuono da 1 MHz (trattamento in profondità dei tessuti), ed in modalità combinata, amplificando straordinariamente gli effetti di entrambi i trattamenti quando eseguiti separatamente.

### Caratteristiche

#### 15 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Programma ultrasuonoterapia 1 MHz con potenza massima di 4W

Terapia combinata ultrasuono ed elettrostimolazione

- Intensità massima sulla superficie  $1\text{W}/\text{cm}^2$
- Elettrostimolatore intensità massima 80Vpp
- Programmi TENS (frequenza  $2\div 150\text{ Hz}$ , larghezza d'impulso  $50\div 250\text{ }\mu\text{s}$ )
- 7 programmi combinati ultrasuono+elettroterapia
- 7 programmi elettroterapia
- Fascio ultrasonico collimato a 5 livelli di intensità per una ottimale penetrazione dei tessuti
- Superficie testina  $5\text{ cm}^2$
- Dispositivo medico certificato CE0476



## • Pulsossimetro

### Indicazioni

Strumento molto importante per misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue ed il ritmo cardiaco. Il suo utilizzo è davvero semplice ed intuitivo. Può essere utilizzato ovunque per monitorare funzioni fisiologiche: ospedali, cliniche, centri medici, pronto soccorsi, dentisti, a domicilio.

### Caratteristiche

Rilevazione del grado di saturazione di ossigeno nel sangue, rilevazione del battito cardiaco, display OLED a 2 colori, regolazione della luminosità a 10 livelli, indicazione  $\text{SpO}_2$ , battito, barra delle pulsazioni e pletismogramma, 6 orientamenti differenziati del display per una migliore lettura, auto-spegnimento se dito non inserito, allarme di indicazione di batteria bassa, adatto per ampia gamma di dimensioni del dito (da pediatrico all'adulto), dispositivo medico CE0123, peso 28 grammi escluse batterie.



## • Sfigmomanometro digitale da braccio

### Caratteristiche

Preciso, affidabile e di facile lettura, con visualizzazione automatica dello stato di salute

- Ampio Display LCD con visualizzazione simultanea dei valori sistolici/diastolici, pulsazioni
- Intervallo valori: Pressione: 0mmHg~299mmHg Pulsazioni: 40~199 battiti/min
- Precisione: Pressione:  $\pm 3$ mmHg; Pulsazioni:  $\pm 5\%$
- Valore medio delle ultime 3 misurazioni
- Funzione IHB (allarme battito irregolare)
- Indicatore di classificazione dei valori
- Classificazione WHO (Visualizzazione automatica dello stato di salute del paziente grazie alla barra colorata)
- Data e ora
- 90 memorie
- Alimentazione: 4 batterie alcaline di tipo AAA incluse
- Autospegnimento

TRAVELKIT



## • Bilancia pesa persone digitale slim in vetro temperato

### Caratteristiche

Pedana serigrafata in vetro temperato. 4 sensori di precisione strain gauge. Accensione automatica con il tocco del piede

Portata: 180 KG

Divisione: 1 KG

Selezione kg/lb


Indicatore batterie scariche

Indicatore di sovraccarico

spessore: 18mm

Peso: 1,5Kg

MD586



## • Bilancia pesa persone analogica

### Caratteristiche

Pesapersona meccanica di precisione, orologio ampio di facile lettura, struttura interamente in metallo con tappetino in gomma, robustissima.

dotata di regolazione dello zero (tara).

750



## • Aerosol

### Indicazioni

Efficace per il trattamento delle affezioni alle basse vie respiratorie (asma bronchiale, bronchiti croniche, enfisema polmonare e fibrosi cistica).

Consente la cura delle affezioni alle alte vie respiratorie ed il lavaggio fisiologico e/o il lavaggio terapeutico (con l'aggiunta di farmaci) delle cavità nasali. In particolare, Rinowash produce un getto di soluzione micronizzata che diretto nelle cavità nasali favorisce l'idratazione e la fluidificazione del muco e del catarro, e la sua rimozione.



## • Collare a componente doppia

### Caratteristiche

In polietilene con rivestimento lavabile in EVA. Piccoli fori permettono una adeguata traspirazione. Foro tracheale. Mentoniera anatomica removibile. Chiusura regolabile in velcro. Traslucido ai raggi X. Disponibile in 5 misure contrassegnate da colore diverso della chiusura o in set da 6 pezzi in busta.



## • Fermacapo universale

### Caratteristiche

Sistema di bloccaggio universale per la testa, per tavola spinale, in schiuma espansa immersa in PVC, 2 blocchi per la testa con fori per le orecchie e 5 fermi per la fronte e il mento consentono un supporto confortevole. RDM511227



| dimensioni | A  | B  | C  |
|------------|----|----|----|
| cm         | 18 | 44 | 28 |


## • Kit steccobenda semirigido

### Caratteristiche

Kit di 3 steccobende (braccio, polso, gamba) in vinile ricoperto in nylon con borsa per trasporto.

Forniscono un supporto stabile e rigido.

Velcro regolabile per un facile utilizzo.



## • Cannule monouso

### Caratteristiche

In guedel monouso sterili in PE. Latex free.

Disponibile in 6 misure.

RDM 358399



## • Pallone rianimatore in silicone autoclavabile

### Caratteristiche

speciale SILICONE autoclavabile a 136°C. Versione per adulti: volume di ventilazione di 1700ml, valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H<sub>2</sub>O per adulti. RDM 115675



## • Maschera autoclavabile in silicone per pallone rianimatore

### Caratteristiche

Completamente realizzata in silicone trasparente per permettere un'ottima visibilità all'interno della maschera. Può essere usata con ogni tipo di pallone rianimatore e ventilatore polmonare manuale o automatico. Completamente autoclavabile. Disponibile in 3 misure per adulti e 3 pediatriche. RDM 115718



## • Maschera pocket per rianimazione bocca a bocca

Misura 4 con valvola e filtro antiriflusso. RDM 115734



## • Kit rianimazione avanzata

### Composizione:

1 pallone rianimatore in silicone autoclavabile per adulti; 1 maschera in silicone per rianimazione; 5 reservoir adulti con valvola; 3 cannule di Guedel n° 3/4/5; 1 tubo di raccordo per ossigeno; 1 valigetta per trasporto.



## • Tavola spinale

### Caratteristiche

in PE ad alta densit'. Indispensabile per la completa immobilit' del paziente nel momento del prelievo e del trasferimento. Galleggiante, integralmente impermeabile. Nella versione totalmente radiotrasparente (L: 1840mm, P: 445mm, H: 65mm) o semitrasparente (L: 1830mm, P: 420mm, H: 44mm). RDM 136311.



## • Aspiratore chirurgico portatile

### Caratteristiche

Funzionamento a batterie interne riciclabili oppure direttamente dalla rete elettrica. Per uso ambulatoriale, in emergenza e domiciliare. Trasportabile. Contenitore in metallo verniciato a polveri. Compressore di tipo a pistone. Vuotometro per la visualizzazione dell'aspirazione. Regolazione da 0 a 65cm/Hg. Vaso autoclavabile in policarbonato da 1000cc con valvola antiriflusso. Filtro antibatterico. 3 diodi luminosi per il controllo del livello di carica della batteria.

Accessorio: borsa da trasporto



borsa da trasporto

## • Kit ricambio cassetta pronto soccorso

Kit disponibili in vari allestimenti



## • Kit cassetta pronto soccorso:

- portatile
- a parete



portatile



a parete

## • Defibrillatore i-PAD CU-SP1

### Caratteristiche

Modalità di funzionamento: Semi-automatica

Tempo di ricarica al massimo di Joule:  
< 10 secondi

Tempo analisi ECG:  
< 10 secondi

Forma d'onda bifasica troncata

Step di energia di scarica Adulti: SOJ  
- 150J - 200J | Bambini: 50J - 50J - 50J

Supporto all'Utente: Indicazioni vocali dettagliate e indicazioni luminose sul dispositivo



Resistenza all'acqua: Classe IP54

Piastre defibrillazione: Adulti età >8 anni - peso > kg 25. Il Pediatrici età < 8 anni- peso < kg25.

Range impedenza: 25 -100 ohm

Numero massimo di scariche: 100 scariche - 5 anni (con batteria carica)

Derivazione: Dli

Larghezza di banda ECG: 2 - 25 Hz

Tipo di batteria : LiMnO2 (12V 4500mA) - 100 scariche

Programma di auto-test: settimanale - mensile - ad ogni utilizzo

Dimensioni 9,5 cm x 27 cm x 24 cm; Peso (batteria inclusa) 1730 gr;

Classe (93/42/EEC) Il B; Requisiti ambientali Da 0°C - so•c e %10 - % 95 umidità ;

Condizioni memorizzazione dati tra -20°ce 60°ce

Documentazione dei dati segnale ECG l evento l voce registrata

Trasferimento dati Metsis AED Software (USB/SD Card)

Windows XP- Windows Vista - Windows 7 - pentium o superiore;

Requisiti minimidel computer: Montor VGA o unità superiore - CD-ROM - driver USB - 2 GB di spazio libero sudisco.

***N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento***

## • BASTONI

Per facilitare la deambulazione

- |      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BLMC | Bastone da passeggio in <u>legno</u> con manico <u>curvo</u>                   |
| BLMT | Bastone da passeggio in <u>legno</u> con manico a <u>I</u>                     |
| BA2P | Bastone da passeggio in <u>alluminio</u> (richiudibile in 2 parti)             |
| BA3P | Bastone <u>bianco</u> pieghevole in <u>alluminio</u> (richiudibile in 3 parti) |



## • Stampella con appoggio antibrachiale o sotto-ascellare e puntale di appoggio regolabile nella parte inferiore e superiore, anche con ammortizzatore

Articolo

STA

STAMA

STAMR



## • Tripode/Quadripode

*Tripode regolabile in altezza con maniglia chiusa/aperta e con appoggio antibrachiale*

*Quatripode regolabile in altezza con maniglia chiusa/aperta e con appoggio antibrachiale*

Articolo

TRIMC/TRIMA

TRIAA

QUAMC/QUAMA

QUAA



## • Deambulatore pieghevole 4 puntali

*Deambulatore articolato con 4 puntali, regolazione della base in altezza e telaio pieghevole*

Articolo

DPA



## • Deambulatore pieghevole due ruote e due puntali

*Deambulatore con 2 ruote e 2 puntali di regolazione in altezza telaio pieghevole o smontabile*

Articolo

DRP2RM  
(maniglie regolabili)

DP2R



## • Deambulatore pieghevole su 4 ruote piroettanti

*Deambulatore scorrevole su 4 ruote piroettanti, regolazione della base in altezza telaio pieghevole*

Articolo

DP4R



## • Deambulatore pieghevole su 4 ruote piroettanti, freno a pedale

*Deambulatore 4 ruote piroettanti, freno a pedale, con ascellari, regolazione della base in altezza, telaio pieghevole*

Articolo

DFP

NOLEGGIO D



Disponibile anche in noleggio

## • Deambulatore pieghevole con freno a mano

- Deambulatore in acciaio verniciato
- Telaio pieghevole
- Scorrevole su 2 ruote piroettanti anteriori e due fisse posteriori Ø mm. 200
- Manopole anatomiche in PVC con supporto regolabile in altezza
- Freno azionabile a mano con sistema di bloccaggio per la sosta
- Sedile vassoio e cestino porta-oggetti di facile estrazione

*Deambulatore 4 ruote, 2 fisse e 2 piroettanti, a mano, tipo Rollator sedile imbottito e rivestito*

Articolo

DRFA



DFRB



DFRC



## • Carrozzina pieghevole

*Braccioli regolabili in altezza (paio)*  
*Braccioli ridotti per tavolo (paio)*  
*Dispositivo ad estrazione rapida delle ruote grandi (+ ruote da transito) (paio)*

Disponibile anche in noleggio



Articolo 039STD

NOLEGGIO C

## • Carrozzina pieghevole

*Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)*  
*Schienale prolungato in telo*  
*Braccioli regolabili in altezza (paio)*  
*Braccioli ridotti per tavolo (paio)*  
*Schienale regolabile in inclinazione*



Articolo 039SRPE

## • Carrozzina da transito pieghevole

*Braccioli regolabili in altezza (paio)*  
*Braccioli ridotti per tavolo (paio)*



Articolo 045STD

## • Carrozzina pieghevole

*Carrozzina da transito ruote 300 (schienale inclinabile e pedane elevabili)*

*Schienale regolabile in inclinazione*

*Schienale prolungato in telo*

*Pedane ad inclinazione regolabile con reggigambe regolabili in altezza (paio)*

*Braccioli regolabili in altezza (paio)*

*Braccioli ridotti per tavolo (paio)*



Articolo 045SRPE

## • Carrozzina pieghevole per passaggi stretti

*Carrozzina pieghevole (ruote sotto il sedile)*

*Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile*



Articolo 039PS

## • Montascale mobile a cingoli

**Indicazioni:**

*Consente il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina;*

**Disponibile anche in noleggio**



Articolo

MCG

**NOLEGGIO MONT**

## • Montascale mobile a ruote

**Indicazioni:**

*Consente il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina;*



Articolo

MRT

## • Rampe telescopiche

Rampe flessibili permettono incrementi di altezza e lunghezza variabili

Misure:

- **100** (da 66 a 10 cm) kg. 4,3
- **150** (da 92 a 150 cm) kg. 5,7
- **200** (da 11 a 200 cm) kg. 7,2

Larghezza interna: cm.18,2

Esterna: cm 27,9

**Portata max kg. 350**

Misure:

- **250** (da 142 a 200 cm) kg. 8,6
- **300** (da 167 a 300 cm) kg.10,1

Larghezza interna: mm.182

Esterna: mm 279

**Portata max kg. 200**



Articolo RT

## • Rampe pieghevoli

Rampe pieghevoli leggere e facili da trasportare

- Superficie antiscivolo

Misure:

- 92 cm
- 122 cm
- 153 cm
- 183 cm

Portata fino a 270 Kg



Articolo RP

- **Sedia da comodo**

*Sedia da comodo rigida, con WC*



Articolo SCWC

- **Poltrona da comodo con WC**

*Poltrona rigida, ruote 100 o 200, schienale reclinabile, WC*



Articolo  
PRWC100  
(ruote da 100)



Articolo PRWC200  
(ruote da 200)

- **Poltrona 1 motore / 2 motori**

*Poltrona ad 1 o 2 motori, elevabile a tre*



Articolo  
P1 (1 motore) - P2 (2 motori)


- Carrozzina a telaio rigido con WC

*Carrozzina ruote posteriori 600, imbottita, rigida, con o senza wc*



Articolo      CRPWC (con WC)  
CRP    (senza WC)

- Tavolo con incavo avvolgente a bordi



Articolo      GR901

- **Sedia per WC e doccia**

*Sedia per WC e doccia*

*Sedia per WC e doccia  
Ruote almeno mm.600  
con cerchio corrimano e freni*

## AUSILI PER IL BAGNO

Articolo SWCA  
(ruote da 100)



Articolo SWCB  
(ruote da 600)

- **Sedia per wc e doccia basculante**

*Sedia per WC e doccia  
regolabile in altezza  
sistema basculante  
poggiatesta*

Articolo SWB  
(ruote da 600)



- **Rialzo stabilizzante per wc**

Articolo RSWC



- **Sedile girevole per vasca**

Articolo SGV





- **Sgabello da doccia con sedile e schienale in plastica ABS**



- **Sgabello da doccia con sedile e schienale in plastica ABS**



- **Sgabello doccia con sedile in plastica ABS**



- **Sedia da trasferimento da vasca**



- **Rialzo wc con sistema di bloccaggio e braccioli imbottiti.**  
**Altezza 12,5 cm**



- **Rialzo wc confort in PVC rigido.**  
**Altezza 10 o 14 cm**



- **Rialzo wc comfort in PVC morbido**  
**Altezza 11 cm**


## MANIGLIE ERGOGRIP

Art./ Lungh. mm= A

**MAN305** 305

**MAN460** 460

**MAN600** 600





## MANIGLIA 90 GRADI

Art.

**MAN90GSN**

**MAN90GDX**



## MANIGLIA FISSA

Art./ Lungh. mm


**MANF500** 500

**MANF600** 600

**MANF700** 700


**MANF800** 800

**MANF900** 900



## MANIGLIA RIBALTABILE

- Si blocca automaticamente in posizione verticale
- Attacchi da muro in plastica con tubo in acciaio verniciato, acciaio inox verniciato o lucido



Art Lungh. mm

**MANR500** 500

**MANR600** 600

**MANR700** 700

**MANR800** 800

**N.B.: alcuni modelli e/o misure possono essere richieste in plastica, acciaio verniciato o cromato**

- Sedia da mare a 3 ruote

Articolo S&S



- Sedia da mare

Articolo SLM



- Sedia per lo spostamento sulla sabbia, sulla neve, con l'aiuto di un accompagnatore

Articolo JOB



- Sedia/deambulatore da mare

Articolo JWK



## • Ruota speciale per carrozzine


*Rendono più facile il transito sulla sabbia, sui terreni disagiati o fangosi*

**WISHCC**

*Ruota speciale per carrozzine con corrimano*

**WISHSC**

*Ruota speciale per carrozzine senza corrimano*



## • Sistema per il sollevamento per vasca da bagno

*Sollevatore per vasca da bagno con schienale reclinabile*

Articolo SOLV



- Letto ortopedico ad uno snodo regolabile manualmente

Disponibile anche in noleggio



- Letto ortopedico a due snodi regolabili manualmente

Disponibile anche in noleggio



- Letto a due snodi con comando elettrico

Disponibile anche in noleggio



- Letto a due snodi comando oleodinamico e base regolabile in altezza.

*Letto a due snodi pompa oleodinamica base regolabile in altezza.*



- Letto a due snodi con comando elettrico e base regolabile in altezza, completo di sponde, ruote, supporto per alzarsi ad innesto

*Letto a due snodi con comando elettrico e base regolabile in altezza elettronicamente, completo di sponde, ruote, supporto per alzarsi ad innesto (testate in legno)*

Disponibile anche in noleggio



## • Letto pieghevole in acciaio

### Caratteristiche

Ad uno snodo, pieghevole a valigia. Telaio in tubolare quadro verniciato. Testata rialzabile con sistema autobloccante. Rivestimento in similpelle lavabile autoestinguente. Completo di borsa per il trasporto.

Dim unità aperta: L. 1700mm x P: 610 mm x H: 720 mm

Dim unità aperta: L. 860mm x P: 130 mm x H: 610 mm

Portata massima 120Kg

Peso 15,5 Kg



## • Predellini

### Caratteristiche

Smontabili, costruiti in tubo di acciaio cromato. Pedane ricoperte con materiale plastico antiscivolo.

Predellino ad 1 gradino: volume 0.01m<sup>3</sup>\*

Portata massima 150Kg

Peso 4 Kg

Predellino a 2 gradini: volume 0.03m<sup>3</sup>\*

Portata massima 150Kg

Pesi 6,5 Kg



## • Rotoli monouso da lettino medico

### Caratteristiche

In purissima ovatta di cellulosa a 2 veli. Atossico.

Confezione da 6 rotoli. Formato 60 cm x 80 mt



LENZUOLINO 80MT

## • Asta portaflebo

### Caratteristiche

In alluminio anodizzato o acciaio inox; base in plastica pesante a 5 razze su ruote o su piedini; regolabile in altezza da 1600 a 2200mm

## • Portaflacone per asta da flebo

### Caratteristiche

In plastica e alluminio. Peso 5 Kg a gancio.



- **Sponde per letto a molla**

Disponibile anche in noleggio


Articolo SPL  
NOLEGGIO S



- **Sponde universali**

Disponibile anche in noleggio

Articolo SPU  
NOLEGGIO SU



- **Alzamalati con base o ad innesto**

*Supporto per alzarsi dal letto*

Disponibile anche in noleggio



Articolo SLB  
base a terra  
NOLEGGIO AB



Articolo SLI  
innesto per letto  
NOLEGGIO AI

- **Sollevatore mobile oleo-dinamico / o elettrico**

*Sollevatore mobile oleo-dinamico con imbragatura polifunzionale*

Articolo  
SOLO  
(oleodinamico)



*Sollevatore mobile elettrico con imbragatura polifunzionale*

Disponibile anche in noleggio

Articolo  
SOLE  
(elettrico)  
NOLEGGIO SOLE




- Tavolo per letto con molla per sollevamento automatico

Articolo TLT



- Alzacoperte smontabile

Articolo ACS



- Reggiscuscino ad inclinazione regolabile  
da 35° a 90°

Articolo  
AQ20



- Tavoletta in legno o plastica  
per trasferimenti

Articolo TTLD  
(legno dritta)




Articolo TTLC  
(legno curva)

Articolo TTPC  
(plastica curva)



- Cuscino in fibra cava siliconata




- Cuscino in gel fluido



Articolo CGF

- Cuscino in materiale viscoelastico compatto

*Cuscino in materiale viscoelastico compatto con e senza foro*



- Cuscino antidecubito anatomico

*Cuscino base anatomica fluidi automodellanti*

Articolo CFA



- Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio

Articolo CBA


Articolo ROHO



- Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati

*Cuscino bolle d'aria a settori differenziati o fluidi automodellanti*


Articolo CBASD



- **Materasso ventilato in espanso**

*Materasso 3 sezioni ventilato in espanso*


Articolo  
MVE3S



- **Materasso ventilato in espanso**

*Materasso 1 sezione ventilato in espanso*

Articolo  
MVE1S



- **Materasso in fibra cava siliconata**

Articolo  
MFC



- **Materasso in fibra cava siliconata**


*Materasso fibra cava siliconata inserti asportabili*

Articolo  
MFCIA



- **Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore**

Articolo    MAC



- Materasso ad elementi interscambiabili con compressore

*Materasso ad aria a tubi interscambiabili con compressore*

Articolo MAT



- Traversa in vello naturale

Articolo TVN



- Traversa in materiale sintetico

Articolo TMS



- Traversa in fibra cava siliconata

Articolo TFC



- Traversa a bolle d'aria a microinterscambio

Articolo  
TBA



- Protezione per tallone sintetico

Articolo  
PTS



- Protezione per tallone fibra cava siliconata

Articolo  
PTF



- Protezione per gomito sintetico

Articolo  
PBS



- Protezione per gomito fibra cava siliconata

Articolo  
PBF



- Protezione per ginocchio sintetico

Articolo  
PGS



- Protezione per ginocchio fibra cava siliconata

Articolo  
PGF



## Indicazioni: Patologie della mano

- Ideate per chi ha scarsa forza e mobilità nelle mani. Il cucchiaino orientabile presenta una sezione flessibile per poter essere piegato nell'angolazione più comoda all'utente. Grazie anche a un'impugnatura morbida ed ingrossata consente una presa più agevole aumentando l'autonomia dell'utente.

**1 VQ COLLAR (coltello)**

**2 VQ FORCORI (forchetta)**

**3 VQ CUCCORI (cucchiaino)**

**VQ CUCCHORI (cucchiaino)**



- Coltello ergonomico



Articolo VQ  
COLAME

- Coltello impugnatura angolata per verdure



Articolo  
VQ COLFRUT

## PINZA PRENSILE CON APPOGGIO POLSO

- Ultraleggera pinza prensile, utile per persone con una ridotta presa e funzionalità della mano. La pinza presenta una impugnatura con grip morbido e supporto per il polso che riduce la pressione sul braccio e sul polso stesso. Le forcelle sono rivestite di materiale antiscivolo e dotate in punta di una piccola calamita per raccogliere oggetti metallici. Presenta un gancetto per gli abiti ed è dotata di clip apposita per poter essere fissata



Articolo  
PNZ



- Impugnatura tazza/bicchiere in materiale plastico
- Ø mm 60



Articolo VQ IMPBICSCA

- 
- Bicchiere con intaglio per naso in materiale plastico
  - Capacità ml 237

Articolo VQ BICCNASO



- 
- Bicchiere con beccuccio e doppia impugnatura
  - Capacità ml 237

Articolo VQ HANDYCUP



- 
- Bicchiere ergonomico e graduato con forma scanalata e superficie ruvida
  - Capacità ml 16

Articolo VQ BICCERGO



## • AIRCAST XP DIABETIC WALKER

### Indicazioni

Trattamento delle ulcere neuropatiche in zona malleolare o podalica. Fase iniziale del Piede di Charcot.

### Caratteristiche

Tutore alto con componenti predisposti realizzato in materiale plastico leggero e resistente all'acqua. Dotato di 4 camere d'aria gonfiabili con manometro di controllo per consentire un perfetto scarico della caviglia e del piede.

Suola rigida antiscivolo "a dondolo" per facilitare il passo senza sollecitare il piede e la caviglia.

Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| Taglia     | S     | M     | L     | XL    |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Mis scarpa | 35-38 | 39-42 | 43.45 | 46.48 |

## • OPTIMA BODY ARMOR PRO TERM

### Indicazioni

Trattamento della ferita post-amputazione dell'avampiede (Lisfranc, Chopart).

### Caratteristiche

Tutore alto in termoplastico con struttura rigida dotata di due chiusure rigide a tensione regolabile ed una parte imbottita dotata di un sistema pneumatico che protegge la zona tibiale e stabilizza il piede evitando qualsiasi tipo di movimento interno.

Fondo in microporosa con battistrada antiscivolo.

Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| Taglia        | M  | L  |
|---------------|----|----|
| Lungh interna | 16 | 19 |

## • OPTIMA DIAB

### Indicazioni

Trattamento dell'ulcera diabetica plantare.

Gestione della fase di conversione da acuto a cronico del piede di Charcot.

Trattamento post-traumatico/post-operatorio.

Fratture malleolari o del tarso.

### Caratteristiche

Tutore alto con componenti predisposti con contrafforte alto termoformabile, tomaia lavabile e traspirante.

Suola rigida antiscivolo "a dondolo" per facilitare il passo senza sollecitare il piede e la caviglia.

Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| TAGLIA      | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mis. Scarpa | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |

## • PODARTIS STABIL D

### Indicazioni

Trattamento dell'ulcera diabetica plantare all'avampiede e al mesopiede. Trattamento del piede di Charcot. Trattamento post-chirurgico per artrodesi tibio-tarsica e/o sotto-astragalica.

### Caratteristiche

Tomaia priva di cuciture nei punti a maggior rischio di lesione. Contrafforte termoformabile per la stabilizzazione del retropiede con inserti laterali stabilizzanti removibili.

Allacciatura a velcro con apertura completa che facilita la calzatura e pattina anteriore imbottita per proteggere tibia e collo piede da pericolosi sfregamenti.

Suola rigida biomeccanica che facilita il passo evitando sollecitazioni a carico del mesopiede e dell'avampiede. Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| Taglia      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mis. Scarpa | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |

## • OPTIMA POST-OP

### Indicazioni

Trattamento delle ulcere diabetiche plantari, delle fratture composte a livello dei metatarsi o delle dita. Stabilizzazione dell'avampiede pre-operatoria. Post-operatorio a seguito di interventi chirurgici alle dita (anche post-amputazione). Gestione del piede controlaterale a quello lesionato in trattamento con un tutore o stivaletto gessato.

### Caratteristiche

Tutore sovra-malleolare con componenti predisposti con contrafforte alto termoformabile, tomaia lavabile e traspirante. Suola rigida antiscivolo "a dondolo" per facilitare il passo senza sollecitare il piede e la caviglia. Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| TAGLIA      | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mis. Scarpa | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |

## • PODARTIS TERADIAB

### Indicazioni

Trattamento delle ulcere diabetiche del mesopiede e dell'avampiede.

Trattamento dell'alluce valgo.

### Caratteristiche

L'altezza di 22mm facilita il mantenimento della postura fisiologica e minimizza la dismetria con l'arto controlaterale. La suola biomeccanica rigida evita iperpressioni plantari riducendo il rischio di re-ulcerazione. La chiusura a triplo velcro consente di aprire completamente la parte anteriore della calzatura e di regolarne il volume interno permettendo di alloggiare piedi gonfi o edematosi.



| Taglia      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mis. Scarpa | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |

## • OPTIMA SBI W-HEEL

### Indicazioni

Trattamento delle ulcere a livello del tallone o dell'inserzione del Tendine d'Achille

### Caratteristiche

Tutore alto con componenti predisposti dotato di fodera removibile lavabile e termoformabile con protezione tibiale bicomponente (morbido + semirigido) anch'essa removibile e termoformabile.

Suola rigida antiscivolo "a dondolo" per facilitare il passo senza sollecitare il retro piede.

Sistema di ancoraggio personalizzabile a 4 velcri.

Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| TAGLIA      | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mis. Scarpa | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |

## • OPTIMA CLHEEL

### Indicazioni

Trattamento delle ulcere o lesioni da decubito a livello del tallone. Trattamento di lesioni/traumi/ a livello del tallone o dell'inserzione del Tendine D'Achille.

### Caratteristiche

Aperto al tallone. Tomaia traspirante e lavabile.

Suola rigida antiscivolo "a dondolo" per facilitare il passo senza sollecitare il tallone.

Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| TAGLIA      | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mis. Scarpa | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |

## • PODARTIS TERAHEEL

### Indicazioni

Trattamento delle ulcere e/o delle fratture del tallone

### Caratteristiche

Tomaia aperta al tallone e priva di cuciture nei punti a maggior rischio di lesione.

Nella parte posteriore è presente un anello di protezione amovibile che tutela il retro piede da eventuali urti.

I contrafforti laterali contengono e stabilizzano il piede.

La suola rigida consente lo scarico completo del retro piede. Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| Taglia     | S     | M     | L     | XL    |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Mis scarpa | 35-38 | 39-42 | 43-45 | 46-48 |

## • PODARTIS TERAPES

### Indicazioni

Post-operatorio di chirurgia mini-invasiva o percutanea all'avampiede anche in caso di piede bendato.

### Caratteristiche

Tomaia in nylon imbottita priva di cuciture.

Leggerissima suola biomeccanica semirigida che aumenta il tempo di midstance riducendo la mobilità e lo stress a carico dell'articolazione metatarso-falangea. L'angolo di battuta punta-terreno è accentuato per facilitare il passo simulando il naturale rotolamento del piede in fase propulsiva. La chiusura a doppio velcro consente di aprire completamente la parte anteriore della calzatura e di regolarne il volume interno permettendo di alloggiare

piedi gonfi o edematosi. Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| Taglia      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mis. Scarpa | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |

## • PODARTIS WPS

### Indicazioni

Trattamento di fratture o stati infiammatori dolorosi dell'avampiede.

### Caratteristiche

Suola in talismo di 8°. Contrafforti rigidi per la stabilizzazione del retropiede. L'altezza della suola di 34mm e l'angolo di talismo stabilizza il cammino e riduce l'"effetto gradino".

La tomaia in nylon super soft senza bordature è adatta ai piedi più sensibili. Il bordo protettivo anteriore è di soli 6mm per evitare conflitti con eventuali fili di Kirschner chirurgici.

La chiusura a triplo velcro consente di aprire completamente la parte anteriore della calzatura e di regolarne il volume interno permettendo di alloggiare piedi gonfi o edematosi.

Può ospitare all'interno un plantare costruito su misura.



| Taglia      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mis. Scarpa | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |

## • OPTIMA HEELIFT AFO

### Indicazioni

Tutore di posizionamento preventivo/curativo per lo scarico del calcagno durante il decubito supino a letto (post-operatorio, post-traumatico).

### Caratteristiche

Realizzato in schiuma espansa priva di lattice con integrata una stecca di supporto modellabile che mantiene il tallone in sospensione. Tessuto traspirante lavabile in lavatrice e sterilizzabile in autoclave (con l'apposito contenitore).

Fondo antiscivolo per consentire piccoli passi o passaggi posturali dal letto alla sedia a rotelle.

Chiusura a 3 velcri per facilitare la calzatura e la rimozione.



Misura standard per circonferenza polpaccio 20-36 cm e peso della persona di 54-113 Kg

## • OPTIMA HEELIFT GLIDE

### Indicazioni

Tutore di posizionamento preventivo/curativo per lo scarico del calcagno durante il decubito supino a letto a seguito di amputazione dell'avampiede o intervento chirurgico al Tendine d'Achille.

### Caratteristiche

Realizzato in schiuma espansa priva di lattice con integrata una stecca di supporto modellabile che mantiene il tallone in sospensione. Tessuto traspirante lavabile in lavatrice e sterilizzabile in autoclave (con l'apposito contenitore).



Misura standard per circonferenza polpaccio 20-36 cm, peso della persona di 54-113 Kg ed altezza 152-196 cm.

Le calzature ortopediche predisposte sono costruite su forma di serie. Ogni particolare delle forme, ogni dettaglio è studiato dai produttori con attenzione e professionalità. Tutti i materiali sono naturali per garantire una perfetta tenuta durante la marcia allo scopo di consentire il giusto equilibrio statico del piede.

### COMPOSIZIONE E MATERIALI

La calzatura ortopedica predisposta è composta di:

- a) una tomaia realizzata in pelle di prima scelta;
- b) suola e tacchi in cuoio o materiale sintetico traspirante;
- c) suoletta interna esclusivamente in cuoio;
- d) contrafforti o forti rigidi o semirigidi.

### MANUTENZIONE

Buona regola è non indossare sempre lo stesso paio di calzature e lasciar “riposare” le scarpe così da consentire all’umidità di evaporare naturalmente.

La pulizia è fondamentale per la vita delle calzature e quindi vanno pulite e spazzolate con cura. I tacchi e le suole vanno controllati periodicamente dal tecnico ortopedico per evitare l’eccessivo logorio e consentire una deambulazione sempre corretta.

---

#### CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI




---

#### CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE IN ETÀ EVOLUTIVA




---

#### CALZATURE PREDISPOSTE DI RIVESTIMENTO A TUTORI



***N.B.: verificare modelli disponibili al momento  
(le foto utilizzate sono puramente indicative)***

**32 UB/V (mascherina stretch)**



**33 UB/V (mascherina setaflex)**



**69 UP/V**



**72 UP/V (ciclista)**



**42 UB/S**



**DIA12 - MO**



**124 DB/V**



**126 DB/V (Setaflex)**



**129 DB/V - (soffietto)**



**135 DB/V**



**144 DB/S (Setaflex)**



**171 DP/V (Ciclista)**



**DIA02 - MO**



**DIA08 - MO**



**DIA03 - MO (strech o setaflex)**



**DIA09 - MO**

*Su richiesta vaschetta in setaflex o strech*



**DIA10 - MO**



**DIA11 - MO**

*Su richiesta vaschetta in setaflex o strech*



**MISANO - PO**



**EROPE - PO**



**ERIS - PO**



**PANDIA - PO**



Piede piatto grave, retropiede pronato infantile. Plantare con bordi laterali avvolgenti, in cuoio con base in sughero o in materiale sintetico morbido (veolene) con base rigida. Volta mediale sostenuta, retropiede avvolgente basso medialmente e lateralmente. *Costruito su calco di gesso o su impronta fenolica.*



## Indicazioni

Piede piatto grave, stabilizzazione dell'articolazione tibiotarsica. Plantare con bordi laterali avvolgenti in materiale sintetico (veolene) con base rigida, alette bilaterali avvolgenti alte sopra i malleoli.



## Indicazioni

**Ulcere diabetiche. Patologie piede sportivo.** Plantare con bordi Plantare su misura in poliuretano espanso. *Costruito su impronta dinamica.*



### **Piede diabetico (uomo- donna).**

Plantare a volta (Fig.1) o avvolgente (Fig.2) fino alla base delle teste metatarsali, con base in diapod e rinforzo in sugherite sintetica o evaform. Costruito su calco di gesso o impronta su schiuma fenolica.

PER PIEDE DIABETICO



### Indicazioni

Piede diabetico metatarsalgia, piede reumatoide (uomo-donna), Plantare a volta con base in memory soft e rinforzo in sughero. Costruito su forma di serie, su calco di gesso o su impronta fenolica.

A VOLTA SOFT-MEMORY



### Indicazioni

Spina calcaneare fascite plantare (uomo-donna). Plantare a volta costruito su forma di serie, su calco di gesso o su impronta fenolica, in veolene, base rigida, inserto in AIRLASTIC per scarico calcaneare centrale e fascite.

A VOLTA







**ORTHOHUB s.r.l.**

Via di Tor Vergata 103/A - 00133 Roma - Tel.: +39 3492378324 – [torvergata@orthohub.it](mailto:torvergata@orthohub.it)

Via A. Ciamarra 184/184A - 00133 Roma -Tel. 06. 06.39366634 - [ciamarra@orthohub.it](mailto:ciamarra@orthohub.it)

[www.orthohub.it](http://www.orthohub.it) - [info@orthohub.it](mailto:info@orthohub.it) - [orthohubsrl@legalmail.it](mailto:orthohubsrl@legalmail.it)